

Utilizarea prevăzută

Doar pentru diagnostic *in vitro*.
 Soluția de control Chemistry se utilizează pentru monitorizarea acurateții și preciziei procedurilor de chimie clinică. Această soluție de control conține constituenți obișnuiți de interes într-o soluție de control pentru chimie generală. Produsul de control cu analiți multipli testat este conceput cu un nivel de analiți.
Rx Only

Descrierea produsului

Materialul de control al calității este preparat din ser uman cu enzime, constituenți neproteici, proteine non-umane și agenți bacteriostatici. Constituenții au fost ajustați la nivelurile enumerate în Valori așteptate.

Precauții

PERICOL BIOLOGIC: Material de origine umană. Manevrați ca pe un produs potențial infecțios. Pentru fabricarea acestui produs s-a folosit ser uman. Fiecare unitate donată utilizată a fost testată prin metode aprobate de FDA și a fost identificată ca nereactivă pentru antigenul de suprafață al hepatitei B (HBsAg), hepatita C (HCV) și HIV 1 și HIV 2. Deoarece nicio metodă de testare cunoscută nu poate oferi asigurarea completă că agenții infecțioși sunt absenți, toate produsele care conțin materiale de sursă umană trebuie manipulate în conformitate cu recomandările din manualul Centrului pentru Controlul Bolilor/Institutului Național de Sănătate „Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories”, 1999.

Acest produs conține sub 0,1% azidă de sodiu care poate reacționa cu cuprul sau plumbul, formând azide metalice potențial explozive. La eliminare, spălați cu multă apă pentru a preveni acumularea azidei.

Depozitare și stabilitate

Asigurați-vă că sigilați ermetic flacoanele după reconstituire și utilizare pentru a preveni evaporarea în timpul depozitării. Asigurați-vă că depozitați flacoanele în poziție verticală pentru a preveni scurgerile sau vărsarea. CK și bilirubina sunt sensibile la lumină. Depozitați flacoanele protejate de lumină.

	Depozitare	Stabilitate
Nereconstituit	2-8°C	Consultați eticheta de pe fiecare flacon și de pe ambalaj pentru data de expirare.
Reconstituit	2-8°C	7 zile Excepții: Bilirubina și fosfataza alcalină care sunt stabile 48 de ore. ALP poate crește în timp.

Instrucțiuni generale de utilizare

Utilizați materialul de control al calității conform instrucțiunilor care însoțesc instrumentul sau procedura de testare utilizată. Tratați materialul de control al calității în același mod ca probele pacientului.

- Scoateți capacul filetat și îndepărtați ușor dopul de cauciuc din flacon.
- Folosind o pipetă volumetrică, pipetați exact 5,0 mL de apă distilată sau deionizată în flacon.
- Puneți capacul înapoi, lăsați flaconul să se odihnească 10 minute.
- Răsturnați ușor flaconul de trei (3) ori și rotiți-l până când conținutul este omogen.
- Înregistrați rezultatele conform programului dumneavoastră de asigurare a calității.
- Fosfataza acidă din serurile de control este mai labilă decât în serurile proaspete. Materialul de control trebuie stabilizat conform instrucțiunilor producătorului pentru testul utilizat.

Rezultate așteptate

Consultați tabelul cu valori așteptate furnizat pentru media și intervalele de test. Înainte de utilizare, verificați dacă numărul de lot al flaconului corespunde cu numărul de lot indicat în tabelul cu valori așteptate.

Valorile și intervalele așteptate sunt valori țintă derivate din datele inter-laboratoare. Valorile intervalului așteptat includ variații legate de instrument și de manevrarea în laborator. Valorile testului au fost obținute folosind reactivi

POINTE în perioada de valabilitate în momentul testării. Actualizările valorilor indicate pot fi făcute pe baza datelor suplimentare care devin disponibile sau dacă este necesar în urma modificării unei metode de testare. Valorile medii stabilite pentru laboratorul dumneavoastră ar trebui să se încadreze în intervalele afișate în Valori așteptate; cu toate acestea, mediile laboratorului pot varia pe durata vieții soluției de control. Fiecare laborator ar trebui să își stabilească mediile și parametrii de precizie proprii.

Limitări

Rezultatele obținute folosind materialul de control al calității depind de mai mulți factori: rezultate eronate pot apărea din depozitarea necorespunzătoare, erori de reconstituire, amestecare inadecvată sau erori de manipulare a probelor asociate cu instrumentul sau procedurile de analiză. Nu utilizați materialul de control al calității dacă există dovezi vizibile de creștere microbiană în flacon sau lipsă de vid la deschiderea flaconului pentru prima dată. Pentru mai multe informații referitoare la limitările procedurilor, consultați manualul instrumentului sau prospectul produsului de testare.

Eliminarea materialelor










Eliminați materialele periculoase sau contaminate biologic conform practicilor instituției dumneavoastră. Eliminați toate materialele într-un mod sigur și acceptabil, în conformitate cu toate cerințele țării, statului și locale.


Asistență tehnică



Pentru asistență tehnică și serviciul clienți, contactați POINTE la 800-445-

REF C7591  Produs pentru HORIBA: POINTE Brand
 5449 Research Drive
 Canton, MI 48188  2°C  8°C 
 9853 sau 800-757-5313 sau prin fax la 734-483-1592.

Legendă simboluri

 A se utiliza până la (AAAA-LL-ZZ)	 Cod lot și serie
 Număr catalog	 Producător
 Dispozitiv medical pentru diagnostic <i>in vitro</i>	 Limită de temperatură
 Consultați instrucțiunile de utilizare	
Rx Only: Numai pentru utilizare pe bază de prescripție medicală	
 Marcaj CE	 Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

 Produs pentru HORIBA: POINTE Brand
 5449 Research Drive, Canton, MI 48188

 Obelis s.a.
 Boulevard Général Wahis 53, 1030 Bruxelles, BELGIA
 Tel: (32)2.732.59.54, Fax:(32)2.732.60.03
 email: mail@obelis.net 

Certificat de performanță

POINTE certifică faptul că toate produsele noastre sunt fabricate în conformitate cu parametrii specificați. Orice produs care nu îndeplinește specificațiile până la data de expirare indicată va fi remediat imediat fără niciun cost suplimentar.

ANALYTE	Beckman AU 400 /640	Cobas Mira	Hitachi 717	Pointe C2000 / Mindray BS-200	Mindray BS-480	Pointe 180	General Interval test	Unități
Fosf. acidă	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	U/L
Albumină	5,0 ± 0,5	4,9 ± 0,5	4,9 ± 0,5	5,8 ± 0,6	6,4 ± 0,6	3,9 ± 0,4	5,2 ± 0,5	g/dL
Fosf. alcalină	229 ± 69	230 ± 69	231 ± 69	236 ± 71	253 ± 76	262 ± 79	240 ± 72	U/L
ALT (SGPT)	118 ± 24	120 ± 24	128 ± 26	148 ± 30	137 ± 27	133 ± 27	131 ± 26	U/L
Amilază	441 ± 132	444 ± 133	-----	572 ± 172	488 ± 146	475 ± 143	484 ± 145	U/L
AST (SGOT)	238 ± 48	250 ± 50	251 ± 50	276 ± 55	265 ± 53	316 ± 63	266 ± 53	U/L
Direct Bilirubin	5,2 ± 1,0	-----	5,8 ± 1,2	6,5 ± 1,3	6,2 ± 1,2	4,7 ± 0,9	5,7 ± 1,1	mg/dL
Total Bilirubin	5,8 ± 1,2	7,4 ± 1,5	5,6 ± 1,1	6,6 ± 1,3	5,5 ± 1,1	7,5 ± 1,5	6,4 ± 1,3	mg/dL
BUN	49 ± 4	48 ± 4	-----	55 ± 5	50 ± 5	51 ± 5	51 ± 5	mg/dL
Calciu (CPC)	13,3 ± 1,0	12,7 ± 1,0	12,5 ± 1,0	-----	-----	12,0 ± 1,0	12,6 ± 1,0	mg/dL
Calciu (AR-III)	12,6 ± 1,0	-----	-----	12,4 ± 1,0	11,9 ± 1,0	-----	12,3 ± 1,0	mg/dL
Clor	110 ± 6	-----	-----	-----	117 ± 6	-----	114 ± 6	mEq/L
Colesterol	294 ± 29	314 ± 31	290 ± 29	306 ± 31	303 ± 30	257 ± 26	294 ± 29	mg/dL
Carbon Dioxide	24 ± 5	25 ± 5	-----	33 ± 5	26 ± 5	27 ± 5	27 ± 5	mEq/L
CK/CPK	235 ± 71	256 ± 77	235 ± 71	259 ± 78	247 ± 74	277 ± 83	252 ± 76	U/L
Creatinină	4,93 ± 0,74	-----	4,99 ± 0,75	4,91 ± 0,74	4,84 ± 0,73	4,80 ± 0,72	4,89 ± 0,73	mg/dL
GGTP	122 ± 24	126 ± 25	130 ± 26	137 ± 27	131 ± 26	137 ± 27	131 ± 26	U/L
Glucoză hexokinază	267 ± 27	-----	242 ± 24	269 ± 27	246 ± 25	256 ± 26	256 ± 26	mg/dL
Glucoză oxidază	-----	-----	246 ± 25	265 ± 27	-----	307 ± 31	273 ± 27	mg/dL
HDL (auto)	139 ± 42	-----	*138 ± 41	*161 ± 48	140 ± 42	-----	**145 ± 44	mg/dL
HDL (PEG)	-----	-----	-----	-----	-----	65 ± 20	65 ± 20	mg/dL
Fier	156 ± 31	153 ± 31	186 ± 37	171 ± 34	161 ± 32	188 ± 38	172 ± 34	µg/dL
Lactate	-----	2,8 ± 0,2	3,0 ± 0,2	2,8 ± 0,2	2,8 ± 0,2	2,9 ± 0,2	2,9 ± 0,2	mmol/L
LDH	299 ± 60	-----	-----	339 ± 68	310 ± 62	311 ± 62	315 ± 63	U/L
Lipază (color)	118 ± 35	-----	142 ± 43	102 ± 31	-----	-----	121 ± 36	U/L
Magneziu	3,4 ± 0,9	-----	3,9 ± 1,0	3,3 ± 0,8	2,9 ± 0,7	3,5 ± 0,9	3,4 ± 0,9	mg/dL
Fosfor	7,7 ± 0,8	-----	7,0 ± 0,7	8,4 ± 0,9	8,4 ± 0,9	7,4 ± 0,8	7,8 ± 0,8	mg/dL
Potasiu	5,9 ± 0,5	-----	-----	-----	6,5 ± 0,5	-----	6,2 ± 0,5	mEq/L
Sodiu	163 ± 4	-----	-----	-----	172 ± 4	-----	168 ± 4	mEq/L
TIBC direct	470 ± 118	-----	-----	495 ± 124	424 ± 106	-----	463 ± 116	µg/dL
Proteine totale	7,4 ± 0,7	-----	7,3 ± 0,7	7,4 ± 0,7	6,7 ± 0,7	6,8 ± 0,7	7,1 ± 0,7	g/dL
Trig-GPO	210 ± 53	-----	211 ± 53	190 ± 48	205 ± 51	167 ± 42	197 ± 49	mg/dL
UIBC	-----	-----	278 ± 70	-----	-----	-----	278 ± 70	µg/dL
Acid uric	8,4 ± 1,4	-----	7,5 ± 1,3	10,0 ± 1,7	9,0 ± 1,5	9,6 ± 1,6	8,9 ± 1,5	mg/dL

* Soluție de control diluată 1:1 înainte de analiză.

Rev: 06/23 P803-C7591-01-RO

** Interval bazat pe soluții de control nediluate sau diluate 1:1 înainte de analiză.