



Yumizen G CaCl₂ 4

SOLUZIONE DI CLORURO DI CALCIO 0,025 M PER TEST DI COAGULAZIONE

N. cat.: 1300036386 12 x 4 mL

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

Yumizen G CaCl₂ 4

USO PREVISTO

(Solo per uso diagnostico in vitro)

Yumizen G CaCl₂ 4 è destinato ai test di screening dell'emostasi, come il tempo di tromboplastina parziale attivata (APTT).

RIEPILOGO E PRINCIPI

Il CaCl₂ è necessario per il test APTT, un test di screening generico del percorso di coagulazione intrinseco (Fattori: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I).

PRINCIPI ATTIVI

Yumizen G CaCl₂ 4 è una soluzione tamponata 0,025 M con stabilizzatore.

PRECAUZIONI D'USO

- La soluzione contiene azoturo di sodio. Può formare azoturi metallici, potenzialmente esplosivi nelle tubature di piombo. Adottare le precauzioni opportune!
- Proveni, campioni e tutti i materiali che entrano a contatto con essi devono essere trattati come potenzialmente in grado di trasmettere infezioni smaltiti con le opportune precauzioni.
- Non utilizzare il reagente dopo la data di scadenza stampata sull'etichetta.
- La contaminazione microbica del reagente potrebbe causare risultati errati e va pertanto evitata.
- Tutti i reagenti, gli scarti e le attrezzature da laboratorio monouso utilizzate devono essere considerati rifiuti pericolosi. La manipolazione e lo smaltimento devono avvenire conformemente alla normativa vigente sul trattamento dei materiali pericolosi.

PREPARAZIONE

La soluzione Yumizen G CaCl₂ 4 è fornita pronta per l'uso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Seguire le istruzioni descritte nel foglio illustrativo dei reagenti APTT: Yumizen G APTT 4; n. cat.:1300036377 e Yumizen G APTT Liq 2; n. cat.:1300036379.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Prima dell'apertura la soluzione Yumizen G CaCl₂ 4 è stabile fino alla data di scadenza indicata sulla fiala, se conservata a 2-8°C. La stabilità dopo l'apertura nella fiala originale è indicata nella tabella seguente:

T(°C)	37	15-19	2-8
Settimane	1 giorno	8	8

LIMITAZIONI

La persona addetta all'installazione del reagente deve essere un professionista di laboratorio qualificato.

MATERIALI NECESSARI NON IN DOTAZIONE

Yumizen G CaCl₂ 4 è consigliato per il test di screening dell'emostasi seguente:

- Tempo di tromboplastina parziale attivata (Yumizen G APTT 4; n. cat.: 1300036377)
- Tempo di tromboplastina parziale attivata (Yumizen G APTT Liq 2; n. cat.: 1300036379)

PRODUTTORE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE