



# Yumizen G CaCl<sub>2</sub> 4

## ROZTWÓR CHLORKU WAPNIA 0,025 M DO TESTÓW KRZEPNIĘCIA

Nr kat.: 1300036386 12 x 4 mL

### NAZWA PRODUKTU

Yumizen G CaCl<sub>2</sub> 4

### PRZEZNACZENIE

**(Wyłącznie do stosowania w diagnostyce in vitro)**

Roztwór Yumizen G CaCl<sub>2</sub> 4 jest przeznaczony do badań przesiewowych hemostazy, takich jak czas częściowej generacji tromboplastyny (APTT).

### OMÓWIENIE I ZASADA DZIAŁANIA

Chlorek wapnia (CaCl<sub>2</sub>) jest konieczny do przeprowadzenia testu APTT, który jest ogólnym testem przesiewowym do badania wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia (czynniki: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I).

### SKŁADNIKI AKTYWNE

Yumizen G CaCl<sub>2</sub> 4 jest buforowanym roztworem o stężeniu 0,025 M, zawierającym stabilizator.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Roztwór zawiera azydek sodu. Może on tworzyć azydki metali, które w metalowych instalacjach kanalizacyjnych mogą być potencjalnie wybuchowe. Przestrzegać odpowiednich środki ostrożności!
- Z próbkami i wszelkimi materiałami wchodzącymi z nimi w kontakt należy obchodzić się jak z materiałami potencjalnie zakaźnymi i usuwać je z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.
- Nie używać odczynnika po upływie terminu ważności nadrukowanego na etykiecie!
- Należy unikać skażenia mikrobiologicznego odczynnika, ponieważ może to doprowadzić do uzyskania błędnych wyników.
- Wszystkie odczynniki, odpady i wykorzystane jednorazowe wyroby laboratoryjne powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne. Należy się z nimi obchodzić i utylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

### PRZYGOTOWANIE

Roztwór Yumizen G CaCl<sub>2</sub> 4 jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.

### INSTRUKCJA UŻYCIA

Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na ulotce dołączonej do opakowania odczynników do testu APTT: Yumizen G APTT 4; nr kat. 1300036377 oraz Yumizen G APTT Liq 2; nr kat.:1300036379.

### PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Roztwór Yumizen G CaCl<sub>2</sub> 4 w nienaruszonej fiolce jest stabilny do terminu ważności podanego na fiolce, pod warunkiem że jest przechowywany w temperaturze 2–8°C. Stabilność po otwarciu oryginalnej fiolki jest podana w tabeli poniżej:

| T(°C)   | 37      | 15–19 | 2–8 |
|---------|---------|-------|-----|
| Tydzień | 1 dzień | 8     | 8   |

### OGRANICZENIA

Osoba, która korzysta z odczynnika, musi być przeszkolonym pracownikiem laboratoryjnym.

### WYMAGANE WYPOSAŻENIE NIEWCHODZĄCE W SKŁAD PRODUKTU

Roztwór Yumizen G CaCl<sub>2</sub> 4 jest zalecany z następującym testem przesiewowym hemostazy:

- Czas częściowej generacji tromboplastyny (Yumizen G APTT 4; nr kat.: 1300036377)
- Czas częściowej generacji tromboplastyny (Yumizen G APTT Liq 2; nr kat.: 1300036379)

### PRODUCENT



**HORIBA ABX SAS**  
Parc Euromédecine - Rue du Caducée  
B.P. 7290  
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE