



Yumizen G CaCl₂ 4

DISOLUCIÓN DE CLORURO CÁLCICO DE 0,025M PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN

N.º de cat.: 1300036386 12 x 4 mL

NOMBRE DEL PRODUCTO

Yumizen G CaCl₂ 4

USO PREVISTO

(Solo para diagnóstico *in vitro*)

Yumizen G CaCl₂ 4 está diseñado para pruebas de detección de la hemostasia como la del tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA).

RESUMEN Y PRINCIPIO

El CaCl₂ es un componente necesario para la prueba de TTPA, una prueba de detección general de la vía de coagulación intrínseca (factores de coagulación: XII, XI, X, IX, VIII, V, protrombina, fibrinógeno).

PRINCIPIOS ACTIVOS

Yumizen G CaCl₂ 4 es una disolución amortiguadora de 0,025M con estabilizador.

PRECAUCIONES

- La disolución contiene acida sódica. Puede dar lugar a acidas metálicas que pueden resultar potencialmente explosivas en tuberías metálicas. Por ello, es necesario tomar las precauciones adecuadas.
- Las muestras biológicas, las muestras y el resto de materiales que entren en contacto con ellas deberán manipularse como si pudieran transmitir infecciones y eliminarse tomando las precauciones adecuadas.
- No utilice el reactivo una vez superada la fecha de caducidad que se muestra en las indicaciones.
- Evite la contaminación microbiana del reactivo, ya que podrían obtenerse unos resultados erróneos.
- Todos los reactivos, desechos y equipos de laboratorio desechables utilizados deberán considerarse residuos peligrosos. Su manipulación y posterior eliminación se deberán llevar a cabo de acuerdo con la normativa de tratamiento de materiales peligrosos que corresponda.

PREPARACIÓN

La disolución Yumizen G CaCl₂ 4 se suministra lista para utilizarse.

INSTRUCCIONES DE USO

Siga las instrucciones que se describen en el prospecto del envase de los reactivos para la TTPA: Yumizen G APTT 4; n.º de cat.:1300036377, y Yumizen G APTT Liq 2; n.º de cat.:1300036379.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Cuando la disolución Yumizen G CaCl₂ 4 se almacena a una temperatura de entre 2-8°C en un frasco inalterado, se mantiene estable hasta la fecha de caducidad que se indica en el frasco. En esta tabla se muestra la estabilidad del producto tras la apertura del frasco original:

T(°C)	37	15-19	2-8
Semana	1 día	8	8

LIMITACIONES

La persona encargada de instalar el reactivo deberá ser un empleado del laboratorio que posea la formación adecuada.

MATERIAL NECESARIO NO SUMINISTRADO

Yumizen G CaCl₂ 4 está recomendado para la siguiente prueba de detección de la hemostasia:

- Tiempo de tromboplastina parcial activado (Yumizen G APTT 4; n.º de cat.: 1300036377)
- Tiempo de tromboplastina parcial activado (Yumizen G APTT Liq 2; n.º de cat.: 1300036379)

FABRICANTE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE