

Yumizen G SORB



ROZTWÓR DO MYCIA

Nr. kat.: 1300036418 12 x 15 mL

NAZWA PRODUKTU

Yumizen G SORB

PRZEZNACZENIE

(Wyłącznie do stosowania w diagnostyce in vitro)

Yumizen G SORB jest przeznaczony do codziennej konserwacji i czyszczenia analizatorów do oznaczania hemostazy Yumizen G800 / G1500 / G1550.

OMÓWIENIE I ZASADA DZIAŁANIA

Yumizen G SORB jest roztworem podchlorynu do mycia, który skutecznie wymywa pozostałości komórkowe, białka i trójglicerydy poprzez rozpuszczanie w warunkach tlenowych i solubilizację detergentu.

SKŁADNIKI AKTYWNE

podchloryn sodu	< 5.0 %
wodorotlenek potasu	< 1.0 %
detergent	< 1.0 %

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie używać odczynnika po upływie terminu ważności nadrukowanego na etykiecie.
- Wszystkie odczynniki, odpady i wykorzystane jednorazowe wyroby laboratoryjne powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne. Należy się z nimi obchodzić i utylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
- Podrażnienie skóry, kategoria 2 
- Podrażnienie oczu, kategoria 2
- Hasło ostrzegawcze: Ostrzeżenie
- H315: Działa drażniąco na skórę.
- H319: Działa drażniąco na oczy.
- H290: Może powodować korozję metali.
- P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P390: Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
- P405: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

- P406: Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.
- P501: Zutylizować zawartość i pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.
- P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
- P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się do lekarza.
- P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się do lekarza.
- Osoba, która korzysta z odczynnika, musi być przeszkolonym pracownikiem laboratoryjnym.

PRZYGOTOWANIE

Yumizen G SORB Roztwór jest gotowy do użycia. Należy poczekać, aż roztwór osiągnie temperaturę roboczą!

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Yumizen G SORB roztwór w nienaruszonej fiolce pozostaje stabilny do upłynięcia daty ważności podanej na próbówce przy przechowywaniu w temperaturze 2-8°C. Stabilność po otwarciu oryginalnej fiolki jest przedstawiona w poniższej tabeli:

T (°C)	20-25	15-19
Dzień	21	21

WYNIKI OCZEKIWANE

Yumizen G SORB Roztwór skutecznie czyści igły w urządzeniu wykorzystywane w codziennej pracy, zachowując wartości przeniesione w ramach specyfikacji urządzenia.

WYMAGANE WYPOSAŻENIE NIEWCHODZĄCE W SKŁAD PRODUKTU

Zapytania dotyczące dostępności powyższych odczynników proszę kierować do lokalnego dystrybutora lub bezpośrednio do producenta.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Yumizen G800 / G1500 / G1550.



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE