

Yumizen G SORB



SOLUCIÓN DE LAVADO

N.º de cat.: 1300036418 12 x 15 mL

NOMBRE DEL PRODUCTO

Yumizen G SORB

USO PREVISTO

(Solo para diagnóstico *in vitro*)

Yumizen G SORB se utiliza para la limpieza y el mantenimiento diario de los analizadores de hemostasia Yumizen G800/G1500/G1550.

RESUMEN Y PRINCIPIO

Yumizen G SORB es una solución de lavado de hipoclorito que limpia con eficacia los restos de células, proteínas y triglicéridos mediante la degradación oxidativa y la solubilización del detergente.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Hipoclorito de sodio	< 5.0 %
hidróxido potásico	< 1.0 %
detergente	< 1.0 %

PRECAUCIONES

- No utilice el reactivo una vez superada la fecha de caducidad que se muestra en la etiqueta.
- Todos los reactivos, desechos y equipos de laboratorio desechables utilizados deberán considerarse residuos peligrosos. Su manipulación y posterior eliminación se deberán llevar a cabo de acuerdo con la normativa de tratamiento de materiales peligrosos que corresponda.

- Irritación cutánea, categoría 2 
- Irritación ocular, categoría 2
- Palabra de advertencia: Advertencia
- H315: Provoca irritación cutánea.
- H319: Provoca irritación ocular grave.
- H290: Puede ser corrosivo para los metales.
- P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P390: Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P405: Guardar bajo llave.

- P406: Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente.
- P501: Eliminar el contenido y el recipiente de conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
- P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
- P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- La persona encargada de instalar el reactivo deberá ser un empleado del laboratorio que posea la formación adecuada.

PREPARACIÓN

Yumizen G SORB es una solución lista para utilizarse. ¡Espere a que la solución alcance la temperatura operativa!

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Yumizen G SORB la solución permanece estable hasta la fecha de caducidad que se indica cuando se almacena a una temperatura de 2-8°C en viales intactos. En la siguiente tabla se muestra la estabilidad tras la apertura del vial original:

T (°C)	20-25	15-19
Días	21	21

RESULTADOS ESPERADOS

Yumizen G SORB es una solución que limpia con eficacia las agujas del instrumento cuando se utiliza a diario y mantiene los valores de acarreo dentro de las especificaciones.

MATERIAL NECESARIO NO SUMINISTRADO

Para obtener información sobre la disponibilidad de los anteriores reactivos, consulte a su distribuidor local o directamente al fabricante.

- Yumizen G800/G1500/G1550.



 **HORIBA ABX SAS**
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE