



Yumizen G IMIDAZOL

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΜΙΔΑΖΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΗΞΗΣ

Αριθ. κατ.: 1300036385

12 x 15 ml

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Yumizen G IMIDAZOL

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

(Αποκλειστικά για In Vitro διαγνωστική χρήση)

Το Yumizen G IMIDAZOL προορίζεται για αραιώση δειγμάτων και μαρτύρων για προσδιορισμούς ινωδογόνου (FIB).

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Το Yumizen G IMIDAZOL είναι ένα ρυθμιστικό διάλυμα με σταθεροποιητικό παράγοντα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Το υγρό περιέχει αζίδιο του νατρίου. Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να σχηματίσει δυνητικώς εκρηκτικά αζίδια μετάλλων σε μεταλλικές υδραυλικές εγκαταστάσεις. Λάβετε κατάλληλα μέτρα προφύλαξης!
- Τα παρασκευάσματα, τα δείγματα και όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ικανά να μεταδώσουν μόλυνση και θα πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλες προφυλάξεις.
- Μη χρησιμοποιείτε το αντιδραστήριο πέραν της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα!
- Αποφύγετε τη μικροβιακή μόλυνση του αντιδραστήριου, διαφορετικά ενδέχεται να προκύψουν εσφαλμένα αποτελέσματα.
- Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορία 1B
- Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος
- H360: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο (αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι γνωστή) (αναφέρεται η οδός έκθεσης εφόσον έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από άλλες οδούς έκθεσης).
- P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.
- P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

- P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
- P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501: Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Το διάλυμα Yumizen G IMIDAZOL παρέχεται έτοιμο για χρήση.
- Όλα τα αντιδραστήρια, τα απόβλητα και ο χρησιμοποιημένος αναλώσιμος εργαστηριακός εξοπλισμός θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Ο χειρισμός και η απόρριψή τους θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό για τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο ένθετο της συσκευασίας του Yumizen G FIB 2, αριθ. κατ.: 1300036383.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το διάλυμα Yumizen G IMIDAZOL σε άθικτο φιαλίδιο παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο, εφόσον φυλάσσεται στους 2-8°C. Η σταθερότητα εντός του αρχικού φιαλιδίου μετά το άνοιγμα, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

| T(°C) | 20-25 | 2-8 |
|----------|-------|-----|
| Εβδομάδα | 2 | 8 |

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το άτομο που εγκαθιστά το αντιδραστήριο πρέπει να είναι εκπαιδευμένος επαγγελματίας εργαστηρίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Το Yumizen G IMIDAZOL συνιστάται για την παρακάτω δοκιμασία ανίχνευσης (screening test) αιμόστασης:

- Ινωδογόνο (Yumizen G FIB 2, αριθ. κατ.: 1300036383)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE