


REF 1300036420

CLEANER 1 x 4,5 L

IVD CE


 HORIBA ABX SAS
 Parc Euromédecine
 Rue du Caducée
 BP 7290
 34184 Montpellier Cedex 4
 FRANCE

Yumizen G CLEANER

- Yumizen G800
- Yumizen G1500/G1550

Soluzione di lavaggio

Usso previsto ^{a b}

Yumizen G CLEANER è una soluzione di lavaggio usata per la manutenzione e la pulizia quotidiane degli analizzatori di coagulazione automatici Riga Yumizen G durante l'utilizzo in routine.
Solo per uso diagnostico *in vitro*.

Reagenti ^c

Yumizen G CLEANER è pronto all'uso.
È un surfattante usato per la manutenzione e la pulizia quotidiane dell'analizzatore di coagulazione.

Stabilizzatore < 0,5%

Yumizen G CLEANER deve essere utilizzato in conformità delle presenti indicazioni.
Il produttore non garantisce le prestazioni in caso di utilizzo non conforme.

Manipolazione ^d

1. Lasciar riposare il contenitore per almeno 30 min (temperatura ambiente).
2. Consultare il capitolo manutenzione nel manuale dell'utente per installare il nuovo contenitore.

Materiali necessari non in dotazione ^e

- Analizzatore di emostasi
- Sono raccomandati gli analizzatori HORIBA Medical (Riga Yumizen G).
- Attrezzature di laboratorio standard

Conservazione e stabilità

Stabilità prima dell'apertura

Stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta se conservato a una temperatura di 15 - 35°C.

Stabilità dopo l'apertura

	15 - 35°C
Yumizen G CLEANER	60 giorni

Gestione dei rifiuti ^f

Attenersi alle disposizioni locali.

^aModifica: modifica del paragrafo "Usso previsto".

^bModifica: nuovo formato del foglio illustrativo.

^cModifica: modifica del paragrafo "Reagenti".

^dModifica: modifica del paragrafo "Manipolazione".

^eModifica: modifica del paragrafo "Materiali necessari non in dotazione".

^fModifica: aggiunta di un capitolo.

Yumizen G CLEANER

Precauzioni di carattere generale ⁹

- Questo prodotto è destinato all'uso professionale per la diagnostica *in vitro*.
Per uso in laboratorio.
- Solo su prescrizione medica.
- Questo reagente è classificato come non pericoloso in conformità alla direttiva (CE) 1272/2008.
- Non pipettare con la bocca.
- Non rabboccare i prodotti.
- Non ingerire. Evitare il contatto con la pelle e con le membrane mucose.
- Rispettare le precauzioni per l'uso standard di laboratorio.
- Le fiale del prodotto devono essere eliminate dopo l'uso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in conformità delle normative locali.
- Consultare la scheda di dati di sicurezza specifica del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se vi sono segni evidenti di deterioramento biologico, chimico o fisico.
- Non utilizzare il prodotto in caso di mancato rispetto delle condizioni di conservazione raccomandate, tra cui la temperatura.
- L'operatore deve essere formato da un rappresentante HORIBA Medical prima di provare a utilizzare il dispositivo.
- L'utente è tenuto a verificare che il presente documento faccia riferimento al prodotto utilizzato.
- Per l'assistenza tecnica, contattare il numero +33 (0)4 67 14 15 16.
- Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo dovrà essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello stato in cui si trova l'operatore e/o il paziente.
- Gli analizzatori di emostasi di terze parti possono compromettere l'armonia del sistema.
- L'utente è tenuto a valutare il rischio legato all'uso di analizzatori di emostasi di terze parti.

⁹Modifica: modifica del paragrafo "Precauzioni di carattere generale".