

Yumizen G CaCl₂ 4

- Yumizen G200
- Yumizen G400/G400 DDi
- Yumizen G800
- Yumizen G1500/G1550

REF 1300036386

BUFFER 12 x 4 mL

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Soluzione di cloruro di calcio 0,025 M per test di coagulazione.

Uso previsto ^{a b}

Yumizen G CaCl₂ 4 è una soluzione tamponata 0,025 M di cloruro di calcio usata come reagente aggiuntivo per diversi test di coagulazione su plasma decalcificato nei dosaggi di coagulometria, per qualsiasi popolazione umana.

Solo per uso diagnostico *in vitro*.

Reagenti ^c

Yumizen G CaCl₂ 4 è pronto all'uso.
Soluzione tamponata 0,025 M con stabilizzante.

Cloruro di calcio diidrato < 4 g/L

Sodio azide < 1 g/L

Yumizen G CaCl₂ 4 deve essere utilizzato in conformità delle presenti indicazioni.

Il produttore non garantisce le prestazioni in caso di utilizzo non conforme.

Manipolazione ^d

1. Attendere che il reagente raggiunga la temperatura di lavoro.
2. **Solo per analizzatori automatici:** collocare la fiala nel supporto reagente senza tappo.

Per garantire prestazioni ottimali rimuovere il reagente dallo strumento dopo l'uso,appare la fiala e conservare a 2 - 8°C.

Evitare di scambiare i tappi con altri prodotti.

Materiali necessari non in dotazione ^e

- Analizzatore di emostasi
- Sono raccomandati gli analizzatori HORIBA Medical (Riga Yumizen G).
- **Yumizen G CaCl₂ 4** è raccomandato con i reagenti seguenti:
 - Yumizen G APTT 4** (1300036377)
 - Yumizen G APTT Liq 2** (1300036379)
 - Yumizen G APTT Liq 4** (1300036381)
 - ACTICLOT® C** (1300081527)
 - ACTICLOT® Protein S** (1300081526)
- Attrezzature di laboratorio standard

Conservazione e stabilità

Stabilità prima dell'apertura

Stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta se conservato a una temperatura di 2 - 8°C.

Stabilità dopo l'apertura

	2 - 8°C
Yumizen G CaCl ₂ 4	8 settimane

^aModifica: modifica del paragrafo "Uso previsto".

^bModifica: nuovo formato del foglio illustrativo.

^cModifica: modifica del paragrafo "Reagenti".

^dModifica: aggiunta di un capitolo.

^eModifica: modifica del paragrafo "Materiali necessari non in dotazione".

Yumizen G CaCl₂ 4

Stabilità a bordo strumento

Analizzatori automatici

	15 - 19°C
Yumizen G CaCl₂ 4	8 settimane

Analizzatori semiautomatici

	37°C
Yumizen G CaCl₂ 4	1 giorno

- Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo dovrà essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello stato in cui si trova l'operatore e/o il paziente.
- Gli analizzatori di emostasi di terze parti possono compromettere l'armonia del sistema.
- L'utente è tenuto a valutare il rischio legato all'uso di analizzatori di emostasi di terze parti.

Gestione dei rifiuti ^d

- Attenersi alle disposizioni locali.
- Questo prodotto contiene meno dello 0,1% di sodio azide come conservante. La sodio azide può reagire con piombo e rame e formare un complesso metallo-azide esplosivo.

Precauzioni di carattere generale ^f

- Questo prodotto è destinato all'uso professionale per la diagnostica *in vitro*.
Per uso in laboratorio.
- Solo su prescrizione medica.
- Non pipettare con la bocca.
- Non rabboccare i prodotti.
- Non ingerire. Evitare il contatto con la pelle e con le membrane mucose.
- Rispettare le precauzioni per l'uso standard di laboratorio.
- Le fiale del prodotto devono essere eliminate dopo l'uso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in conformità delle normative locali.
- Consultare la scheda di dati di sicurezza specifica del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se vi sono segni evidenti di deterioramento biologico, chimico o fisico.
- Non utilizzare il prodotto in caso di mancato rispetto delle condizioni di conservazione raccomandate, tra cui la temperatura.
- L'operatore deve essere formato da un rappresentante HORIBA Medical prima di provare a utilizzare il dispositivo.
- L'utente è tenuto a verificare che il presente documento faccia riferimento al prodotto utilizzato.
- Per l'assistenza tecnica, contattare il numero +33 (0)4 67 14 15 16.

^dModifica: aggiunta di un capitolo.

^fModifica: modifica del paragrafo "Precauzioni di carattere generale".