

Yumizen G SORB

- Yumizen G800
- Yumizen G1500/G1550

REF 1300036418

CLEANER 12 x 15 mL



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Solution de lavage.

Utilisation prévue ^{a b}

Yumizen G SORB est une solution de lavage à base d'hypochlorite pour la maintenance quotidienne et le nettoyage des analyseurs de coagulation entièrement automatisés de la gamme Yumizen G pendant les mesures de diagnostic.

Réservé au diagnostic *in vitro*.

Réactifs ^c

Yumizen G SORB est prêt à l'emploi.

C'est une solution de lavage qui nettoie efficacement les résidus de cellule, les protéines et les triglycérides par digestion oxydative et solubilisation par détergent.

Hypochlorite de sodium < 1,0%

Hydroxyde de potassium < 9 g/L

Détergent < 1,0%

Yumizen G SORB doit être utilisé conformément à la présente notice.

Le fabricant ne peut garantir son efficacité si ces conditions ne sont pas respectées.

Manipulation ^d

1. Attendre que les réactifs atteignent la température d'utilisation.

2. Pour analyseurs automatiques uniquement : placer le réactif dans l'instrument sans bouchon comme suit :

Type de support	Type de récipient
Support de réactif	1 x flacon d'origine
Support auxiliaire	1 x flacon d'origine

Pour des performances optimales, enlever le réactif de l'instrument après utilisation, fermer le flacon et le conserver à 2 - 8°C.

Attention à ne pas intervertir les bouchons avec ceux d'autres produits.

Matériel nécessaire mais non fourni ^e

- Analyseur d'hémostase
- Les analyseurs HORIBA Medical (gamme Yumizen G) sont recommandés.
- Équipement standard de laboratoire

Conservation et stabilité

Stabilité avant ouverture

Stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette s'il est conservé à 2 - 8°C.

^aModification : § « Utilisation prévue » modifié.

^bModification : nouvelle forme de notice.

^cModification : § « Réactifs » modifié.

^dModification : chapitre ajouté.

^eModification : § « Matériel nécessaire mais non fourni » modifié.

Yumizen G SORB

Stabilité après ouverture

	20 - 25°C
Yumizen G SORB	21 jours

Stabilité opérationnelle

Analyseurs automatiques

	20 - 25°C	15 - 19°C
Yumizen G SORB	21 jours	21 jours

Traitement des déchets ^d

Se référer à la législation locale en vigueur.

Précautions générales ^f

- Ce produit est destiné au diagnostic *in vitro* professionnel uniquement.
Destiné à une utilisation en laboratoire.
- Réservé à l'usage prescriptif.
- Ce réactif est classé comme dangereux conformément aux réglementations (CE) n° 1272/2008.

■ Avertissement

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H290 : Peut être corrosif pour les métaux.

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P390 : Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle n'attaque les matériaux environnants.

P405 : Garder sous clef.

P406 : Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante à la corrosion.

P501 : Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P332 + P313 : En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.

P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

- Ne pas pipeter à la bouche.
- Ne pas réapprovisionner les produits.
- Ne pas avaler. Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses.
- Respecter les précautions d'emploi standard du laboratoire.
- Les flacons de produit doivent être jetés après leur utilisation. La mise au rebut de tous les déchets doit être conforme aux réglementations locales.
- Se référer à la FDS associée au produit.
- Ne pas utiliser le produit en cas de signe visible de détérioration biologique, chimique ou physique.
- Ne pas utiliser le produit si les conditions de stockage – y compris la température – ne sont pas respectées.
- L'utilisateur doit être formé par un représentant HORIBA Medical avant d'utiliser l'appareil.
- Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si ce document est applicable au produit utilisé.
- Pour toute assistance technique, veuillez contacter le +33 (0)4 67 14 15 16.

^dModification : chapitre ajouté.

^fModification : § « Précautions générales » modifié.

Yumizen G SORB

- Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du pays dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.
- L'utilisation d'analyseurs d'hémostase tiers peut provoquer un risque de désharmonisation du système.
- La responsabilité d'évaluer le risque lié à l'utilisation d'analyseurs d'hémostase tiers incombe à l'utilisateur.

