

Yumizen G SORB

- Yumizen G800
- Yumizen G1500/G1550

REF 1300036418

CLEANER 12 x 15 mL

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Soluzione di lavaggio

Uso previsto ^{a b}

Yumizen G SORB è una soluzione di lavaggio a base di ipoclorito usata per la manutenzione e la pulizia quotidiane degli analizzatori di coagulazione automatici Riga Yumizen G durante le misurazioni diagnostiche. Solo per uso diagnostico *in vitro*.

Reagenti ^c

Yumizen G SORB è pronto all'uso.

È una soluzione di lavaggio che elimina efficacemente detriti cellulari, proteine e trigliceridi attraverso la digestione ossidativa e la solubilizzazione del detergente.

Ipoclorito di sodio	< 1,0%
Idrossido di potassio	< 9 g/L
Detergente	< 1,0%

Yumizen G SORB deve essere utilizzato in conformità delle presenti indicazioni.

Il produttore non garantisce le prestazioni in caso di utilizzo non conforme.

Manipolazione ^d

1. Attendere che i reagenti raggiungano la temperatura di lavoro.

2. **Solo per analizzatori automatici:** collocare il reagente nello strumento senza tappo procedendo come segue:

Tipo di supporto	Tipo di contenitore
Supporto reagente	1 x fiala originale
Supporto ausiliario	1 x fiala originale

Per garantire prestazioni ottimali rimuovere il reagente dallo strumento dopo l'uso,appare la fiala e conservare a 2 - 8°C.

Evitare di scambiare i tappi con altri prodotti.

Materiali necessari non in dotazione ^e

- Analizzatore di emostasi
- Sono raccomandati gli analizzatori HORIBA Medical (Riga Yumizen G).
- Attrezzature di laboratorio standard

Conservazione e stabilità

Stabilità prima dell'apertura

Stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta se conservato a una temperatura di 2 - 8°C.

Stabilità dopo l'apertura

	20 - 25°C
Yumizen G SORB	21 giorni

^aModifica: modifica del paragrafo "Uso previsto".

^bModifica: nuovo formato del foglio illustrativo.

^cModifica: modifica del paragrafo "Reagenti".

^dModifica: aggiunta di un capitolo.

^eModifica: modifica del paragrafo "Materiali necessari non in dotazione".

Yumizen G SORB

Stabilità a bordo strumento

Analizzatori automatici

	20 - 25°C	15 - 19°C
Yumizen G SORB	21 giorni	21 giorni

Gestione dei rifiuti ^d

Attenersi alle disposizioni locali.

Precauzioni di carattere generale ^f

- Questo prodotto è destinato all'uso professionale per la diagnostica *in vitro*.
Per uso in laboratorio.
- Solo su prescrizione medica.
- Questo reagente è classificato come pericoloso in conformità alla direttiva (CE) 1272/2008.
- **Attenzione**
H315: Provoca irritazione cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H290: Può essere corrosivo per i metalli.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P390: Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
P405: Conservare sotto chiave.
P406: Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.
P501: Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.
P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P332 + P313: In caso di irritazione della pelle: Richiedere assistenza medica.
P337 + P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- Non pipettare con la bocca.
- Non rabboccare i prodotti.
- Non ingerire. Evitare il contatto con la pelle e con le membrane mucose.
- Rispettare le precauzioni per l'uso standard di laboratorio.

- Le fiale del prodotto devono essere eliminate dopo l'uso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in conformità delle normative locali.
- Consultare la scheda di dati di sicurezza specifica del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se vi sono segni evidenti di deterioramento biologico, chimico o fisico.
- Non utilizzare il prodotto in caso di mancato rispetto delle condizioni di conservazione raccomandate, tra cui la temperatura.
- L'operatore deve essere formato da un rappresentante HORIBA Medical prima di provare a utilizzare il dispositivo.
- L'utente è tenuto a verificare che il presente documento faccia riferimento al prodotto utilizzato.
- Per l'assistenza tecnica, contattare il numero +33 (0)4 67 14 15 16.
- Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo dovrà essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello stato in cui si trova l'operatore e/o il paziente.
- Gli analizzatori di emostasi di terze parti possono compromettere l'armonia del sistema.
- L'utente è tenuto a valutare il rischio legato all'uso di analizzatori di emostasi di terze parti.

^dModifica: aggiunta di un capitolo.

^fModifica: modifica del paragrafo "Precauzioni di carattere generale".