

### Προβλεπόμενη χρήση

Προορίζεται για χρήση ως πρότυπο μικροπρωτεΐνης για την τυποποίηση ή βαθμονόμηση των διαδικασιών μικροπρωτεΐνης κόκκινης πυρογαλλόλης. **Rx Only**

### ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Το πρότυπο μικροπρωτεΐνης παρασκευάζεται από βόεια λευκωματίνη σε υδατικό διάλυμα. Το πρότυπο παρέχει ένα επίπεδο συγκέντρωσης μικροπρωτεΐνης που εμπίπτει εντός του γραμμικού εύρους τιμών της διαδικασίας κόκκινου της πυρογαλλόλης. Έχουν προστεθεί σταθεροποιητές και συντηρητικά.

### Αρχή της διαδικασίας

Το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαθμονόμηση του προσδιορισμού άγνωστων δειγμάτων με τη χρήση δοκιμασίας προσδιορισμού μικροπρωτεΐνης με κόκκινο της πυρογαλλόλης. Για την επαλήθευση της βαθμονόμησης της δοκιμασίας προσδιορισμού πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μάρτυρες.

### Συστατικά

Αντιδρώντα συστατικά: Το διάλυμα μικροπρωτεΐνης παρασκευάζεται από βόεια λευκωματίνη σε υδατικό διάλυμα. Έχουν προστεθεί συντηρητικά. Ανατρέξτε στην ετικέτα του φιαλιδίου για την εκχωρημένη συγκέντρωση που αφορά το πρότυπο.

Προφυλάξεις: Για *in vitro* διαγνωστική χρήση. Κατά τον χειρισμό του, πρέπει να λαμβάνονται οι ίδιες προφυλάξεις που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινα δείγματα.

### Αποθήκευση και σταθερότητα

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία 2-8°C. Παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης εάν σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε θερμοκρασία 2-8°C.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το πρότυπο παρέχεται ως έτοιμο για χρήση υγρό.

### Διαδικασία

Το πρότυπο πρέπει να χρησιμοποιείται για την τυποποίηση του οργάνου ή της δοκιμασίας προσδιορισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το όργανο και το kit αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται.

Παρεχόμενα υλικά: Υδατικό πρότυπο μικροπρωτεΐνης 50 mg/dL.

Υλικά που δεν παρέχονται: Αντιδραστήριο μικροπρωτεΐνης κόκκινου της πυρογαλλόλης της Pointe και μάρτυρες.

Περιορισμοί: Οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε ανακριβή αποτελέσματα είναι η ακατάλληλη αναρρόφηση με πιπέτα και η ανεπαρκής ανάμιξη.

### Τιμή προτύπου

Η τιμή είναι 50 mg/dL όταν χρησιμοποιείται η διαδικασία μικροπρωτεΐνης κόκκινου της πυρογαλλόλης της Pointe.

### Υπόμνημα συμβόλων

Χρήση έως (EEEE-MM-HH)	Παρτίδα και κωδικός παρτίδας
Αριθμός καταλόγου	Κατασκευαστής
<i>In vitro</i> διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν	Όρια θερμοκρασίας
Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης	<b>Rx Only:</b> Χρήση μόνο με ιατρική συνταγή
Σήμανση CE	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

P7582-STD



Παρασκευάζεται από  
HORIBA Instruments Incorporated  
5449 Research Drive  
Canton, MI 48188



2°C 8°C



Παρασκευάζεται για την HORIBA Instruments Incorporated: Pointe Brand  
5449 Research Drive, Canton, MI 48188

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρώπη:  
Obelis s.a.  
Boulevard Général Wahis 53  
1030 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ  
Τηλ.: (32)2.732.59.54 Φαξ (32)2.732.60.03 email: mail@obelis.net



### Αντιδραστήρια πιστοποιημένα ως προς την απόδοση

Τα αντιδραστήρια της Pointe είναι πιστοποιημένα για παρασκευή σύμφωνα με καθορισμένες παραμέτρους. Οποιοδήποτε προϊόν αντιδραστηρίου της Pointe δεν πληροί τις προδιαγραφές έως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του θα αποκαθίσταται αμέσως χωρίς χρέωση.