

Utilização prevista

Destinado à utilização como padrão de microproteína para padronização ou calibração de procedimentos de microproteína com Vermelho de Piragalol. **Rx Only**

Resumo e explicação

O padrão de microproteína é preparado a partir de albumina bovina numa solução aquosa. O padrão fornece um nível de concentração de microproteína dentro do intervalo de linearidade do procedimento de Vermelho de Piragalol. Foram adicionados estabilizadores e conservantes.

Princípio

O padrão deve ser utilizado para calibrar a determinação de amostras desconhecidas por meio de um ensaio de microproteína com Vermelho de Piragalol. Devem ser incluídos controlos para validar a calibração do ensaio.

Ingredientes

Ingredientes reativos: Solução de microproteína preparada a partir de albumina bovina numa solução aquosa. Foram adicionados conservantes. Consulte o rótulo do frasco para obter a concentração determinada para o padrão.

Precauções: Para utilização em diagnóstico *in vitro*. Manuseie com as mesmas precauções utilizadas para amostras humanas.

Armazenamento e estabilidade

Armazene a 2-8°C. Mantém-se estável até à data de validade, quando hermeticamente fechado e armazenado a 2-8°C.

Preparação

O padrão é fornecido sob a forma de um líquido pronto a utilizar.

Procedimento

O padrão pode ser utilizado para padronizar o instrumento ou o ensaio, seguindo as instruções que acompanham o instrumento e o kit de reagentes utilizados.

Materiais fornecidos: Padrão de microproteína aquoso 50 mg/dL.

Materiais não fornecidos: Reagente de microproteína de Vermelho de Piragalol Pointe e controlos.

Limitações: Os fatores que podem provocar resultados imprecisos são uma pipetagem inadequada e uma mistura incorreta.

Valor padrão

O valor é de 50 mg/dL quando utilizado com o procedimento de microproteína de Vermelho de Piragalol Pointe.

Legenda dos símbolos

Utilizar até (AAAA-MM-DD)	Lote e código
Número de catálogo	Fabricante
Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>	Limite de temperatura
Consulte as instruções de utilização	Marcação CE
Rx Only: Utilização apenas mediante receita médica	
Representante autorizado na Comunidade Europeia	

P7582-STD Fabricado por HORIBA Instruments Incorporated 5449 Research Drive Canton, MI 48188 2°C - 8°C

Fabricado por HORIBA Instruments Inc: Pointe Brand
5449 Research Drive, Canton, MI 48188

Representante Europeu Autorizado:
Obelis s.a.
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BÉLGICA
Tel.: (32)2.732.59.54 Fax: (32)2.732.60.03 e-mail: mail@obelis.net



Certificada para executar reagentes

Os reagentes Pointe são certificados para serem fabricados de acordo com parâmetros especificados. Qualquer produto de reagente Pointe que não cumpra as especificações até à data de validade indicada será regularizado imediatamente sem quaisquer custos.