

REF 1300036420

CLEANER 1 x 4,5 L

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Yumizen G CLEANER

- Yumizen G800/G800h/G850h
- Yumizen G1500/G1550/G1500h/G1550h

Solution de lavage.

Utilisation prévue ^{a b}

Yumizen G CLEANER est une solution de lavage utilisée pour la maintenance quotidienne et le nettoyage des analyseurs de coagulation entièrement automatisés de la Gamme Yumizen G pendant l'utilisation de routine. Réservé au diagnostic *in vitro*.

Réactifs

Yumizen G CLEANER est prêt à l'emploi. C'est un agent de surface conçu pour la maintenance quotidienne et le nettoyage des analyseurs de coagulation.

Stabilisant < 0,5%

Yumizen G CLEANER doit être utilisé conformément à la présente notice.

Le fabricant ne peut garantir son efficacité si ces conditions ne sont pas respectées.

Manipulation

1. Laisser le réservoir reposer pendant au moins 30 min (température ambiante).
2. Se reporter au chapitre relatif à la maintenance du manuel d'utilisation de l'instrument pour installer le nouveau réservoir.

Matériel nécessaire, mais non fourni

- Analyseur d'hémostase
- Les analyseurs HORIBA Medical (Gamme Yumizen G) sont recommandés.

^aModification : nouvelle forme de notice.

^bModification : nouvel instrument ajouté.

- Équipement standard de laboratoire

Conservation et stabilité

Stabilité avant ouverture

Stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette s'il est conservé à 15 - 35°C.

Stabilité après ouverture

	15 - 35°C
Yumizen G CLEANER	60 jours

Traitement des déchets

Se référer à la législation locale en vigueur.

Précautions générales

- Ce produit est destiné au diagnostic *in vitro* professionnel uniquement. Destiné à une utilisation en laboratoire.
- Réservé à l'usage prescriptif.
- Ce réactif est classé comme non dangereux conformément aux réglementations (CE) n° 1272/2008.
- Ne pas pipeter à la bouche.
- Ne pas réapprovisionner les produits.
- Ne pas avaler. Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses.
- Respecter les précautions d'emploi standard du laboratoire.
- Les flacons de produit doivent être jetés après leur utilisation. L'élimination de tous les déchets doit être conforme aux réglementations locales.

Yumizen G CLEANER

- Se référer à la FDS associée au produit.
- Ne pas utiliser le produit en cas de signe visible de détérioration biologique, chimique ou physique.
- Ne pas utiliser le produit si les conditions de stockage – y compris la température – ne sont pas respectées.
- L'utilisateur doit être formé par un représentant HORIBA Medical avant d'utiliser l'appareil.
- Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si ce document est applicable au produit utilisé.
- Pour toute assistance technique, veuillez contacter le +33 (0)4 67 14 15 16.
- Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du pays dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.
- L'utilisation d'analyseurs d'hémostase tiers peut provoquer un risque de désynchronisation du système.
- La responsabilité d'évaluer le risque lié à l'utilisation d'analyseurs d'hémostase tiers incombe à l'utilisateur.