

# Yumizen G CLEANER

- Yumizen G800/G800h/G850h
- Yumizen G1500/G1550/G1500h/G1550h

REF 1300036420

CLEANER 1 x 4,5 L

IVD CE

HORIBA ABX SAS  
Parc Euromédecine  
Rue du Caducée  
BP 7290  
34184 Montpellier Cedex 4  
FRANCE

## Solución de lavado.

### Uso previsto <sup>a b</sup>

**Yumizen G CLEANER** es una solución de lavado que se emplea para la limpieza y el mantenimiento diario de los analizadores de hemostasia totalmente automáticos Gama Yumizen G durante el uso rutinario. Sólo para diagnóstico *in vitro*.

### Reactivos

**Yumizen G CLEANER** listo para su uso. Se trata de un tensioactivo que se utiliza para la limpieza y el mantenimiento diario del analizador de hemostasia.

Estabilizador < 0,5%

**Yumizen G CLEANER** debe utilizarse siguiendo este documento. El fabricante no puede garantizar su funcionamiento si se utiliza de otro modo.

### Manipulación

1. Deje reposar el producto durante al menos 30 min (temperatura ambiente).
2. Para instalar el nuevo producto, consulte el capítulo sobre el mantenimiento en el manual de usuario del instrumento.

### Materiales necesarios pero no suministrados

- Analizador de hemostasia
- Se recomiendan analizadores HORIBA Medical (Gama Yumizen G).

<sup>a</sup>Modificación: formulario de folleto nuevo.

<sup>b</sup>Modificación: nuevo instrumento añadido.

- Equipamiento estándar de laboratorio

### Conservación y estabilidad

#### Estabilidad antes de abrir

Permanece estable hasta su fecha de caducidad indicada en la etiqueta si se guarda entre 15 - 35°C.

#### Estabilidad después de la apertura

	15 - 35°C
Yumizen G CLEANER	60 días

### Tratamiento de los residuos

Consulte las normas legales locales.

### Precauciones generales

- Este producto está indicado exclusivamente para el diagnóstico *in vitro* profesional. Para uso en laboratorio.
- Venta exclusiva a profesionales sanitarios.
- Este reactivo está clasificado como no peligroso de conformidad con el Reglamento (CE) N°.1272/2008.
- No pipetear con la boca.
- No rellene los envases.
- No ingerir. Evitar el contacto con la piel y las membranas mucosas.
- Siga las precauciones estándar de laboratorio para su uso.
- Los viales del producto deben desecharse después de su uso. La eliminación de todos los residuos se debe realizar según las normativas locales.

# Yumizen G CLEANER

- Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) asociada con el producto.
- No utilice el producto si presenta signos visibles de deterioro biológico, químico o físico.
- No utilice el producto si no se han respetado las condiciones de almacenamiento recomendadas, incluida la temperatura.
- El usuario debe haber recibido capacitación por parte de un representante de HORIBA Medical antes de intentar utilizar el dispositivo.
- Es responsabilidad del usuario comprobar que este documento sea aplicable al producto utilizado.
- Para obtener asistencia técnica, puede llamar al +33 (0)4 67 14 15 16.
- Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo deberá ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del país en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.
- El uso de analizadores de hemostasia de terceros puede dar lugar a un riesgo de desarmonización del sistema.
- Es responsabilidad del usuario evaluar el riesgo de utilizar analizadores de hemostasia de terceros.