

Yumizen G SORB

INSTRUÇÕES DE USO

SOLUÇÃO DE LAVAGEM

Nº cat.: 1300036418 12 x 15 ml**NOME DO PRODUTO**

Yumizen G SORB

USO PREVISTO**(Usar somente para diagnóstico in vitro)**

Yumizen G SORB deve ser usado para manutenção diária e limpeza dos analisadores de hemostase Yumizen G800 / G1500 / G1550.

RESUMO E PRINCÍPIO

Yumizen G SORB é uma solução de lavagem de hipocloreto que elimina com eficiência resíduos celulares, proteínas e triglicerídios por digestão oxidativa e solubilização de detergente.

PRINCÍPIO ATIVO

hipocloreto de sódio	< 5.0 %
hidróxido de potássio	< 1.0 %
detergente	< 1.0 %

PRECAUÇÕES

- Não use o reagente depois da data de validade impressa no rótulo.
- Todos os reagentes, resíduos e equipamentos de laboratório descartáveis utilizados devem ser considerados resíduos nocivos. Seu manuseio e eliminação devem ser feitos de acordo com o regulamento válido de processamento de materiais de risco.
- Irritação da pele, Categoria 2 
- Irritação dos olhos, Categoria 2
- Palavra de alerta: Cuidado
- H315: Causa irritação na pele.
- H319: Causa irritação grave nos olhos.
- H290: Pode corroer metais.
- P280: Use luvas protetoras/roupas protetoras/proteção para os olhos/proteção para o rosto.
- P390: Limpe o derramamento para evitar dano do material.
- P405: Armazene fechado.
- P406: Armazene em frasco resistente à corrosão contendo revestimento interno resistente.

- P501: Elimine os conteúdos e embalagem de acordo com todos os regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais.
- P305+P351+P338: SE EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água por vários minutos. Remova lentes de contato, se presentes e se estiverem fáceis de retirar. Continue enxaguando.
- P302+P352: SE EM CONTATO COM A PELE: Lave com bastante água e sabão.
- P332+P313: Se ocorrer irritação da pele: Chame um médico.
- P337+P313: Se a irritação ocular persistir: Chame um médico.
- A pessoa a instalar o reagente deve ser um profissional treinado de laboratório.

PREPARAÇÃO

Yumizen G SORB a solução está pronta para uso. Aguarde até a solução atingir a temperatura operacional.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Yumizen G SORB a solução em frasco intacto fica estável até a data de validade fornecida no frasco, quando armazenada a 2–8°C. A estabilidade depois de aberto no frasco original é mostrada na tabela abaixo:

T (°C)	20-25	15-19
Dia	21	21

RESULTADOS ESPERADOS

Yumizen G SORB a solução limpará com eficiência as agulhas no instrumento usado diariamente, mantendo os valores de transporte dentro da especificação.

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

Para saber a disponibilidade dos reagentes acima, entre em contato com o distribuidor local ou diretamente com o fabricante.

- Yumizen G800 / G1500 / G1550.

INSTRUÇÕES DE USO



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE