

REF 1300141446

REAGENT 2 x 29 mL

IVD  2797

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Yumizen C560 Phosphorus

■ Yumizen C560

Reactivo de diagnóstico para la determinación cuantitativa *in vitro* de fósforo en suero, plasma y orina mediante colorimetría.

Uso previsto

Yumizen C560 Phosphorus es un reactivo diseñado para la determinación diagnóstica cuantitativa *in vitro* de fósforo en suero, plasma y orina humanos mediante un método UV que utiliza fosfomolibdato.

Uso de laboratorios clínicos.

Las mediciones de fósforo (inorgánico) se utilizan en el diagnóstico y tratamiento de diversos trastornos, incluyendo la glándula paratiroidea y enfermedades renales, así como en el desequilibrio de vitamina D.

La evaluación de las variaciones fisiológicas y patológicas de la concentración de fósforo (inorgánico) en suero y plasma humanos es útil para la detección o el seguimiento de estas enfermedades.

Interés clínico (1)

El fósforo presente en el cuerpo humano (80% al nivel de los huesos) existe únicamente en forma de fosfato inorgánico. El nivel necesario de fosfatos se alcanza a través de la alimentación. El fosfato desempeña un importante papel en el almacenamiento y la distribución de la energía requerida para el metabolismo celular. Localizados principalmente en los líquidos extracelulares, los iones de fosfato también poseen capacidad de tampón.

Puede producirse un aumento de los iones de fosfato en suero en caso de hipervitaminosis D, hipoparatiroidismo e insuficiencia renal. Se ha observado una reducción de las tasas de fosfato en suero en momentos de escasez de vitaminas D y en casos de hiperparatiroidismo.


La concentración plasmática de fósforo mineral depende de la dieta y la absorción intestinal, la eliminación renal, la reabsorción tubular y el metabolismo óseo. Aunque los niveles de fósforo inorgánico suelen medirse principalmente en muestras de sangre, también se puede recurrir a mediciones programadas de fósforo en orina para controlar la eliminación de fósforo por los riñones.

Todos estos fenómenos se ven afectados por hormonas reguladoras y por la concentración de calcio (parathormona PTH, calcitonina y vitamina D). Como consecuencia, la regulación del fosfato plasmático está estrechamente relacionada con la del calcio. Las variaciones de la fosfemia (la PTH estimula a los riñones para eliminar cualquier fosfato y retener el calcio), que aparecen como resultado de un mal funcionamiento de los mecanismos mencionados anteriormente, son a menudo inversas a las de la calcemia.

Método (2)

Método UV con fosfomolibdato.

El fosfato reacciona en un medio ácido con molibdato de amonio para formar un complejo de fosfomolibdato de coloración amarilla:



La intensidad de la coloración es proporcional a la concentración de fósforo inorgánico en la muestra.

Reactivos

Yumizen C560 Phosphorus se presenta listo para su uso.

Reactivo:

| | |
|---------------------|------------|
| Ácido sulfúrico | 210 mmol/L |
| Molibdato de amonio | 650 µmol/L |

Yumizen C560 Phosphorus debe utilizarse siguiendo este aviso. El fabricante no puede garantizar su funcionamiento si se utiliza de otro modo.

Yumizen C560 Phosphorus

Manipulación

1. Retire el tapón del casete.
2. En caso de que haya espuma, retírela con una pipeta de plástico.
3. Coloque el reactivo R1 en el anillo interior del compartimento de reactivos refrigerado.

Calibrador

Para la calibración utilice:

ABX Pentra Multical (A11A01652) (no incluido)
10 x 3 mL (líoofilizado)

Control

Para el control de calidad interno utilice:

- **ABX Pentra N MultiControl** (1300054414) (no incluido)
10 x 5 mL (líoofilizado)
- **ABX Pentra P MultiControl** (1300054415) (no incluido)
10 x 5 mL (líoofilizado)
- **Yumizen C Urine Level 1 Control** (1300023946) (no incluido)
6 x 5 mL
- **Yumizen C Urine Level 2 Control** (1300023947) (no incluido)
6 x 5 mL

Cada control debe realizarse diariamente y/o tras una calibración.

La frecuencia de los controles y los intervalos de confianza deben adaptarse a las exigencias del laboratorio y a las normativas específicas de cada país. Debería seguir las normativas federales, estatales y locales para someter a prueba materiales de control de calidad. Los resultados deberán encontrarse dentro de los límites de confianza definidos. Cada laboratorio establecerá el procedimiento que deberá seguirse cuando los resultados se encuentren fuera de dichos límites de confianza.

Materiales necesarios, pero no suministrados

- Analizador automático de química clínica: Yumizen C560
- Calibrador: **ABX Pentra Multical** (A11A01652)

- Controles:
 - ABX Pentra N MultiControl** (1300054414)
 - ABX Pentra P MultiControl** (1300054415)
 - Yumizen C Urine Level 1 Control** (1300023946)
 - Yumizen C Urine Level 2 Control** (1300023947)
- Equipamiento estándar de laboratorio.

Muestra

Este dispositivo está indicado para la realización de pruebas de la población general.

Tipos de muestra

- Suero no hemolizado.
- Plasma en heparina de litio.
- Orina fresca centrifugada.
La orina de 24 horas debe recogerse con HCl 6N.

Los anticoagulantes que no estén incluidos en la lista no han sido probados por HORIBA y por tanto no se recomienda su uso para este ensayo.

Estabilidad

Suero, plasma (3)

- A 2-8°C: 1 semana

Orina (4, 5)

- A 20-25°C: 2 días si pH < 5,0

Valores de referencia

Cada laboratorio debe establecer sus propios valores de referencia. Los valores que aparecen en este documento deben tomarse sólo como pauta.

| | |
|--------------------------|---|
| Suero, plasma (1) | 27 - 45 mg/L 2,7 - 4,5 mg/dL 0,87 - 1,45 mmol/L |
| Orina (6) | Adultos: 12,9 - 42,0 mmol/24h (0,4 - 1,3 g/24h) |

La sensibilidad clínica y la especificidad, así como los valores predictivos positivos y negativos no se suelen notificar para este analito. Esto se debe, en gran medida, al hecho de que este analito no es el único indicador para la finalidad prevista y la toma de decisiones sobre el tratamiento de un paciente. Para determinar un diagnóstico y un tratamiento, deben utilizarse los resultados de otras pruebas de química clínica rutinarias junto con otra información diagnóstica y la evaluación del

Yumizen C560 Phosphorus

estado del paciente por parte de un profesional de la salud especialista.

Conservación y estabilidad

Estabilidad antes de abrir:

Permanece estable hasta su fecha de caducidad indicada en la etiqueta si se guarda entre 2-8°C.

Estabilidad después de la apertura:

Consulte el párrafo "Rendimiento en el Yumizen C560".

Tratamiento de los residuos

Consulte las normas legales locales.

Precauciones generales

- Este reactivo está indicado exclusivamente para el diagnóstico *in vitro* profesional.
Para uso en laboratorio.
- Venta exclusiva con receta médica.
- Este reactivo está clasificado como peligroso de conformidad con el Reglamento (CE) N°.1272/2008.
- **Advertencia**
H290: Puede ser corrosivo para los metales.
H315: Provoca irritación cutánea.
H319: Provoca irritación ocular grave.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, silvea y resulta fácil. Seguir aclarando.
P390: Absorba los derrames para evitar daños en los materiales.
P406: Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente.
- Los casetes de reactivos son desechables y deben desecharse siguiendo las normas locales legales.
- Consulte la ficha de seguridad (MSDS) del reactivo.
- No utilice el producto si presenta pruebas visibles de deterioro biológico, químico o físico.
- No utilice el producto si no se han respetado las condiciones de almacenamiento recomendadas, incluida la temperatura.

- El usuario debe haber recibido capacitación por parte de un representante de HORIBA antes de intentar utilizar el dispositivo.
- Es responsabilidad del usuario comprobar que este documento sea aplicable al reactivo utilizado.
- Para obtener asistencia técnica, puede llamar al +33 (0)4 67 14 15 16.
- Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo deberá ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del país en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Rendimiento en el Yumizen C560

Suero, plasma

Los datos de rendimiento que se presentan a continuación han sido obtenidos en el analizador Yumizen C560.

Número de tests: aproximadamente 2 x 127 pruebas

Estabilidad del reactivo en el equipo

Una vez abierto, el casete de reactivo colocado en el compartimento refrigerado del Yumizen C560 permanece estable durante 50 días.

Volumen de muestra: 2 µL/test

Nivel más bajo detectable

El nivel más bajo detectable representa el nivel medible más bajo de analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la media absoluta más tres desviaciones estándar de 20 réplicas de una muestra sin analito. El nivel más bajo detectable se estima en 0,01 mmol/L (0,03 mg/dL).

Límite de cuantificación

El límite de cuantificación se ha determinado siguiendo las recomendaciones del protocolo CLSI (NCCLS), EP17-A2 (7) y es de 0,10 mmol/L (0,31 mg/dL).

Exactitud y precisión

Repetibilidad (precisión intraensayo)

Repetibilidad según las recomendaciones que figuran en el protocolo Valtec (8) con muestras analizadas 20 veces:

- 2 controles
- 3 muestras (niveles bajo / medio / alto)

Yumizen C560 Phosphorus

| | Valor medio mmol/L | Valor medio mg/dL | % CV |
|----------------------|--------------------|-------------------|------|
| Muestra de control 1 | 1,38 | 4,28 | 0,4 |
| Muestra de control 2 | 2,81 | 8,70 | 0,4 |
| Muestra 1 | 0,50 | 1,54 | 0,7 |
| Muestra 2 | 1,52 | 4,71 | 0,9 |
| Muestra 3 | 2,90 | 9,00 | 0,6 |

Reproducibilidad (precisión total)

Reproducibilidad según las recomendaciones que figuran en el protocolo CLSI (NCCLS), EP05-A3 (9) con muestras analizadas por duplicado durante 20 días (2 series por día):

- 2 controles
- 3 muestras (niveles bajo / medio / alto)

| | Valor medio mmol/L | Valor medio mg/dL | % CV |
|----------------------|--------------------|-------------------|------|
| Muestra de control 1 | 1,38 | 4,28 | 1,7 |
| Muestra de control 2 | 2,80 | 8,68 | 1,5 |
| Muestra 1 | 0,48 | 1,49 | 2,0 |
| Muestra 2 | 1,56 | 4,84 | 1,7 |
| Muestra 3 | 2,94 | 9,11 | 1,8 |

Intervalo de medida

El ensayo confirmó un intervalo de medida de 0,10 mmol/L (0,31 mg/dL) a 8,10 mmol/L (25,11 mg/dL).

El intervalo de medida se amplía hasta 32,40 mmol/L (100,44 mg/dL) con la posdilución automática.

El valor máximo de linealidad del reactivo se ha establecido en 8,10 mmol/L (25,11 mg/dL), de acuerdo con las recomendaciones del protocolo EP06-Ed2 (10) del CLSI (NCCLS).

Correlación

Muestras de paciente: Muestras de Suero

Número de muestras de paciente: 100

Las muestras se correlacionan con un reactivo comercial tomado como referencia siguiendo las recomendaciones del protocolo EP09c (11) del CLSI (NCCLS).

Los valores oscilan desde 0,14 mmol/L (0,43 mg/dL) hasta 8,05 mmol/L (24,96 mg/dL).

La ecuación de la recta alométrica obtenida con el procedimiento de regresión Passing-Bablok (12) es:

$$Y = 0,9776 X - 0,003 \text{ (mmol/L)}$$

$$Y = 0,9776 X - 0,009 \text{ (mg/dL)}$$

con un coeficiente de correlación $r^2 = 0,999$.

Interferencias

- Hemoglobina: No utilice muestras hemolizadas.
 Triglicéridos: No utilice muestras lipémicas.
 Bilirrubina total: Sin interferencias significativas hasta una concentración de 165,93 $\mu\text{mol/L}$ (9,71 mg/dL).
 Bilirrubina directa: Sin interferencias significativas hasta una concentración de 195,75 $\mu\text{mol/L}$ (11,45 mg/dL).

Young ha indicado otras limitaciones recogidas en una lista de medicamentos y variables preanalíticas de los cuales se sabe que afectan a esta metodología (13, 14).

Estabilidad de la calibración

El reactivo se calibra a Día 0. La estabilidad de la calibración se verifica sometiendo a prueba 2 controles.

La estabilidad de la calibración es de 35 días.

Nota: Se recomienda ejecutar una nueva calibración si se cambia de lote de reactivo o si los resultados del control de calidad exceden el intervalo establecido.

Factor de conversión

$$\text{mmol/L} \times 31 = \text{mg/L}$$

$$\text{mmol/L} \times 3,1 = \text{mg/dL}$$

Orina

Los datos de rendimiento que se presentan a continuación han sido obtenidos en el analizador Yumizen C560.

Número de tests: aproximadamente 2 x 127 pruebas

Estabilidad del reactivo en el equipo

Una vez abiertos, los casetes de reactivos colocados en el compartimento refrigerado del Yumizen C560 permanecen estables durante 50 días.

Volumen de muestra: 2 μL /test

Nivel más bajo detectable

El nivel más bajo detectable representa el nivel medible más bajo de analito que puede distinguirse de cero. Se calcula como la media absoluta más tres desviaciones estándar de 20 réplicas de una muestra sin analito. El nivel más bajo detectable se estima en 0,10 mmol/L (0,31 mg/dL).

Yumizen C560 Phosphorus

Límite de cuantificación

El límite de cuantificación se ha determinado siguiendo las recomendaciones del protocolo CLSI (NCCLS), EP17-A2 (7) y es de 0,15 mmol/L (0,47 mg/dL).

Exactitud y precisión

Repetibilidad (precisión intraensayo)

Repetibilidad según las recomendaciones que figuran en el protocolo Valtec (8) con muestras analizadas 20 veces:

- 2 controles
- 3 muestras (niveles bajo / medio / alto)

| | Valor medio mmol/L | Valor medio mg/dL | % CV |
|----------------------|--------------------|-------------------|------|
| Muestra de control 1 | 8,17 | 25,31 | 0,8 |
| Muestra de control 2 | 13,33 | 41,33 | 0,8 |
| Muestra 1 | 1,58 | 4,88 | 2,3 |
| Muestra 2 | 9,97 | 30,91 | 1,0 |
| Muestra 3 | 19,46 | 60,33 | 1,0 |

Reproducibilidad (precisión total)

Reproducibilidad según las recomendaciones que figuran en el protocolo CLSI (NCCLS), EP05-A3 (9) con muestras analizadas por duplicado durante 20 días (2 series por día):

- 2 controles
- 3 muestras (niveles bajo / medio / alto)

| | Valor medio mmol/L | Valor medio mg/dL | % CV |
|----------------------|--------------------|-------------------|------|
| Muestra de control 1 | 8,21 | 25,45 | 1,8 |
| Muestra de control 2 | 13,54 | 41,97 | 1,9 |
| Muestra 1 | 2,01 | 6,23 | 3,1 |
| Muestra 2 | 8,99 | 27,87 | 4,3 |
| Muestra 3 | 19,32 | 59,89 | 1,9 |

Intervalo de medida

El ensayo confirmó un intervalo de medida desde 0,15 mmol/L (0,47 mg/dL) hasta 60,00 mmol/L (186,00 mg/dL).

El intervalo de medida se extiende hasta 240 mmol/L (744 mg/dL) con una posdilución automática.

El valor máximo de linealidad del reactivo se ha establecido en 60 mmol/L (186 mg/dL), de acuerdo con

las recomendaciones del protocolo EP06-Ed2 (10) del CLSI (NCCLS).

Correlación

Muestras de paciente: orina

Número de muestras de paciente: 100

Las muestras se correlacionan con un reactivo comercial tomado como referencia siguiendo las recomendaciones del protocolo EP09c (11) del CLSI (NCCLS).

Los valores oscilan desde 0,62 mmol/L (1,92 mg/dL) hasta 57,40 mmol/L (177,94 mg/dL).

La ecuación de la recta alométrica obtenida con el procedimiento de regresión Passing-Bablok (12) es:

$$Y = 0,9762 X - 0,188 \text{ (mmol/L)}$$

$$Y = 0,9762 X - 0,583 \text{ (mg/dL)}$$

con un coeficiente de correlación $r^2 = 0,998$.

Interferencias

Hemoglobina: Sin interferencias significativas hasta una concentración de 579 $\mu\text{mol/L}$ (1000 mg/dL).

Triglicéridos: No se han observado interferencias significativas hasta una concentración de triglicéridos de 6,15 mmol/L (538 mg/dL).

Bilirrubina directa: Sin interferencias significativas hasta una concentración de 711,90 $\mu\text{mol/L}$ (41,65 mg/dL).

Young ha indicado otras limitaciones recogidas en una lista de medicamentos y variables preanalíticas de los cuales se sabe que afectan a esta metodología (13, 14).

Estabilidad de la calibración

El reactivo se calibra a Día 0. La estabilidad de la calibración se verifica sometiendo a prueba 2 controles.

La estabilidad de la calibración es de 35 días.

Nota: Se recomienda ejecutar una nueva calibración si se cambia de lote de reactivo o si los resultados del control de calidad exceden el intervalo establecido.

Factor de conversión:

$$\text{mmol/L} \times 31 = \text{mg/L}$$

$$\text{mmol/L} \times 3,1 = \text{mg/dL}$$

Referencia

1. Endres DB, Rude RK. Mineral and bone metabolism. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, Burtis CA and Ashwood ER (WB. Saunders eds. Philadelphia USA), (2001): 795.

Yumizen C560 Phosphorus

2. Daly JA, Ertingshausen G. Direct method for determining inorganic phosphorus in serum with the Centrifichem. Clin. Chem. (1972) **18**: 263.
3. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: THBooks Verlagsgesellschaft (1998): 241-247.
4. Guder WG, Zawta B. The quality of diagnostics samples. Samples: from the patient to the laboratory. 1st ed. Guder WG, Narayanan S, Zawta B, (WHILEY-VCH, Darmstadt, Germany), (2001): 52-53.
5. National Committee for Clinical Laboratory Standards, Urinalysis and Collection, Transportation, and Preservation of Urine Specimens; Approved Guideline-Second Edition; NCCLS document GP16-A2 (2001).
6. Roberts WL, McMillin GA, Burtis CA, Bruns DE. Reference Information for the Clinical Laboratory, Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed., Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, (Elsevier Saunders eds., St Louis, USA), (2006): 2290.
7. Evaluation of detection capability for clinical laboratory measurement procedures. Approved Guideline, 2nd ed., CLSI (NCCLS) document EP17-A2 (2012) **32** (8).
8. Vassault A, Grafmeyer D, Naudin C et al. Protocole de validation de techniques (document B). Ann. Biol. Clin. (1986) **44**: 686-745.
9. Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures. Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP05-A3 (2014) **24** (25).
10. Evaluation of Linearity of Quantitative Measurement Procedures. 2nd Edition, CLSI (NCCLS) guideline EP06-Ed2 (2020) **40** (16).
11. Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples. Approved Guideline, 3rd ed., CLSI (NCCLS) document EP09c (2018) **38** (12).
12. Passing H, Bablok W. A new biometrical procedure for testing the equality of measurements from two different analytical methods. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. (1983) **21**: 709-720.
13. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th Edition, Washington, DC, AACC Press (2000).
14. Young DS. Effects of Preanalytical Variables on Clinical Laboratory Tests. 2nd Edition, Washington, DC, AACC Press (1997) **3**: 120-132.