

# ABX Pentra Etching CP

- Pentra C200
- Pentra C400
- ABX Pentra 400

REF A11A01769

REAGENT 25 mL

IVD CE

HORIBA ABX SAS  
Parc Euromédecine  
Rue du Caducée  
BP 7290  
34184 Montpellier Cedex 4  
FRANCE



## Διάλυμα καθαρισμού που χρησιμοποιείται στη μονάδα ISE των αναλυτών κλινικής χημείας HORIBA.

### Προοριζόμενη χρήση<sup>a</sup>

Το **ABX Pentra Etching CP** είναι ένα διάλυμα που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των ηλεκτροδίων της μονάδας ISE στους αναλυτές κλινικής χημείας HORIBA. Χρήση κλινικών εργαστηρίων.

### Αντιδραστήρια

Το **ABX Pentra Etching CP** είναι έτοιμο για χρήση. Το αντιδραστήριο αυτό περιέχει διάλυμα φθοριούχου αμμωνίου.

Το **ABX Pentra Etching CP** πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν φυλλάδιο. Εάν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόδοση.

### Χειρισμός

1. Αφαιρέστε το καπάκι της κασέτας.
2. Τοποθετήστε το **ABX Pentra Etching CP** στον αναλυτή:
  - Για τον **Pentra C200**: Γεμίστε ένα σωληνάριο με **ABX Pentra Etching CP**. Τοποθετήστε το σωληνάριο στο δίσκο δειγμάτων.
  - Για τον **Pentra C400**: Τοποθετήστε την κασέτα στο διαμέρισμα αντιδραστηρίων του αναλυτή στη θέση θερμοκρασίας δωματίου.
  - Για τον **ABX Pentra 400**: Τοποθετήστε την κασέτα στο διαμέρισμα αντιδραστηρίων του αναλυτή στη θέση θερμοκρασίας δωματίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις διαδικασίες συντήρησης που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης

<sup>a</sup>Τροποποίηση: νέα μορφή φυλλαδίου.

<sup>b</sup>Τροποποίηση: τροποποίηση κατηγοριοποίησης.

του αναλυτή κλινικής χημείας Pentra C200 ή ABX Pentra 400 ή Pentra C400.

### Απαιτούμενα μη παρεχόμενα υλικά

- Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής διαθέτει μονάδα ISE ως επιλογή.
- Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός.

### Φύλαξη και σταθερότητα

#### Σταθερότητα πριν το άνοιγμα:

Σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης στην ετικέτα, εφόσον φυλάσσεται στους 15-25°C.

#### Σταθερότητα μετά το άνοιγμα:

Σταθερό για 1 μήνα στους 15-25°C, εφόσον κλείνει αμέσως μετά τη χρήση και προστατεύεται από μόλυνση.

### Διαχείριση αποβλήτων

Ανατρέξτε στις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις.

### Γενικές προφυλάξεις<sup>b</sup>

- Το αντιδραστήριο αυτό προορίζεται μόνο για επαγγελματική διαγνωστική χρήση *in vitro*. Για εργαστηριακή χρήση.
- Μόνο για συνταγογραφημένη χρήση.
- Το αντιδραστήριο αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό αρ.1272/2008 (EC).

# ABX Pentra Etching CP

## ■ Προειδοποίηση

**H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια ή προστατευτικά ενδύματα και μέσα προστασίας για τα μάτια ή το πρόσωπο.

**P302 + P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P332 + P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε γιατρό.

**P362 + P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P305 + P351 + P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετεπροσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστετους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337 + P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

- Αποφύγετε την κατάποση. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τις βλεννογόνους.
- Λαμβάνετε τις τυπικές εργαστηριακές προφυλάξεις ασφαλούς χρήσης.
- Οι κασέτες των αντιδραστηρίων είναι μίας μόνο χρήσης και πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις.
- Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος που αφορά το αντιδραστήριο.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει εμφανής ένδειξη βιολογικής, χημικής ή φυσικής φθοράς.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν δεν τηρούνται οι συνιστώμενες συνθήκες φύλαξης, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας.
- Ο χρήστης πρέπει να έχει εκπαιδευτεί από έναν αντιπρόσωπο της HORIBA προτού επιχειρήσει να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.
- Είναι ευθύνη των χρηστών να ελέγξουν εάν το έγγραφο αυτό αφορά το αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται.
- Για τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο +33 (0)4 67 14 15 16.
- Τυχόν σοβαρά περιστατικά που έχουν προκληθεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.