

REF A11A01769

REAGENT 25 mL

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

ABX Pentra Etching CP

- Pentra C200
- Pentra C400
- ABX Pentra 400

Rengjøringsløsning til bruk på ISE-modulen på HORIBA kliniske kjemianalyseapparater.

Tilsiktet bruk^a

ABX Pentra Etching CP er en løsning som brukes til å rengjøre natriumelektroden til ISE-modulen til HORIBA kliniske kjemianalysatorer.
Til bruk i kliniske laboratorier.

Reagenser

ABX Pentra Etching CP er klart til bruk.
Dette reagentet inneholder en løsning av ammoniumfluorid.

ABX Pentra Etching CP må brukes i henhold til dette pakningsvedlegget. Produsenten kan ikke garantere for produktets ytelse hvis det brukes på annen måte.

Håndtering

1. Fjern hetten på kassetten.
2. Plasser **ABX Pentra Etching CP** på instrumentet:
 - For **Pentra C200**: Fyll et glass med **ABX Pentra Etching CP**. Plasser glasset i prøveområdet.
 - For **Pentra C400**: Plasser kassetten i instrumentets reagenskarusell ved romtemperatur.
 - For **ABX Pentra 400**: Plasser kassetten i instrumentets reagenskarusell ved romtemperatur.

For mer informasjon, se vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i brukerhåndboken for Pentra C200 or ABX Pentra 400 or Pentra C400 kliniske kjemianalyseapparater.

^aModifisering: ny brosjyrereform.

^bModifisering: endring av klassifisering.

Nødvendige men ikke medfølgende materialer

- Automatisert klinisk kjemianalyseapparat utstyrt med ISE-modulvalg.
- Standard laboratorieutstyr.

Oppbevaring og stabilitet

Stabilitet før åpning:

Stabil opptil utløpsdatoen på etiketten ved oppbevaring mellom 15-25°C.

Stabilitet etter åpning:

Stabil i 1 måned ved 15-25°C dersom den lukkes umiddelbart og kontaminering unngås.

Avfallshåndtering

Vennligst overhold lokale lover og regler.

Generelle forholdsregler^b

- Dette reagentet må kun brukes til profesjonell *in vitro*-diagnostikk.
For bruk i laboratorier.
- Må kun brukes som foreskrevet.
- Denne reagenten er klassifisert som farlig i samsvar med forskrift (EF) nr. 1272/2008.

ABX Pentra Etching CP

■ Advarsel

H315: Irriterer huden.

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

P264: Vask hendene grundig etter håndtering.

P280: Bruk vernehansker eller -klær og øye- eller ansiktsvern.

P302 + P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P332 + P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

P362 + P364: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann iflere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

- Må ikke svelges. Unngå kontakt med hud og slimhinner.
- Laboratoriets standardforholdsregler for bruk må overholdes.
- Reagenskassetene er for engangsbruk og må kastes i samsvar med lokale forordninger.
- Vennligst les produktdatabladet som gjelder for reagenset.
- Ikke bruk produktet i tilfeller hvor det finnes synlig bevis på biologisk, kjemisk eller fysisk nedbryting.
- Produktet skal ikke brukes dersom anbefalte oppbevaringsforhold, inkludert temperatur, ikke følges.
- Bruker skal få opplæring av en HORIBA representant før bruk av anordningen.
- Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at dette dokumentet gjelder for det reagenset som benyttes.
- For teknisk assistanse kan du ringe +33 (0)4 67 14 15 16.
- Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med enheten skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i landet der brukeren og/eller pasienten er bosatt.