

REF A11A01769

REAGENT 25 mL



IVD CE

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

ABX Pentra Etching CP

- Pentra C200
- Pentra C400
- ABX Pentra 400

Rengöringslösning för användning på ISE-modulen till det klinisk-kemiska analysinstrumentet från HORIBA.

Användningsområde^a

ABX Pentra Etching CP är en lösning som används för att rengöra elektroderna på ISE-modulen till de HORIBA klinisk-kemiska analysinstrumenten.
Klinisk laboratorieanvändning.

Reagenser

ABX Pentra Etching CP är redo att användas. Detta reagens innehåller en lösning med ammoniumfluorid.

ABX Pentra Etching CP ska användas i enlighet med denna bipacksedel. Om anvisningarna inte följs kan tillverkaren inte garantera prestandan.

Hantering

1. Ta bort locket från kassetten.
2. Placera **ABX Pentra Etching CP** i instrumentet:
 - För **Pentra C200**: Fyll ett rör med **ABX Pentra Etching CP**. Placera röret på provbrickan.
 - För **Pentra C400**: Placera kassetten i reagensfacket med rumstemperatur i instrumentet.
 - För **ABX Pentra 400**: Placera kassetten i reagensfacket med rumstemperatur i instrumentet.

Ytterligare information om underhållsprocedurer finns i användarmanualen till Pentra C200 eller ABX Pentra 400 eller Pentra C400 klinisk-kemiskt analysinstrument.

Material som behövs men ej medföljer

- Automatiskt klinisk-kemiskt analysinstrument utrustat med ISE-modulalternativ.
- Vanlig laboratorieutrustning.

Förvaring och stabilitet

Stabilitet i öppnad förpackning:

Stabila fram till det utgångsdatum som anges på etiketten om de förvaras i temperaturintervallet 15-25°C.

Stabilitet i öppnad förpackning:

Stabil i 1 månad vid 15-25°C om den försluts omedelbart och skyddas mot kontaminering.

Avfallshantering

Följ gällande föreskrifter.

Allmänna försiktighetsåtgärder^b

- Detta reagens är endast avsett för yrkesmässig *in vitro*-diagnostik.
För laboratorieanvändning.
- Endast avsedd för bruksanvisningar.
- Denna reagens är klassificerad som hälsofarlig i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

^aModifiering: ny broschyrform.

^bModifiering: modifiering av klassificering.

ABX Pentra Etching CP

■ Varning

H315: Irriterar huden.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.

P280: Använd skyddshandskar eller kläder och ögon- eller ansiktsskydd.

P302 + P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P332 + P313: Vid hudirritation: Sök läkarvård.

P362 + P364: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P305 + P351 + P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337 + P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

- Får ej förtäras. Undvik kontakt med hud och slemhinnor.
- Följ sedvanliga försiktighetsåtgärder för laboratoriearbete.
- Reagenskassetterna är endast för engångsbruk och ska avfallshanteras enligt gällande lokala föreskrifter.
- Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till reagenset.
- Använd inte produkten om det finns synliga tecken på biologisk, kemisk eller fysisk skada.
- Använd inte produkten om de rekommenderade lagringsförhållandena, inklusive temperatur, inte följs.
- Användare måste utbildas av en HORIBA-representant innan de försöker använda produkten.
- Användaren är skyldig att kontrollera att detta dokument är tillämpligt för det reagens som används.
- För teknisk support ringer du +33 (0)4 67 14 15 16.
- Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användaren och/ eller patienten är etablerad.