

血液学设备（体外诊断用）

## ABX Minoclair

### 专用设备：

ABX Micros ABC Vet  
ABX Micros CRP/CRP200  
ABX Micros 60  
ABX Micros ES60/ESV60  
ABX Pentra 60  
ABX Pentra 60 C+  
Pentra ES60  
ABX Pentra 80  
ABX Pentra XL 80  
ABX Pentra 120  
ABX Pentra 120 Retic  
ABX Pentra DX 120/DF 120  
ADVIA 60

29/03/10  
A95A00029HZH

**REF** 0401005 (0,5L)

**REAGENT** 0,5L

**IVD** 



**HORIBA ABX SAS**  
BP 7290 - 34184  
Montpellier  
cedex 4 - France

## 1. 功能

用于血细胞计数仪的清洁和漂白溶液<sup>a</sup>。

### 该设备的测量程序：

测量原理、特异性分析性能特点，参见设备用户手册中的说明书部分。

## 2. 储存方法与失效期

**储存条件：** 18°C (65°F) 至 25°C (77°F) 下储存。

**打开稳定性：** 试剂瓶打开后最多 6 个月。

**失效期：** 参阅试剂包装标签上的失效期。

## 3. 测量方法、原理和结果

**使用说明：** 请参阅仪器用户手册中的仪器维护与故障排除部分。

**测量原理：** 参见设备用户手册中的技术说明部分。

**结果：** 参见设备用户手册

**性能数据：** 参见设备用户手册中的说明书部分。

**注意：** 如果仪器性能改变，请致电当地的 HORIBA Medical 代表。

## 4. 产品组分与处理注意事项

### 组分：

产品组分与处理注意事项： ..11,4%（体积比），有效氯 13%。

氢氧化钠： .....0,35%

**pH：** 12,5 +/-0,5 (T = 20°C)

**电阻率：** 未知

**性状：** 浅黄色液体。

### 处理注意事项：

**C - 腐蚀剂**

**R35：** 引起严重灼伤。

**S26：** 如果不慎接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗并就医治疗。

**S36/37/39：** 穿戴合适的保护衣物、手套和护目 / 脸装备。

**S45：** 发生事故或者感觉不适时，请立即就医（尽可能出示产品标签）。

**S60：** 此物质及其容器均应按照有害废物进行处置。

避免接触眼睛、皮肤和衣服。操作该产品时应穿戴实验手套。吞入或吸入产品后可能对身体有害。产品不使用时应盖上瓶盖。请参阅试剂的化学品安全数据表。

## 5. 限制因素与废液处置

**限制因素：** 参见设备用户手册中的说明书部分。

**废液安全处置：** 请按照您的实验室规程中和和处理废液。请参阅试剂的化学品安全数据表。

a. 从索引 G 至索引 H 的修改：添加了 ADVIA 60。

## 6. 浓缩清洗专用

ABX Minocclair 还可用作 HORIBA Medical 血细胞计数仪的消毒剂和清洁剂：参见设备用户手册中的浓缩清洗部分，适用仪器包括：ABX Micros ABC Vet、ABX Micros 60、ABX Micros ES60、ABX Micros ESV60、ABX Micros CRP、ABX Micros CRP200、ABX Pentra 60、ABX Pentra 60C+、Pentra ES60、ABX Pentra 80、ABX Pentra XL 80、ABX Pentra 120、ABX Pentra 120 Retic、ABX Pentra DX 120、ABX Pentra DF 120、ADVIA 60<sup>a</sup>。

---

a. 从索引 G 至索引 H 的修改：添加了 ADVIA 60。