

**REF** 0903010

**REAGENT** 1 л

**IVD** **CE**

**HORIBA ABX SAS**  
Parc Euromédecine  
Rue du Caducée  
BP 7290  
34184 Montpellier Cedex 4  
FRANCE

# ABX Cleaner 1L

- ABX Pentra 60 / 60C+
- Pentra ES60 / MS60 / MS CRP
- Pentra DX Nexus / DF Nexus
- ABX Pentra XL80
- Pentra XLR
- Yumizen H500 OT / CT / H550
- Yumizen H500 CRP
- Yumizen H500E OT / CT / H550E
- Yumizen H1500 / H2500

## Гематологические аппараты (для диагностики *in vitro*)

### Назначение

**ABX Cleaner 1L** – это ферментный раствор, предназначенный для диагностического применения *in vitro*, с протеолитическим действием для очистки счетчиков форменных элементов крови HORIBA. Предназначено для использования в клинических лабораториях.

### Предупреждения и меры предосторожности <sup>a</sup>

- Раствор **ABX Cleaner 1L** предназначен только для профессиональной диагностики *in vitro*. Предназначено для использования в лабораторных условиях.
- Пользователь обязан проверить соответствие настоящего документа назначению продукта.
- Согласно нормативному документу (ЕС) N°.1272/2008 этот реагент считается вредным веществом.

### Предупреждение

- H317:** Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
  - H412:** Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
  - P261:** Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.
  - P280:** Наденьте защитные перчатки или одежду и средства защиты глаз или лица.
  - P302 + P352:** ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
  - P333 + P313:** При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
  - P501:** Утилизировать содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, государственными и международными правилами.
- Содержит:** метилизотиазолинон  
**Содержит:** октилинон (ISO)
- При работе с химическими веществами рекомендуется надевать соответствующие средства защиты: лабораторный халат, перчатки и защитные очки.
  - Соблюдайте принятые в лаборатории стандартные меры предосторожности и выполняйте рекомендации по охране здоровья и технике безопасности федерального или регионального уровня.
  - Прежде чем приступать к работе с анализатором, оператор обязан пройти обучение у представителя компании HORIBA.
  - При возникновении недомогания после попадания на кожу, проглатывания или вдыхания каких-либо веществ обратитесь к врачу.
  - См. паспорт безопасности продукта (SDS), относящийся к **ABX Cleaner 1L**.
  - Не используйте продукт, если не соблюдаются рекомендуемые условия хранения, включая температуру.

<sup>a</sup>Изменения: изменение предупреждений и мер предосторожности.





