

REF A11A01971

REAGENT 90 mL

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

ABX Pentra ISE Cleaner CP

- Pentra C200
- Pentra C400
- ABX Pentra 400

Διάλυμα καθαρισμού που χρησιμοποιείται στη μονάδα ISE των αναλυτών κλινικής χημείας HORIBA Medical.

Προοριζόμενη χρήση

ABX Pentra ISE Cleaner CP είναι ένα διάλυμα που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των ηλεκτροδίων της μονάδας ISE στους αναλυτές κλινικής χημείας HORIBA Medical.

Χρήση κλινικών εργαστηρίων.

Αντιδραστήρια

Το **ABX Pentra ISE Cleaner CP** είναι έτοιμο για χρήση.

Αντιδραστήριο:

Οργανικό ρυθμιστικό διάλυμα	< 5%
Πρωτεολυτικό ένζυμο	< 1%
Συντηρητικό	< 1%

Το **ABX Pentra ISE Cleaner CP** πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν φυλλάδιο. Εάν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόδοση.

Χειρισμός

1. Αφαιρέστε το καπάκι της κασέτας.
2. Τοποθετήστε το **ABX Pentra ISE Cleaner CP** στον αναλυτή:
 - Για τον **Pentra C200**: Γεμίστε ένα σωληνάριο με **ABX Pentra ISE Cleaner CP**. Τοποθετήστε το σωληνάριο στο δίσκο δειγμάτων.
 - Για τον **Pentra C400**: Τοποθετήστε την κασέτα στο διαμέρισμα αντιδραστηρίων του αναλυτή στη θέση θερμοκρασίας δωματίου.
 - Για τον **ABX Pentra 400**: Τοποθετήστε την κασέτα στο διαμέρισμα αντιδραστηρίων του αναλυτή στη θέση θερμοκρασίας δωματίου.

3. Για **Pentra C200**: Απορρίψτε το σωληνάριο μετά τη χρήση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις διαδικασίες συντήρησης που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης του αναλυτή κλινικής χημείας Pentra C200 ή ABX Pentra 400 ή Pentra C400.

Απαιτούμενα αλλά μη παρεχόμενα υλικά

- Αυτόματοι αναλυτές κλινικής χημείας.
- Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός.

Φύλαξη και σταθερότητα

Σταθερότητα πριν το άνοιγμα:

Σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης στην ετικέτα, εφόσον φυλάσσεται στους 18-25°C.

Σταθερότητα μετά το άνοιγμα:

Σταθερό για 3 μήνες στους 18-25°C, εφόσον κλείνει αμέσως μετά τη χρήση και προστατεύεται από μόλυνση.

Διαχείριση αποβλήτων

- Ανατρέξτε στις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις.
- Το αντιδραστήριο αυτό περιέχει λιγότερο από 0,1% αζίδιο του νατρίου ως συντηρητικό. Το αζίδιο του νατρίου ενδέχεται να αντιδράσει με μόλυβδο και χαλκό σχηματίζοντας εκρηκτικά αζίδια μετάλλων.

ABX Pentra ISE Cleaner CP

Γενικές προφυλάξεις ^a

- Το αντιδραστήριο αυτό προορίζεται μόνο για επαγγελματική διαγνωστική χρήση *in vitro*. Για εργαστηριακή χρήση.
- Μόνο για συνταγογραφημένη χρήση.
- Το αντιδραστήριο αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό αρ.1272/2008 (EC).
- **Προειδοποίηση**
 - H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 - H412:** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις.
 - P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
 - P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια ή προστατευτικά ενδύματα και μέσα προστασίας για τα μάτια ή το πρόσωπο.
 - P302 + P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 - P333 + P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
 - P501:** Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
- Περιέχει:** 2-μεθυλο-(2H)-ισοθειαζολο-3-όνη
- Περιέχει:** οκθειλινόνη (ISO)
- Αποφύγετε την κατάποση. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τις βλεννογόνους.
- Σε περίπτωση αδιαθεσίας μετά από επαφή με το δέρμα, κατάποση ή εισπνοή, συμβουλευτείτε γιατρό.
- Λαμβάνετε τις τυπικές εργαστηριακές προφυλάξεις ασφαλούς χρήσης.
- Οι κασέτες των αντιδραστηρίων είναι μίας μόνο χρήσης και πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις.
- Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος που αφορά το αντιδραστήριο.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει εμφανής ένδειξη βιολογικής, χημικής ή φυσικής φθοράς.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν δεν τηρούνται οι συνιστώμενες συνθήκες φύλαξης, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας.
- Ο χρήστης πρέπει να έχει εκπαιδευτεί από έναν αντιπρόσωπο της HORIBA Medical προτού επιχειρήσει να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.

- Είναι ευθύνη των χρηστών να ελέγξουν εάν το έγγραφο αυτό αφορά το αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται.
- Για τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο +33 (0)4 67 14 15 16.
- Τυχόν σοβαρά περιστατικά που έχουν προκληθεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

^aΤροποποίηση: τροποποίηση γενικών προφυλάξεων.