

REF A11A01719

CAL 1 x 100 mL

IVD **CE**

HORIBA ABX SAS
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE



ABX Pentra Reference

■ Pentra C200

Διάλυμα αναφοράς για τον ποσοτικό προσδιορισμό του νατρίου, καλίου και χλωρίου στη μονάδα ISE του Pentra C200.

Προοριζόμενη Χρήση

Το **ABX Pentra Reference** αποτελεί μέρος ενός συστήματος βαθμονομητή που προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ιόντων νατρίου (Na^+), καλίου (K^+) και χλωρίου (Cl^-) σε όργανο Pentra C200 που διαθέτει μονάδα ISE ως επιλογή.

Χαρακτηριστικά^a

- Το **ABX Pentra Reference** είναι έτοιμο για χρήση.
- Αποτελείται από ένα φιαλίδιο των 100mL.

Συστατικά Συγκέντρωση

KCl 1,5 mol/L

- Το **ABX Pentra Reference** πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες του βαθμονομητή. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση για την απόδοσή του εάν χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο.

Χειρισμός

1. Αφαιρέστε το αρχικό καπάκι της φιάλης και τοποθετήστε το ακροφύσιο αντιδραστήριου, με το καπάκι του, που είναι προσαρτημένο στον αναλυτή.
2. Βεβαιωθείτε ότι το κάθε αντιδραστήριο έχει συνδεθεί με το σωστό ακροφύσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των αντιδραστηρίων, ακολουθήστε τις οδηγίες του Εγχειριδίου Χρήσης του Pentra C200.

Απαιτούμενα μη παρεχόμενα υλικά

- Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής: Pentra C200 που να διαθέτει μονάδα ISE ως επιλογή.
- Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός.

Αποθήκευση και Σταθερότητα

Οι βαθμονομητές, μέσα σε κλειστά φιαλίδια, παραμένουν σταθεροί μέχρι την ημερομηνία λήξης της ετικέτας, εφόσον αποθηκεύονται σε θερμοκρασία 5-30°C και προστατεύονται από το φως.

Αφού ανοιχτεί, ο **ABX Pentra Reference** παραμένει σταθερός για 1 μήνα εάν τοποθετηθεί στο ψυγείο αντιδραστηρίων του Pentra C200.

Κατεστραμμένη συσκευασία

Σε περίπτωση αλλοίωσης της προστατευτικής συσκευασίας, μη χρησιμοποιείτε το βαθμονομητή εάν η αλλοίωση ενδέχεται να έχει επίπτωση στην απόδοση του προϊόντος.

Διαχείριση Αποβλήτων

Ανατρέξτε στις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις.

Γενικές Προφυλάξεις

- Ο **ABX Pentra Reference** πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον καθορισμό της καμπύλης βαθμονόμησης.

^a Τροποποίηση από την έκδοση με δείκτη A στην έκδοση B: Τροποποίηση συστάσεων.

ABX Pentra Reference

- Ο συγκεκριμένος βαθμονομητής προορίζεται μόνο για επαγγελματική διαγνωστική χρήση *in-vitro*.
- Απαγορεύεται η κατάποση. Μη χρησιμοποιείτε πιπέτα από το στόμα.
- Μη συμπληρώνετε τα αντιδραστήρια.
- Τα φιαλίδια του βαθμονομητή πρέπει να απορρίπτονται μετά από κάθε χρήση. Η απόρριψη όλων των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες.
- Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος που αφορά το βαθμονομητή.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει εμφανής ένδειξη βιολογικής, χημικής ή φυσικής φθοράς.

Προειδοποίηση

Εναπόκειται στην ευθύνη των χρηστών να ελέγξουν εάν το έγγραφο αυτό αφορά το βαθμονομητή που χρησιμοποιείται.