

REF A11A01662

REAGENT 99 mL



IVD CE

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE

ABX Pentra Sample Diluent CP

- Pentra C400
- ABX Pentra 400

Reagens for *in vitro*-diagnostisk bruk for fortynning av av antistoffer, kalibratorer og prøver ved turbidimetri.

Tilsiktet bruk (ikke for bruk i USA) ^{a b}

ABX Pentra Sample Diluent CP er spesielt utviklet for fortynning av antistoffer, kalibratorer og prøver som brukes ved turbidimetri.

Reagenser

ABX Pentra Sample Diluent CP er en fortynner som er klar til bruk, og som består av saltholdig fosfatbuffer konservert med natriumazid (15 mmol/L). Løsningens pH-verdi er 7,1 - 7,3.

ABX Pentra Sample Diluent CP må brukes i henhold til dette reagenspkningsvedlegget. Produsenten kan ikke garantere for produktets ytelse hvis det brukes på annen måte.

Håndtering

1. Skru av hetten på kassetten, og plasser kassetten i den nedkjølte delen av reagenskarusellen på instrumentet.
2. Fjern eventuelt skum ved hjelp av en plastpipette.

Nødvendige men ikke medfølgende materialer

- HORIBA Medical reagenser og klinisk kjemianalyseapparat.
- Standard laboratorieutstyr.

^a Modifisering: tilgjengelig på Pentra C400.

^b Modifisering: pakningsvedleggets referanse endres fra A93A00452E til A98A00039A.

^c Modifisering: § Skadet emballasje tillagt.

^d Modifisering: endring av avfallshåndtering.

Oppbevaring og stabilitet

ABX Pentra Sample Diluent CP i en uåpnet kassett er stabil frem til utløpsdatoen på merkelappen dersom den har blitt oppbevart ved 2-8°C.

Etter åpning er **ABX Pentra Sample Diluent CP** stabil i 90 dager installert på den nedkjølte delen av instrumentet.

Skadet emballasje^c

Dersom den beskyttende emballasjen skades, må reagentet ikke brukes hvis skaden kan påvirke produktets ytelse.

Avfallshåndtering^d

- Vennligst overhold lokale lover og regler.
- Dette reagentet inneholder mindre enn 0,1% natriumazid som konserveringsmiddel. Natriumazid kan reagere med bly eller flasker og danne svært eksplosive metallazider.

Generelle forholdsregler

- Dette reagentet må kun brukes til profesjonell *in vitro*-diagnostikk.
- Reagenskassetten er for engangsbruk og må kastes i samsvar med lokale forordninger.
- Vennligst les produktdatabladet som gjelder for reagentet.

ABX Pentra Sample Diluent CP

- Ikke bruk produktet i tilfeller hvor det finnes synlig bevis på biologisk, kjemisk eller fysisk nedbryting.

Advarsel

Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at dette dokumentet gjelder for det reagenset som benyttes.