

ABX Pentra Sample Diluent CP

- Pentra C400
- ABX Pentra 400

REF A11A01662

REAGENT 99 mL



IVD CE

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE

Reagens för *in vitro*-diagnostisk användning för spädning av antikroppar, kalibratorer och prover vid turbidimetri.

Användningsområde (ej för användning i USA) ^{a b}

ABX Pentra Sample Diluent CP har utvecklats speciellt för spädning av antikroppar, kalibratorer och prover som används vid turbidimetri.

Reagenser

ABX Pentra Sample Diluent CP är ett bruksfärdigt spädningsmedel som består av fosfatbuffrad koksaltlösning med natriumazid som konserveringsmedel (15 mmol/L).

Lösningens pH-värde är 7,1 – 7,3.

ABX Pentra Sample Diluent CP ska användas i enlighet med denna reagensbipacksedel. Om anvisningarna inte följs kan tillverkaren inte garantera prestandan.

Hantering

1. Ta bort locket från kassetten, placera kassetten i det kylda reagensfacket i instrumentet.
2. Använd en plastpipett för att avlägsna eventuellt skum.

Material som behövs men ej medföljer

- HORIBA Medical reagenser och automatiskt kliniskt-kemiskt analysinstrument.
- Vanlig laboratorieutrustning.

Förvaring och stabilitet

ABX Pentra Sample Diluent CP, i öppnad kassett är stabil fram till det utgångsdatum som anges på etiketten om den förvaras vid 2-8°C.

Sedan förpackningen öppnats är **ABX Pentra Sample Diluent CP** stabil i 90 dagar när den är installerad i instrumentets kylfack.

Skadad förpackning^c

Använd inte reagenset om förpackningen är skadad eftersom det kan påverka produktens prestanda.

Avfallshantering^d

- Följ gällande föreskrifter.
- Detta reagens innehåller mindre än 0,1% natriumazid som konserveringsmedel. Natriumazid kan reagera med bly eller koppar och bilda explosiva metallazider.

Allmänna försiktighetsåtgärder

- Detta reagens är endast avsett för yrkesmässig *in vitro*-diagnostik.
- Reagenskassetterna är endast för engångsbruk och ska avfallshandteras enligt gällande lokala föreskrifter.
- Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till reagenset.

^a Modifiering: finns på Pentra C400.

^b Modifiering: modifiering av referens i broschyren från A93A00452E till A98A00039A.

^c Modifiering: § Skadad förpackning tillagd.

^d Modifiering: modifiering av avfallshantering.

ABX Pentra Sample Diluent CP

- Använd inte produkten om det finns synliga tecken på biologisk, kemisk eller fysisk skada.

Varning

Användaren är skyldig att kontrollera att detta dokument är tillämpligt för det reagens som används.