

ABX Pentra Reference

- Pentra C200

REF A11A01719

CAL 1 x 100 mL

IVD 



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE

Эталонный раствор, используемый для количественного определения натрия, калия и хлора с помощью Pentra C200 с модулем ISE.

Предполагаемое использование

ABX Pentra Reference является частью калибровочной системы, предназначенной для количественного определения натрия (Na^+), калия (K^+) и хлора (Cl^-) с помощью прибора Pentra C200, оснащенного модулем ISE.

Характеристики^a

- **ABX Pentra Reference** представляет собой готовый к использованию раствор.
- Набор состоит из одного флакона по 100 мЛ.

| Компоненты | Концентрация |
|------------|--------------|
| KCl | 1,5 моль/л |

- **ABX Pentra Reference** следует использовать согласно этому примечанию для калибратора. В противном случае производитель не может гарантировать его надлежащие рабочие характеристики.

Обращение

1. Снимите оригинальный колпачок с флакона и поместите пробирку с реагентом с надетым колпачком в прибор.
2. Убедитесь в том, что каждый реагент находится в соответствующей пробирке.

Для получения дополнительной информации об установке реагентов см. Руководство пользователя Pentra C200.

Требуемые, но не предоставляемые материалы

- Автоматический биохимический анализатор: Pentra C200, оснащенный модулем ISE.
- Стандартное лабораторное оборудование.

Хранение и стабильность

Калибраторы в не вскрытых флаконах стабильны до окончания указанного на этикетке срока годности при хранении при температуре 5-30°C в защищенном от света месте.

После вскрытия **ABX Pentra Reference** стабилен в течение 1 месяц после помещения в соответствующую камеру Pentra C200.

Порча упаковки

В случае порчи защитной упаковки не используйте калибратор, если повреждение упаковки может оказать влияние на рабочие характеристики продукта.

Обращение с отходами

Следует обращаться к местным нормативным требованиям.

^aИзменение указателя А на указатель В: Изменение рекомендаций.

ABX Pentra Reference

Общие меры предосторожности

- **ABX Pentra Reference** следует использовать только для построения калибровочной кривой.
- Данный калибратор предназначен только для профессионального использования для диагностики *in vitro*.
- Не проглатывать. Не выполнять пипетирование ртом.
- Не восполнять количество реагентов.
- Флаконы из-под калибратора следует утилизировать после использования. Утилизация всех отходов должна осуществляться согласно местным нормативным требованиям.
- См. относящийся к калибратору MSDS.
- Не используйте продукт при видимых признаках его биологического, химического или физического ухудшения качества.

Предупреждение

Ответственность за проверку применимости этого документа к используемому калибратору лежит на пользователе.