

Yumizen G SORB



SOLUTION DE LAVAGE

N° de cat. : 1300036418 12 x 15 mL

NOM DU PRODUIT

Yumizen G SORB

UTILISATION PRÉVUE

(Pour diagnostic in vitro uniquement)

Yumizen G SORB est conçu pour la maintenance quotidienne et le nettoyage des analyseurs d'hémostase Yumizen G800/G1500/G1550.

RÉSUMÉ ET PRINCIPE

Yumizen G SORB est une solution de lavage à base d'hypochlorite qui élimine efficacement les résidus de cellule, les protéines et les triglycérides par digestion oxydative et solubilisation par détergent.

PRINCIPES ACTIFS

hypochlorite de sodium	< 5.0 %
hydroxyde de potassium	< 1.0 %
détergent	< 1.0 %

PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser le réactif après la date d'expiration imprimée sur l'étiquette !
- Tous les réactifs, les déchets et les équipements de laboratoire jetables utilisés doivent être considérés comme des déchets dangereux. Il faut procéder à leur manipulation et élimination conformément aux réglementations relatives au traitement de matériaux dangereux en vigueur.
- Irritation cutanée, Catégorie 2 
- Irritation oculaire, Catégorie 2
- Mot de signalement : Avertissement
- H315 : Provoque une irritation cutanée.
- H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
- H290 : Peut être corrosif pour les métaux.
- P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

- P390 : Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle n'attaque les matériaux environnants.
- P405 : Garder sous clef.
- P406 : Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante.
- P501 : Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.
- P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
- P332+P313 : En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.
- P337+P313 : Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.
- L'utilisateur qui met en place le réactif doit être un professionnel de laboratoire qualifié.

PRÉPARATION

Yumizen G SORB Solution prête à l'emploi. Attendre que la solution atteigne la température d'utilisation.

CONSERVATION ET STABILITÉ

Yumizen G SORB dans un flacon intact est stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur le flacon, si la solution est stockée à une température comprise entre 2 et 8°C. La stabilité après ouverture du flacon original est indiquée dans le tableau ci-dessous :

T (°C)	20-25	15-19
Jours	21	21

RÉSULTATS ATTENDUS

Yumizen G SORB La solution nettoie efficacement les aiguilles de l'instrument utilisé

MODE D'EMPLOI

quotidiennement en maintenant les valeurs de report conformes aux spécifications.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI

Pour connaître la disponibilité des réactifs ci-dessus, se renseigner auprès de votre distributeur local ou directement auprès du fabricant.

- Yumizen G800/G1500/G1550



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE