



Yumizen G CaCl₂ 4

0,025M ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΗΞΗΣ

Αριθ. κατ.: 1300036386 12 x 4 ml

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Yumizen G CaCl₂ 4

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

(Αποκλειστικά για In Vitro διαγνωστική χρήση)

Το Yumizen G CaCl₂ 4 προορίζεται για δοκιμασίες ανίχνευσης αιμόστασης όπως ο χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT).

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Το CaCl₂ είναι απαραίτητο για τη δοκιμασία APTT, η οποία είναι μια γενική δοκιμασία ανίχνευσης (screening test) της ενδογενούς οδού πήξης (Παράγοντες: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I).

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Το Yumizen G CaCl₂ 4 είναι ένα ρυθμιστικό διάλυμα 0,025M με σταθεροποιητικό παράγοντα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Το διάλυμα περιέχει αζίδιο του νατρίου. Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να σχηματίσει δυνητικώς εκρηκτικά αζίδια μετάλλων σε μεταλλικές υδραυλικές εγκαταστάσεις. Λάβετε κατάλληλα μέτρα προφύλαξης!
- Τα παρασκευάσματα, τα δείγματα και όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ικανά να μεταδώσουν μόλυνση και θα πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλες προφυλάξεις.
- Μη χρησιμοποιείτε το αντιδραστήριο πέραν της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα!
- Αποφύγετε τη μικροβιακή μόλυνση του αντιδραστήριου, διαφορετικά ενδέχεται να προκύψουν εσφαλμένα αποτελέσματα.
- Όλα τα αντιδραστήρια, τα απόβλητα και ο χρησιμοποιημένος αναλώσιμος εργαστηριακός εξοπλισμός θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Ο χειρισμός και η απόρριψή τους θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό για τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το διάλυμα Yumizen G CaCl₂ 4 παρέχεται έτοιμο για χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο ένθετο της συσκευασίας των αντιδραστηρίων APTT: Yumizen G APTT 4, αριθ. κατ.: 1300036377 και Yumizen G APTT Liq 2, αριθ. κατ.: 1300036379.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το διάλυμα Yumizen G CaCl₂ 4 σε άθικτο φιαλίδιο παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο, εφόσον φυλάσσεται στους 2-8°C. Η σταθερότητα εντός του αρχικού φιαλιδίου μετά το άνοιγμα, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

T (°C)	37	15-19	2-8
Εβδομάδα	1 ημέρα	8	8

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το άτομο που εγκαθιστά το αντιδραστήριο πρέπει να είναι εκπαιδευμένος επαγγελματίας εργαστηρίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Το Yumizen G CaCl₂ 4 συνιστάται για την παρακάτω δοκιμασία ανίχνευσης (screening test) αιμόστασης:

- Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (Yumizen G APTT 4, αριθ. κατ.: 1300036377)
- Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (Yumizen G APTT Liq 2, αριθ. κατ.: 1300036379)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE