

第1項: キットID

1.1 キット識別子

製品名 : Kit RAL StainBox BBM
製品コード : 360400

1.2 キット安全情報シートの供給者の詳細

RAL DIAGNOSTICS
Site Montesquieu
33650 MARTILLAC - FRANCE
T 33 05 57 96 04 04 - F 33 05 57 96 04 05
commercial@cellavision.com - www.cellavision.com

第2項: 一般事項

使用上の制限 : 業務用用途に限る。
In vitro diagnostic medical device.
概要 : Kit staining for blood and bone marrow

本製品は、複数の個別包装コンポーネントで構成されるキットです。これらのコンポーネントのうち、規制（EC）No. 1272/2008 [CLP] および指令67/548/EEC [DSD] または1999/45/EC [DPD] による分類の対象となる物質または製剤が1点以上あります。これらの各コンポーネントにつき安全データシート1枚が付属しています。この表紙ページからコンポーネント安全データシートを切り離さないでください。

第3項: キット内容

名前	概要	重量 or 数量	量	ユニット	規則（EC）No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。
R2 and R3 - KIT RAL STAINBOX			2	pcs (pcs)	皮膚感作性 1, H317 水生環境有害性 長期（慢性） 3, H412
Kit RAL StainBox BBM R1			1	pcs (pcs)	引火性液体 2, H225
Kit RAL StainBox BBM - R5			4	pcs (pcs)	引火性液体 3, H226 皮膚感作性 1, H317 水生環境有害性 長期（慢性） 3, H412
Kit RAL StainBox BBM - R4			1	pcs (pcs)	区分に該当しない

第4項: 一般的助言

データなし

第5項: 取扱いの指針

一般的措置 : 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。
本物質およびその容器は各自治体の規定に準拠して安全に廃棄する

Kit RAL StainBox BBM

キット 安全情報シート (SIS)

安全な保管条件 : 元の容器に保管する。
容器を厳重に密閉し保管すること。
乾燥した換気の良いエリアに保管する。

第6項: 応急措置

眼に入った場合 : 予防措置として眼を水ですすぐ。
飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受け、容器もしくはラベルを見せる。
口内を水ですすぐ。
皮膚に付着した場合 : 多量の水ですすぐ。
応急措置 一般 : 気分が悪い場合は医師の診察を受ける(可能であればラベルを見せる)。

第7項: 火災時の措置

消火時の保護具 : 呼吸器の保護を含め、適切な保護装置を使用せず、火災現場に入らない。
化学物質の消火活動は慎重に行う。

第8項: 輸送上の注意

キット製品のSDSのセクション14を参照してください。

第9項: その他の情報

データなし

第1項: 物質/混合物及び会社情報**1.1. 製品特定名**

製品情報	: 混合物
製品名	: R2 and R3 – KIT RAL STAINBOX
製品コード	: 313575

1.2. 物質または混合物について、特定された関連用途、および推奨できない用途**1.2.1. 特定した重要な用途**

メイン用途カテゴリ	: 業務用用途に限る。
工業用/業務用スペック	: 実験試薬として使用すること。
物質/混合物の用途	: In vitro diagnostic medical device.

1.2.2. 推奨されない用途

追加情報なし

1.3. 安全データシートを提供する供給業者の詳細

RAL DIAGNOSTICS
Site Montesquieu
33650 MARTILLAC
FRANCE
T 33 05 57 96 04 04 – F 33 05 57 96 04 05
commercial@cellavision.com – www.cellavision.com

1.4. 緊急連絡電話番号

追加情報なし

第2項: 危険有害性の要約**2.1. 物質/混合物の分類**

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。

皮膚感作性 区分1	H317
水生環境有害性 長期 (慢性) 区分3	H412

危険有害性情報およびEUIHフレーズの全文: 項目16を参照

物理化学的危険性、健康および環境に対する有害性

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

2.2. ラベル要素

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずるラベル表示

絵表示 (CLP)



GHS07

注意喚起語 (CLP)	: 警告
含有	: A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)
危険有害性 (CLP)	: H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 H412 - 長期継続的影響によって水生生物に有害。

R2 and R3 - KIT RAL STAINBOX

安全データシート

規則(EC)No. 1907/2006 (REACH) 及びその改正規制(EU)2015/830に準ずる

注意書き (CLP) : P280 - 保護手袋、保護衣、保護眼鏡を着用すること。
P333+P313 - 皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。

2.3. その他の危険

PBT/vPvB 物質を含まない $\geq 0.1\%$ REACH附属書XIIIに準拠して評価

第3項: 組成及び成分情報

3.1. 物質

非該当

3.2. 混合物

名前	製品特定名	%	規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。
A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	CAS 番号: 55965-84-9 EC インデックス番号: 613-167-00-5	< 0.1	急性毒性(経口) 3, H301 急性毒性(経皮) 3, H311 急性毒性(吸入) 3, H331 皮膚腐食性/刺激性 1, H314 皮膚感作性 1, H317 水生環境有害性 短期(急性) 1, H400 (M=100) 水生環境有害性 長期(慢性) 1, H410 (M=100)

特定濃度限界:

名前	製品特定名	特定濃度限界
A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	CAS 番号: 55965-84-9 EC インデックス番号: 613-167-00-5	(0.0015 \leq C \leq 100) Skin Sens. 1A, H317 (0.06 \leq C < 0.6) Eye Irrit. 2, H319 (0.06 \leq C < 0.6) Skin Irrit. 2, H315 (0.6 \leq C \leq 100) Eye Dam. 1, H318 (0.6 \leq C \leq 100) Skin Corr. 1C, H314

危険有害性情報およびEUIフレーズの全文: 項目16を参照

第4項: 応急措置

4.1. 応急処置対策

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合 : 皮膚は多量の水で洗浄する。汚染された衣類を脱ぐこと。皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
眼に入った場合 : 予防措置として眼を水ですすぐ。
飲み込んだ場合 : 気分が悪いときは医師に連絡すること。

4.2. 最も重要な症状/作用(急性および遅延)

症状/損傷 皮膚に付着した場合 : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

4.3. 医師による救急処置または特殊な処置に関する注意事項

対症的に治療すること。

R2 and R3 – KIT RAL STAINBOX

安全データシート

規則 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 及びその改正規制 (EU) 2015/830 に準ずる

第5項：火災時の措置

5.1. 消火剤

適切な消火剤 : 水噴霧。乾燥粉末消火剤。泡消火剤。二酸化炭素。

5.2. 物質または混合物に起因する、固有の有害性

火災時の危険有害性分解生成物 : 有毒な煙を放出する可能性がある。

5.3. 消火活動を行う上での注意事項

消火時の保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。自給式呼吸器。完全防護服。

第6項：漏出時の措置

6.1. 注意事項、保護具と緊急時処置

6.1.1. 非緊急対応者

応急処置 : 漏出エリアを換気する。皮膚、眼との接触を避ける。粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。

6.1.2. 緊急対応者

保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。詳細については、第8項の「ばく露制御/個人保護」を参照。

6.2. 環境に対する注意事項

環境への放出を避けること。

6.3. 流出防止および清掃に使用する方法および資材

浄化方法 : 吸収剤の中で拡散した液体を吸収する。

その他の情報 : 物質または固形残留物は公認施設で廃棄する。

6.4. 他の項を参照

詳細については、第13項を参照。

第7項：取扱い及び保管上の注意

7.1. 安全取扱注意事項

安全取扱注意事項 : 作業所の十分な換気を確保する。皮膚、眼との接触を避ける。蒸気の吸入を避けること。個人用保護具を着用する。

衛生対策 : 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。製品取扱い後には必ず手を洗う。

7.2. 禁忌を含む安全な保管条件

安全な保管条件 : 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。換気の良い場所で保管すること。

保管温度 : 15 - 25 ° C

7.3. 個別の最終的な用途

追加情報なし

R2 and R3 – KIT RAL STAINBOX

安全データシート

規則 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 及びその改正規制 (EU) 2015/830 に準ずる

第8項: ばく露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター

8.1.1. 国家職業ばく露および生物学的ばく露指標

追加情報なし

8.1.2. 推奨モニタリング方法

追加情報なし

8.1.3. 形成される大気汚染物質

追加情報なし

8.1.4. DNELおよびPNEC

追加情報なし

8.1.5. コントロールバンディング

追加情報なし

8.2. ばく露防止 – 危機管理対策

8.2.1. 設備対策

設備対策:

作業所の十分な換気を確保する。

8.2.2. 個人用保護具

個人用保護具:

手袋。防護眼鏡。

個人用保護具シンボル:



8.2.2.1. 眼および顔面の保護

眼の保護具:

安全メガネ。Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166 (EU).

8.2.2.2. 皮膚の保護

皮膚及び身体の保護具:

適切な保護衣を着用する。Choose body protection in relation to the dangerousness of the product, its concentration and the amounts used depending on the workstation.

手の保護具:

保護用手袋。使用する保護手袋は欧州指令89/686/EEC及び欧州規格 ISO 374-1に準拠しなければならない。

8.2.2.3. 呼吸用保護具

呼吸用保護具:

換気が不十分である場合、適切な呼吸器を着用する。

8.2.2.4. 熱危険

追加情報なし

R2 and R3 – KIT RAL STAINBOX

安全データシート

規則 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 及びその改正規制 (EU) 2015/830 に準ずる

8.2.3. 環境へのばく露の制限と監視

環境へのばく露の制限と監視:

環境への放出を避けること。

第9項: 物理的及び化学的性質

9.1. 物理的および化学的な基礎物性に関するデータ

物理状態	: 液体
外観	: 透明色。
色	: 無色。
臭い	: データなし
臭気閾値	: データなし
pH	: 7.17 - 7.23
蒸発速度 (酢酸ブチル = 1)	: データなし
融点	: -1 ° C
凝固点	: -1
沸点	: 100 ° C
引火点	:
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
可燃性	: 非該当
蒸気圧	: 23.3 mbar
相対蒸気密度 (20° C)	: 0.01
相対密度	: 0.993 - 1.003
飽和ガス/空気混合気体の相対密度	: 0.99
溶解度	: データなし
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	: データなし
動粘性率	: データなし
粘性率	: データなし
爆発特性	: データなし
酸化特性	: データなし
爆発限界 下限 (LEL)	:
爆発限界 上限 (UEL)	:

9.2. その他の情報

追加情報なし

第10項: 安定性及び反応性

10.1. 反応性

通常の使用、保管、運送の状況下では、当製品は反応しません。

10.2. 化学的安定性

通常の場合下では安定。

10.3. 危険有害反応可能性

通常の使用条件下において、危険な反応は全く知られていない。

10.4. 避けるべき条件

推奨の保存条件及び取扱条件の下では何もありません (第7節参照)。

R2 and R3 – KIT RAL STAINBOX

安全データシート

規則(EC)No. 1907/2006 (REACH)及びその改正規制(EU)2015/830に準ずる

10.5. 混触危険物質

追加情報なし

10.6. 危険有害な分解生成物

通常の使用条件及び保管条件下において、有害な分解生成物は生成されない。

第11項: 有害性情報

11.1 毒物学上の作用に関するデータ

急性毒性 (経口) : 区分に該当しない
急性毒性 (経皮) : 区分に該当しない
急性毒性 (吸入) : 区分に該当しない

A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

LD50 経口 ラット	457 mg/kg bodyweight
LD50 経皮 ラット	660 mg/kg bodyweight
LC50 吸入 - ラット	1.23 mg/m ³
ATE CLP (経口)	100 mg/kg bodyweight
ATE CLP (経皮)	300 mg/kg bodyweight
ATE CLP (ガス)	700 ppmv/4h
ATE CLP (蒸気)	3 mg/l/4h
ATE CLP (粉じん、ミスト)	0.5 mg/l/4h

皮膚腐食性/刺激性 : 区分に該当しない
pH: 7.17 - 7.23

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分に該当しない
pH: 7.17 - 7.23

呼吸器感作性又は皮膚感作性 : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

生殖細胞変異原性 : 区分に該当しない

発がん性 : 区分に該当しない

生殖毒性 : 区分に該当しない

特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分に該当しない

特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 区分に該当しない

A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

NOAEL (経口、ラット、90日)	22 mg/kg bodyweight/day
NOAEL (経皮、ラット/ウサギ、90日)	100 mg/kg bodyweight/day

誤えん有害性 : 区分に該当しない

第12項: 環境影響情報

12.1. 毒性

生態系 - 全般 : 本物質は水性生物に対して有害とは考慮されず、また、環境に対しても長期的な有害な影響を及ぼさない。

水生環境有害性 短期 (急性) : 区分に該当しない

水生環境有害性 長期 (慢性) : 長期継続の影響によって水生生物に有害。

R2 and R3 – KIT RAL STAINBOX

安全データシート

規則(EC)No. 1907/2006 (REACH)及びその改正規制(EU)2015/830に準ずる

A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	
LC50 - 魚 [1]	190 µg/l
LC50 - 魚 [2]	300 µg/l
EC50 - 甲殻類 [1]	160 µg/l
EC50 - 甲殻類 [2]	282 µg/l
EC50 72h - 藻類 [1]	37100 mg/l
EC50 72h - 藻類 [2]	3500 mg/l
NOEC 魚 慢性	20000 mg/l

12.2. 残留性・分解性

追加情報なし

12.3. 生体蓄積性

追加情報なし

12.4. 土壌中の移動性

追加情報なし

12.5. PBT (難分解性、生体蓄積性、毒性) およびvPvB (極難分解性、極生体蓄積性) の評価結果

追加情報なし

12.6. その他の有害な影響

その他の有害な影響 : Avoid discarding in the environment.

第13項: 廃棄上の注意

13.1. 廃棄方法

廃棄方法 : 物質および容器は、有害または特殊な廃棄物用処理施設に廃棄する。Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations.

第14項: 輸送上の注意

ADR / IMDG / IATA / ADN / RIDに準ずる

R2 and R3 – KIT RAL STAINBOX

安全データシート

規則 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 及びその改正規制 (EU) 2015/830 に準ずる

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. 国連番号				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
14.2. 国連正式品名				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
14.3. 輸送危険物分類				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
14.4. 容器等級				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
14.5. 環境有害性				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
補足情報なし				

14.6. 使用者向け特別な安全対策

道路輸送

非該当

海上輸送

非該当

航空輸送

非該当

内陸水路輸送

非該当

鉄道輸送

非該当

14.7. MARPOL 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質

非該当

第15項: 適用法令

15.1. 安全、健康、環境の保護に係わる規則、物質または混合物を対象とする個別法令規則

15.1.1. EU規則

REACH附属書XVII (制限リスト)

附属書XVIIに制限が規定されている物質は一切含まない。

REACH附属書XIV (認可リスト)

REACH附属書XIVのリストに記載されている物質を一切含まない。

REACH候補物質リスト (SVHC)

REACH高懸念物質候補は一切含まない。

PIC規則 (事前通報・同意手続)

危険化学品の輸出入に関する2012年7月4日付 欧州議会及び理事会規則 (EU) No 649/2012の対象物質は含まれていません。

R2 and R3 – KIT RAL STAINBOX

安全データシート

規則(EC)No. 1907/2006 (REACH)及びその改正規制(EU)2015/830に準ずる

POP規則 (残留性有機汚染物質)

残留性有機汚染物質に関する2019年6月20日付 欧州議会及び理事会規則(EC) No 2019/1021の対象物質は含まれていません

オゾン層破壊物質規則 (1005/2009)

オゾン層破壊物質に関する2009年9月16日の欧州議会および欧州評議会の規則(EU)No1005/2009の対象物質は含まれていません。

爆発物前駆体規則 (2019/1148)

爆発物前駆体の販売および使用に関する2019年6月20日の欧州議会と欧州理事会の規則 (EU) 2019/1148の対象物質を含まない。

薬物前駆体規則 (273/2004)

Contains no substance(s) listed on the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on the manufacture and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances)

15.1.2. 国家規則

追加情報なし

15.2. 化学物質安全性評価

化学物質の安全性評価は未実施

第16項: その他の情報

改訂情報

項	変更アイテム	変更	コメント
	改訂日	変更	
2.2	注意書き (CLP)	変更	
3	組成及び成分情報	変更	
16	省略表記	追加	

省略表記:

ADN	危険物の内陸水路による国際輸送に関する欧州協定
ADR	欧州危険物国際道路輸送協定
ATE	急性毒性推定値
BLV	生物学的限界値
CAS 番号	Chemical Abstract Service number
CLP	物質/混合物の分類・表示・包装に関する欧州議会および理事会規則(EC) No 1272/2008
DMEL	導出最小毒性レベル
DNEL	推定無影響レベル
EC50	半有効濃度
EC 番号	European Community number
EN	European Standard
IATA	国際航空運送協会
IMDG	国際海上危険物
LC50	半数致死濃度
LD50	半数致死量
LOAEL	最小毒性量
NOAEC	最大無有害性影響濃度
NOAEL	無毒性量

R2 and R3 – KIT RAL STAINBOX

安全データシート

規則 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 及びその改正規制 (EU) 2015/830 に準ずる

省略表記:	
NOEC	無影響濃度
OEL	Occupational Exposure Limit
PBT	残留性、生物濃縮性、毒性物質
PNEC	予測無影響濃度
EU REACH	化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則 (EC) No 1907/2006
RID	欧州危険物国際鉄道輸送規則
SDS	安全データシート
vPvB	高残留性、高生物濃縮性物質
WGK	Water Hazard Class

危険有害性情報、EUHフレーズの全文:	
Eye Dam. 1	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分1
Eye Irrit. 2	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分2
H301	飲み込むと有毒。
H311	皮膚に接触すると有毒。
H314	重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷。
H315	皮膚刺激。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H318	重篤な眼の損傷。
H319	強い眼刺激。
H331	吸入すると有毒。
H400	水生生物に非常に強い毒性。
H410	長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
H412	長期継続的影響によって水生生物に有害。
Skin Corr. 1C	皮膚腐食性/刺激性 区分1C
Skin Irrit. 2	皮膚腐食性/刺激性 区分2
Skin Sens. 1A	皮膚感作性 区分1A
急性毒性(吸入) 3	急性毒性(吸入) 区分3
急性毒性(経口) 3	急性毒性(経口) 区分3
急性毒性(経皮) 3	急性毒性(経皮) 区分3
水生環境有害性 短期 (急性) 1	水生環境有害性 短期 (急性) 区分1
水生環境有害性 長期 (慢性) 1	水生環境有害性 長期 (慢性) 区分1
皮膚感作性 1	皮膚感作性 区分1
皮膚腐食性/刺激性 1	皮膚腐食性/刺激性 区分1

安全データシート (SDS)、欧州連合 (EU)

本書は、あくまで本製品の健康、安全性、環境への配慮等に関わる情報のみを、現在の知見に基づき記載するものであり、製品に関する何らかの特性を保証するものではない。

第1項: 物質/混合物及び会社情報**1.1. 製品特定名**

製品情報	: 混合物
製品名	: Kit RAL StainBox BBM - R4
製品コード	: 313565

1.2. 物質または混合物について、特定された関連用途、および推奨できない用途**1.2.1. 特定した重要な用途**

メイン用途カテゴリ	: 業務用用途に限る。
物質/混合物の用途	: In vitro diagnostic medical device.

1.2.2. 推奨されない用途

追加情報なし

1.3. 安全データシートを提供する供給業者の詳細

RAL DIAGNOSTICS
Site Montesquieu
33650 MARTILLAC
FRANCE
T 33 05 57 96 04 04 - F 33 05 57 96 04 05
commercial@cellavision.com - www.cellavision.com

1.4. 緊急連絡電話番号

追加情報なし

第2項: 危険有害性の要約**2.1. 物質/混合物の分類**

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。

区分に該当しない

物理化学的危険性、健康および環境に対する有害性

われわれが知る限り、この製品は、一般的な工業衛生上の規則の留保付きで、特別な危険性はない。

2.2. ラベル要素

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずるラベル表示

ラベル表示適用外

2.3. その他の危険PBT/vPvB 物質を含まない $\geq 0.1\%$ REACH附属書XIIIに準拠して評価

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at a concentration equal to or greater than 0,1 %

第3項: 組成及び成分情報**3.1. 物質**

非該当

Kit RAL StainBox BBM - R4

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

3.2. 混合物

この混合物には、REACH附属書IIの第3.2節の基準に従って言及されるべき、いかなる物質も含まれていません

第4項: 応急措置

4.1. 応急処置対策

吸入した場合	: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合	: 皮膚は多量の水で洗浄する。
眼に入った場合	: 予防措置として眼を水ですすぐ。
飲み込んだ場合	: 気分が悪いときは医師に連絡すること。

4.2. 最も重要な症状/作用(急性および遅延)

追加情報なし

4.3. 医師による救急処置または特殊な処置に関する注意事項

対症的に治療すること。

第5項: 火災時の措置

5.1. 消火剤

適切な消火剤 : 水噴霧。乾燥粉末消火剤。泡消火剤。二酸化炭素。

5.2. 物質または混合物に起因する、固有の有害性

火災時の危険有害性分解生成物 : 有毒な煙を放出する可能性がある。

5.3. 消火活動を行う上での注意事項

消火時の保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。自給式呼吸器。完全防護服。

第6項: 漏出時の措置

6.1. 注意事項、保護具と緊急時処置

6.1.1. 非緊急対応者

応急処置 : 漏出エリアを換気する。

6.1.2. 緊急対応者

保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。詳細については、第8項の「ばく露制御/個人保護」を参照。

6.2. 環境に対する注意事項

環境への放出を避けること。

6.3. 流出防止および清掃に使用する材料および資材

浄化方法 : 吸収剤の中で拡散した液体を吸収する。

その他の情報 : 物質または固形残留物は公認施設で廃棄する。

6.4. 他の項を参照

詳細については、第13項を参照。

Kit RAL StainBox BBM - R4

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

第7項: 取扱い及び保管上の注意

7.1. 安全取扱注意事項

安全取扱注意事項

: 作業所の十分な換気を確保する。個人用保護具を着用する。

衛生対策

: この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。製品取扱い後には必ず手を洗う。

7.2. 禁忌を含む安全な保管条件

安全な保管条件

: 換気の良い場所で保管すること。

7.3. 個別の最終的な用途

追加情報なし

第8項: ばく露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター

8.1.1 国家職業ばく露および生物学的ばく露指標

追加情報なし

8.1.2. 推奨モニタリング方法

追加情報なし

8.1.3. 形成される大気汚染物質

追加情報なし

8.1.4. DNELおよびPNEC

追加情報なし

8.1.5. コントロールバンディング

追加情報なし

8.2. ばく露防止 - 危機管理対策

8.2.1. 設備対策

設備対策:

作業所の十分な換気を確保する。

8.2.2. 個人用保護具

個人用保護具シンボル:



8.2.2.1. 眼および顔面の保護

眼の保護具:

安全メガネ

8.2.2.2. 皮膚の保護

皮膚及び身体の保護具:

適切な保護衣を着用する。

Kit RAL StainBox BBM - R4

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

手の保護具:

保護用手袋

8.2.2.3. 呼吸用保護具

呼吸用保護具:

換気が不十分である場合、適切な呼吸器を着用する。

8.2.2.4. 熱危険

追加情報なし

8.2.3. 環境へのばく露の制限と監視

環境へのばく露の制限と監視:

環境への放出を避けること。

第9項: 物理的及び化学的性質

9.1. 物理的および化学的な基礎物性に関するデータ

物理状態	: 液体
色	: 青色。
外観	: 透明色。
臭い	: 無臭。
臭気閾値	: 利用できない
融点	: -4 ° C
凝固点	: -4 ° C
沸点	: 99 ° C
可燃性	: 非該当
爆発限界	: 利用できない
爆発下限界	:
爆発上限界	:
引火点	:
自然発火点	: > 500 ° C
分解温度	: 利用できない
pH	: 7.25 - 7.35
動粘性率	: 利用できない
溶解度	: 利用できない
n-オクタノール/水分配係数 (Log Kow)	: 利用できない
蒸気圧	: 23.2 mbar
50° Cでの蒸気圧	: 利用できない
密度	: 利用できない
相対密度	: 1.002 - 1.012
相対蒸気密度 (20° C)	: 0.01
飽和ガス/空気混合気体の相対密度	: 0.99
粒子特性	: 非該当

9.2. その他の情報

9.2.1. 物理的危険有害性クラスに関する情報

追加情報なし

9.2.2. その他の安全特性

追加情報なし

Kit RAL StainBox BBM - R4

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

第10項: 安定性及び反応性

10.1. 反応性

通常の使用、保管、運送の状況下では、当製品は反応しません。

10.2. 化学的安定性

通常の場合下では安定。

10.3. 危険有害反応可能性

通常の使用条件下において、危険な反応は全く知られていない。

10.4. 避けるべき条件

推奨の保存条件及び取扱条件の下では何もありません（第7節参照）。

10.5. 混触危険物質

追加情報なし

10.6. 危険有害な分解生成物

通常の使用条件及び保管条件下において、有害な分解生成物は生成されない。

第11項: 有害性情報

11.1. 規則 (EC) No 1272/2008 の危険有害性クラスの情報

急性毒性（経口）	: 区分に該当しない
急性毒性（経皮）	: 区分に該当しない
急性毒性（吸入）	: 区分に該当しない
皮膚腐食性／刺激性	: 区分に該当しない pH: 7.25 - 7.35
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: 区分に該当しない pH: 7.25 - 7.35
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: 区分に該当しない
生殖細胞変異原性	: 区分に該当しない
発がん性	: 区分に該当しない
生殖毒性	: 区分に該当しない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分に該当しない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分に該当しない
誤えん有害性	: 区分に該当しない

11.2. その他の危険有害性の情報

11.2.1. 内分泌かく乱性

内分泌かく乱性によって引き起こされる健康への悪影響 : The substance/mixture has no endocrine disrupting properties.

11.2.2. その他の情報

追加情報なし

第12項: 環境影響情報

12.1. 毒性

生態系 - 全般 : 本物質は水性生物に対して有害とは考慮されず、また、環境に対しても長期的な有害な影響を及ぼさない。

Kit RAL StainBox BBM - R4

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

水生環境有害性 短期（急性） : 区分に該当しない
水生環境有害性 長期（慢性） : 区分に該当しない

12.2. 残留性・分解性

追加情報なし

12.3. 生体蓄積性

追加情報なし

12.4. 土壤中の移動性

追加情報なし

12.5. PBT（難分解性、生体蓄積性、毒性）およびvPvB（極難分解性、極生体蓄積性）の評価結果

追加情報なし

12.6. 内分泌かく乱性

内分泌かく乱性によって引き起こされる環境への悪影響 : The substance/mixture has no endocrine disrupting properties.

12.7. その他の有害な影響

その他の有害な影響 : Not release to the environment.

第13項: 廃棄上の注意

13.1. 廃棄方法

廃棄方法 : 許可を得た収集業者の分別回収に準拠して内容物/容器を廃棄する。Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations.

第14項: 輸送上の注意

ADR / IMDG / IATA / ADN / RIDに準ずる

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. 国連番号またはID番号				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
14.2. 国連正式品名				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
14.3. 輸送危険物分類				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
14.4. 容器等級				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
14.5. 環境有害性				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
補足情報なし				

14.6. 使用者向け特別な安全対策

道路輸送

非該当

Kit RAL StainBox BBM - R4

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

海上輸送

非該当

航空輸送

非該当

内陸水路輸送

非該当

鉄道輸送

非該当

14.7. IMO規定に基づくバルク輸送

非該当

第15項: 適用法令

15.1. 安全、健康、環境の保護に係わる規則、物質または混合物を対象とする個別法令規則

15.1.1. EU規則

REACH附属書XVII (制限リスト)

附属書XVIIに制限が規定されている物質は一切含まない。

REACH附属書XIV (認可リスト)

REACH附属書XIVのリストに記載されている物質を一切含まない。

REACH候補物質リスト (SVHC)

REACH高懸念物質候補は一切含まない。

PIC規則 (事前通報・同意手続)

危険化学品の輸出入に関する2012年7月4日付 欧州議会及び理事会規則(EU) No 649/2012の対象物質は含まれていません。

POP規則 (残留性有機汚染物質)

残留性有機汚染物質に関する2019年6月20日付 欧州議会及び理事会規則(EC) No 2019/1021の対象物質は含まれていません

オゾン層破壊物質規則 (1005/2009)

オゾン層破壊物質に関する2009年9月16日の欧州議会および欧州評議会の規則(EU)No1005/2009の対象物質は含まれていません。

爆発物前駆体規則 (2019/1148)

爆発物前駆体の販売および使用に関する2019年6月20日の欧州議会と欧州理事会の規則 (EU) 2019/1148の対象物質を含まない。

薬物前駆体規則 (273/2004)

Contains no substance(s) listed on the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on the manufacture and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances)

15.1.2. 国家規則

追加情報なし

15.2. 化学物質安全性評価

化学物質の安全性評価は未実施

第16項: その他の情報

改訂情報

項	変更アイテム	変更	コメント
	改訂日	変更	

Kit RAL StainBox BBM - R4

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

改訂情報			
項	変更アイテム	変更	コメント
	前回の改訂日	変更	
2.1	規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。	削除	
2.1	物理化学的危険性、健康および環境に対する有害性	変更	
3	組成及び成分情報	変更	
7.2	安全な保管条件	変更	
9.1	相対密度	変更	
9.1	pH	変更	
9.1	臭い	追加	
9.1	色	変更	

省略表記:	
ADN	危険物の内陸水路による国際輸送に関する欧州協定
ADR	欧州危険物国際道路輸送協定
ATE	急性毒性推定値
BLV	生物学的限界値
CAS 番号	Chemical Abstract Service number
CLP	物質/混合物の分類・表示・包装に関する欧州議会および理事会規則(EC) No 1272/2008
DMEL	導出最小毒性レベル
DNEL	推定無影響レベル
EC50	半有効濃度
EC 番号	European Community number
EN	European Standard
IATA	国際航空運送協会
IMDG	国際海上危険物
LC50	半数致死濃度
LD50	半数致死量
LOAEL	最小毒性量
NOAEC	最大無有害性影響濃度
NOAEL	無毒性量
NOEC	無影響濃度
OEL	Occupational Exposure Limit
PBT	残留性、生物濃縮性、毒性物質
PNEC	予測無影響濃度
EU REACH	化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則(EC) No 1907/2006
RID	欧州危険物国際鉄道輸送規則

Kit RAL StainBox BBM - R4

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

省略表記:	
SDS	安全データシート
vPvB	高残留性、高生物濃縮性物質
WGK	Water Hazard Class

安全データシート (SDS)、欧州連合 (EU)

本書は、あくまで本製品の健康、安全性、環境への配慮等に関わる情報のみを、現在の知見に基づき記載するものであり、製品に関する何らかの特性を保証するものではない。

第1項: 物質/混合物及び会社情報**1.1. 製品特定名**

製品情報	: 混合物
製品名	: Kit RAL StainBox BBM R1
製品コード	: 313595

1.2. 物質または混合物について、特定された関連用途、および推奨できない用途**1.2.1. 特定した重要な用途**

メイン用途カテゴリ	: 業務用用途に限る。
物質/混合物の用途	: In vitro diagnostic medical device.

1.2.2. 推奨されない用途

追加情報なし

1.3. 安全データシートを提供する供給業者の詳細

RAL DIAGNOSTICS
Site Montesquieu
33650 MARTILLAC
FRANCE
T 33 05 57 96 04 04 - F 33 05 57 96 04 05
commercial@cellavision.com - www.cellavision.com

1.4. 緊急連絡電話番号

追加情報なし

第2項: 危険有害性の要約**2.1. 物質/混合物の分類**

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。

引火性液体 区分2 H225
危険有害性情報および EUH フレーズの全文: 項目16を参照

物理化学的危険性、健康および環境に対する有害性

引火性の高い液体及び蒸気。

2.2. ラベル要素

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずるラベル表示

絵表示 (CLP)



GHS02

注意喚起語 (CLP)	: 危険
危険有害性 (CLP)	: H225 - 引火性の高い液体及び蒸気。
注意書き (CLP)	: P210 - 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。
対応ラベル付け	: 容量が125 ml以下のパッケージの除外

Kit RAL StainBox BBM R1

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

絵表示 (CLP)



GHS02

注意喚起語 (CLP)

: 危険

2.3. その他の危険

PBT/vPvB 物質を含まない $\geq 0.1\%$ REACH附属書XIIIに準拠して評価

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at a concentration equal to or greater than 0,1 %

第3項: 組成及び成分情報

3.1. 物質

非該当

3.2. 混合物

名前	製品特定名	%	規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。
Ethylene glycol 欧州共同体の作業場ばく露限界値のある物質	CAS 番号: 107-21-1 EC 番号: 203-473-3 EC インデックス番号: 603-027-00-1 REACH番号: 01- 2119456816-28	0,1 - 1	急性毒性(経口) 4, H302

危険有害性情報およびEUHフレーズの全文: 項目16を参照

第4項: 応急措置

4.1. 応急処置対策

- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 皮膚に付着した場合 : 皮膚を流水/シャワーで洗うこと。汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。
- 眼に入った場合 : 予防措置として眼を水ですすぐ。
- 飲み込んだ場合 : 気分が悪いときは医師に連絡すること。

4.2. 最も重要な症状/作用(急性および遅延)

追加情報なし

4.3. 医師による救急処置または特殊な処置に関する注意事項

対症的に治療すること。

第5項: 火災時の措置

5.1. 消火剤

適切な消火剤 : 水噴霧。乾燥粉末消火剤。泡消火剤。二酸化炭素。

Kit RAL StainBox BBM R1

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

5.2. 物質または混合物に起因する、固有の有害性

- 火災危険性 : 引火性の高い液体及び蒸気。
火災時の危険有害性分解生成物 : 有毒な煙を放出する可能性がある。

5.3. 消火活動を行う上での注意事項

- 消火時の保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。自給式呼吸器。完全防護服。

第6項: 漏出時の措置

6.1. 注意事項、保護具と緊急時処置

6.1.1. 非緊急対応者

- 応急処置 : 漏出エリアを換気する。裸火、火花禁止、禁煙。

6.1.2. 緊急対応者

- 保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。詳細については、第8項の「ばく露制御/個人保護」を参照。

6.2. 環境に対する注意事項

- 環境への放出を避けること。

6.3. 流出防止および清掃に使用する方法及び資材

- 浄化方法 : 吸収剤の中で拡散した液体を吸収する。本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。
その他の情報 : 物質または固形残留物は公認施設で廃棄する。

6.4. 他の項を参照

- 詳細については、第13項を参照。

第7項: 取扱い及び保管上の注意

7.1. 安全取扱注意事項

- 安全取扱注意事項 : 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。—禁煙。個人用保護具を着用する。作業所の十分な換気を確保する。
衛生対策 : この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。製品取扱い後には必ず手を洗う。

7.2. 禁忌を含む安全な保管条件

- 安全な保管条件 : 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
保管温度 : 15 - 25 ° C

7.3. 個別の最終的な用途

- 追加情報なし

第8項: ばく露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター

8.1.1 国家職業ばく露および生物学的ばく露指標

- 追加情報なし

8.1.2. 推奨モニタリング方法

- 追加情報なし

Kit RAL StainBox BBM R1

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

8.1.3. 形成される大気汚染物質

追加情報なし

8.1.4. DNELおよびPNEC

追加情報なし

8.1.5. コントロールバンディング

追加情報なし

8.2. ばく露防止 - 危機管理対策

8.2.1. 設備対策

設備対策:

作業所の十分な換気を確保する。

8.2.2. 個人用保護具

個人用保護具シンボル:



8.2.2.1. 眼および顔面の保護

眼の保護具:

安全メガネ

8.2.2.2. 皮膚の保護

皮膚及び身体の保護具:

適切な保護衣を着用する。

手の保護具:

保護用手袋

8.2.2.3. 呼吸用保護具

呼吸用保護具:

換気が不十分である場合、適切な呼吸器を着用する。

8.2.2.4. 熱危険

追加情報なし

8.2.3. 環境へのばく露の制限と監視

環境へのばく露の制限と監視:

環境への放出を避けること。

第9項: 物理的及び化学的性質

9.1. 物理的および化学的な基礎物性に関するデータ

物理状態	: 液体
色	: 濃紺色。
外観	: 透明色。
臭い	: 利用できない
臭気閾値	: 利用できない
融点	: < -90 ° C
凝固点	: < -90

Kit RAL StainBox BBM R1

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

沸点	: 60 ° C
可燃性	: 非該当
爆発限界	: 利用できない
爆発下限界	: 3 vol %
爆発上限界	: 66 vol %
引火点	: 21.63 ° C
自然発火点	: 297 ° C
分解温度	: 利用できない
pH	: 利用できない
動粘性率	: 利用できない
溶解度	: 利用できない
n-オクタノール/水分配係数 (Log Kow)	: 利用できない
蒸気圧	: 44 mbar
50° Cでの蒸気圧	: 利用できない
密度	: ≥ 0.91
相対密度	: 0.91 - 0.92
相対蒸気密度 (20° C)	: 0.07
飽和ガス/空気混合気体の相対密度	: 1.03
粒子特性	: 非該当

9.2. その他の情報

9.2.1. 物理的危険有害性クラスに関する情報

追加情報なし

9.2.2. その他の安全特性

追加情報なし

第10項: 安定性及び反応性

10.1. 反応性

引火性の高い液体及び蒸気。

10.2. 化学的安定性

通常の条件下では安定。

10.3. 危険有害反応可能性

通常の使用条件下において、危険な反応は全く知られていない。

10.4. 避けるべき条件

高温面との接触を避ける。熱。炎や火花の禁止発火源をすべて断つ。

10.5. 混触危険物質

追加情報なし

10.6. 危険有害な分解生成物

通常の使用条件及び保管条件下において、有害な分解生成物は生成されない。

第11項: 有害性情報

11.1. 規則 (EC) No 1272/2008 の危険有害性クラスの情報

急性毒性 (経口) : 区分に該当しない

Kit RAL StainBox BBM R1

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

急性毒性（経皮） : 区分に該当しない
急性毒性（吸入） : 区分に該当しない

Ethylene glycol (107-21-1)	
LD50 経口 ラット	7712 mg/kg Source: ECHA
LD50 経皮 ラット	> 3500 mg/kg ネズミ
LC50 吸入 - ラット	> 2.5 mg/l
ATE CLP（経口）	500 mg/kg bodyweight
皮膚腐食性/刺激性	: 区分に該当しない

Ethylene glycol (107-21-1)	
pH	6 - 7.5 Source: GESTIS
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 区分に該当しない

Ethylene glycol (107-21-1)	
pH	6 - 7.5 Source: GESTIS
呼吸器感受性又は皮膚感受性	: 区分に該当しない
生殖細胞変異原性	: 区分に該当しない
発がん性	: 区分に該当しない

Ethylene glycol (107-21-1)	
NOAEL（慢性、経口、動物/オス、2年）	1500 mg/kg bodyweight Animal: mouse, Animal sex: male, Remarks on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)
生殖毒性	: 区分に該当しない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分に該当しない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分に該当しない

Ethylene glycol (107-21-1)	
NOAEL（経口、ラット、90日）	150 mg/kg bodyweight/day ラット
NOAEL（経皮、ラット/ウサギ、90日）	2200 mg/kg bodyweight/day イヌ
誤えん有害性	: 区分に該当しない

Ethylene glycol (107-21-1)	
動粘性率	18867.925 mm ² /s 40° Cで

11.2. その他の危険有害性の情報

11.2.1. 内分泌かく乱性

内分泌かく乱性によって引き起こされる健康への悪影響 : The substance/mixture has no endocrine disrupting properties.

11.2.2. その他の情報

追加情報なし

第12項: 環境影響情報

12.1. 毒性

生態系 - 全般 : 本物質は水性生物に対して有害とは考慮されず、また、環境に対しても長期的な有害な影響を及ぼさない。
水生環境有害性 短期（急性） : 区分に該当しない

Kit RAL StainBox BBM R1

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

水生環境有害性 長期 (慢性) : 区分に該当しない

Ethylene glycol (107-21-1)	
LC50 - 魚 [1]	72860 mg/l Source: ECHA
EC50 - 甲殻類 [1]	13900 - 57600 mg/l Source: ECHA
EC50 96h - 藻類 [1]	6500 - 13000 mg/l Source: ECHA
EC50 96h - 藻類 [2]	6500 - 13000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (慢性)	≥ 1000 mg/l Test organisms (species): Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia) Duration: '23 d'
NOEC 魚 慢性	15380 mg/l Pimephales promelas
NOEC 甲殻類 慢性	8590 mg/l Cerio daphnia

12.2. 残留性・分解性

追加情報なし

12.3. 生体蓄積性

Ethylene glycol (107-21-1)	
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	-1.36
n-オクタノール/水分配係数 (Log Kow)	約 1.93

12.4. 土壌中の移動性

Ethylene glycol (107-21-1)	
土壌中の移動性	0.2 Source: HSDB
生態系 - 土壌	水に可溶。

12.5. PBT (難分解性、生体蓄積性、毒性) およびvPvB (極難分解性、極生体蓄積性) の評価結果

追加情報なし

12.6. 内分泌かく乱性

内分泌かく乱性によって引き起こされる環境への悪影響 : The substance/mixture has no endocrine disrupting properties.

12.7. その他の有害な影響

その他の有害な影響 : Not release to the environment.

第13項: 廃棄上の注意

13.1. 廃棄方法

廃棄方法 : 許可を得た収集業者の分別回収に準拠して内容物/容器を廃棄する。Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations.

追加情報 : 引火性蒸気が容器内に蓄積することがある。






第14項: 輸送上の注意

ADR / IMDG / IATA / ADN / RIDに準ずる

Kit RAL StainBox BBM R1


安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. 国連番号またはID番号				
UN 1170	UN 1170	UN 1170	UN 1170	UN 1170
14.2. 国連正式品名				
エタノール溶液	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	Ethanol solution	エタノール溶液	エタノール溶液
輸送資料詳細				
UN 1170 エタノール溶液, 3, II, (D/E)	UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, II	UN 1170 Ethanol solution, 3, II	UN 1170 エタノール溶液, 3, II	UN 1170 エタノール溶液, 3, II
14.3. 輸送危険物分類				
3	3	3	3	3
				
14.4. 容器等級				
II	II	II	II	II
14.5. 環境有害性				
環境有害性: いいえ	環境有害性: いいえ 海洋汚染物質: いいえ	環境有害性: いいえ	環境有害性: いいえ	環境有害性: いいえ
補足情報なし				

14.6. 使用者向け特別な安全対策

道路輸送

分類コード (ADR)	: F1
特別規定 (ADR)	: 144、601
少量危険物 (ADR)	: 11
微量危険物 (ADR)	: E2
包装要件 (ADR)	: P001、IBC02、R001
混合物包装規定 (ADR)	: MP19
ポータブルタンク及びバルクコンテナ/要件 (ADR)	: T4
ポータブルタンク及びバルクコンテナ/特別要件 (ADR)	: TP1
タンクコード	: LGBF
タンク輸送用車両	: FL
輸送カテゴリー	: 2
輸送特別規定-操作 (ADR)	: S2、S20
危険物コード	: 33
オレンジプラカード	: 

Kit RAL StainBox BBM R1

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

トンネル制限コード (ADR) : D/E

海上輸送

特別規定 (IMDG) : 144
少量危険物 (IMDG) : 1 L
微量危険物 (IMDG) : E2
包装要件 (IMDG) : P001
IBC包装要件 (IMDG) : IBC02
ポータブルタンク包装規定 (IMDG) : T4
輸送特別規定-タンク (IMDG) : TP1
緊急時計画番号 (火災) : F-E
緊急時計画番号 (流出) : S-D
積載区分 (IMDG) : A
特性および観察結果 (IMDG) : Colourless, volatile liquids. Pure ETHANOL: flashpoint 13° C c.c.
Explosive limits: 3.3% to 19% Miscible with water.
緊急時応急措置指針番号 : 127

航空輸送

PCA微量危険物 (IATA) : E2
特別管制区 (PCA) 少量危険物 (IATA) : Y341
特別管制区 (PCA) 数量限定物の最大積載量 (IATA) : 1L
PCA包装要件 (IATA) : 353
特別管制区 (PCA) 最大積載量 (IATA) : 5L
CAO包装要件 (IATA) : 364
貨物機専用 (CAO) 最大積載量 (IATA) : 60L
特別規定 (IATA) : A3、A58、A180
ERGコード (IATA) : 3L

内陸水路輸送

分類コード (ADN) : F1
特別規定 (ADN) : 144、601
少量危険物 (ADN) : 1 L
微量危険物 (ADN) : E2
必須装置 (ADN) : PP、EX、A
換気 (ADN) : VE01
コーン/ブルーライト数 (ADN) : 1

鉄道輸送

分類コード (RID) : F1
特別規定 (RID) : 144、601
少量危険物 (RID) : 1L
微量危険物 (RID) : E2
包装要件 (RID) : P001、IBC02、R001
混合物包装規定 (RID) : MP19
ポータブルタンク及びバルクコンテナ/要件 (RID) : T4

Kit RAL StainBox BBM R1

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

ポータブルタンク及びバルクコンテナ/特別要件(RID) : TP1

RIDタンクのタンクコード(RID) : LGBF

輸送カテゴリー(RID) : 2

エクスプレス小包(RID) : CE7

危険識別番号(RID) : 33

14.7. IMO規定に基づくバルク輸送

非該当

第15項: 適用法令

15.1. 安全、健康、環境の保護に係わる規則、物質または混合物を対象とする個別法令規則

15.1.1. EU規則

REACH附属書XVII (制限リスト)

附属書XVIIに制限が規定されている物質は一切含まない。

REACH附属書XIV (認可リスト)

REACH附属書XIVのリストに記載されている物質を一切含まない。

REACH候補物質リスト (SVHC)

REACH高懸念物質候補は一切含まない。

PIC規則 (事前通報・同意手続)

危険化学品の輸出入に関する2012年7月4日付 欧州議会及び理事会規則(EU) No 649/2012の対象物質は含まれていません。

POP規則 (残留性有機汚染物質)

残留性有機汚染物質に関する2019年6月20日付 欧州議会及び理事会規則(EC) No 2019/1021の対象物質は含まれていません

オゾン層破壊物質規則 (1005/2009)

オゾン層破壊物質に関する2009年9月16日の欧州議会および欧州評議会の規則(EU)No1005/2009の対象物質は含まれていません。

爆発物前駆体規則 (2019/1148)

爆発物前駆体の販売および使用に関する2019年6月20日の欧州議会と欧州理事会の規則(EU) 2019/1148の対象物質を含まない。

薬物前駆体規則 (273/2004)

Contains no substance(s) listed on the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on the manufacture and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances)

15.1.2. 国家規則

追加情報なし

15.2. 化学物質安全性評価

化学物質の安全性評価は未実施

第16項: その他の情報

改訂情報			
項	変更アイテム	変更	コメント
	改訂日	変更	
2.2	注意喚起語 (CLP)	変更	
2.2	注意書き (CLP)	変更	
2.2	危険有害性 (CLP)	変更	
3	組成及び成分情報	変更	

Kit RAL StainBox BBM R1

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

改訂情報			
項	変更アイテム	変更	コメント
7.2	保管温度	追加	
9.1	沸点	追加	
14.1	国連番号 (ADN)	追加	
14.1	国連番号 (IMDG)	追加	
14.1	国連番号 (IATA)	追加	
14.1	国連番号 (ADR)	追加	
15.2	化学物質安全性評価	追加	
16	省略表記	追加	

省略表記:	
ADN	危険物の内陸水路による国際輸送に関する欧州協定
ADR	欧州危険物国際道路輸送協定
ATE	急性毒性推定値
BCF	生物濃縮係数
BLV	生物学的限界値
BOD	生化学的酸素要求量(BOD)
COD	化学的酸素要求量(COD)
DMEL	導出最小毒性レベル
DNEL	推定無影響レベル
EC 番号	European Community number
EC50	半有効濃度
EN	European Standard
IARC	国際がん研究機関
IATA	国際航空運送協会
IMDG	国際海上危険物
LC50	半数致死濃度
LD50	半数致死量
LOAEL	最小毒性量
NOAEC	最大無有害性影響濃度
NOAEL	無毒性量
NOEC	無影響濃度
OECD	経済協力開発機構
OEL	Occupational Exposure Limit
PBT	残留性、生物濃縮性、毒性物質
PNEC	予測無影響濃度
RID	欧州危険物国際鉄道輸送規則
SDS	安全データシート

Kit RAL StainBox BBM R1

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

省略表記:	
STP	処理場
ThOD	理論的酸素要求量(BThO)
TLM	中央値許容限度
揮発性有機化合物(VOC)	Volatile Organic Compounds
CAS 番号	Chemical Abstract Service number
N. O. S.	Not Otherwise Specified
vPvB	高残留性、高生物濃縮性物質
ED	内分泌かく乱性

危険有害性情報、EUHフレーズの全文:	
H225	引火性の高い液体及び蒸気。
H302	飲み込むと有害。
急性毒性(経口) 4	急性毒性(経口) 区分4

安全データシート (SDS)、欧州連合 (EU)

本書は、あくまで本製品の健康、安全性、環境への配慮等に関わる情報のみを、現在の知見に基づき記載するものであり、製品に関する何らかの特性を保証するものではない。

第1項: 物質/混合物及び会社情報**1.1. 製品特定名**

製品情報	: 混合物
製品名	: Kit RAL StainBox BBM - R5
製品コード	: 313605

1.2. 物質または混合物について、特定された関連用途、および推奨できない用途**1.2.1. 特定した重要な用途**

メイン用途カテゴリ	: 業務用用途に限る。
物質/混合物の用途	: In vitro diagnostic medical device.

1.2.2. 推奨されない用途

追加情報なし

1.3. 安全データシートを提供する供給業者の詳細

RAL DIAGNOSTICS
Site Montesquieu
33650 MARTILLAC
FRANCE
T 33 05 57 96 04 04 - F 33 05 57 96 04 05
commercial@cellavision.com - www.cellavision.com

1.4. 緊急連絡電話番号

追加情報なし

第2項: 危険有害性の要約**2.1. 物質/混合物の分類****規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。**

引火性液体 区分3	H226
皮膚感作性 区分1	H317
水生環境有害性 長期 (慢性) 区分3	H412

危険有害性情報およびEUIフレーズの全文: 項目16を参照

物理化学的危険性、健康および環境に対する有害性

引火性液体及び蒸気。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

2.2. ラベル要素**規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずるラベル表示**

絵表示 (CLP)



GHS02

GHS07

注意喚起語 (CLP)

: 警告

含有

: A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7]
and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)


Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

- 危険有害性 (CLP) : H226 - 引火性液体及び蒸気。
H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H412 - 長期継続的影響によって水生生物に有害。
- 注意書き (CLP) : P210 - 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。
P261 - 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレアの吸入を避けること。
P280 - 保護手袋、保護衣、保護眼鏡を着用すること。
P333+P313 - 皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
P362+P364 - 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

対応ラベル付け: 容量が125 ml以下のパッケージの除外
絵表示 (CLP) :



- 注意喚起語 (CLP) : 警告
- 有害成分 : A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)
- 危険有害性 (CLP) : H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H412 - 長期継続的影響によって水生生物に有害。
- 注意書き (CLP) : P261 - 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレアの吸入を避けること。
P280 - 保護手袋、保護衣、保護眼鏡を着用すること。
P333+P313 - 皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
P362+P364 - 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

2.3. その他の危険

PBT/vPvB 物質を含まない $\geq 0.1\%$ REACH附属書XIIIに準拠して評価

The mixture does not contain substance(s) included in the list established in accordance with Article 59(1) of REACH for having endocrine disrupting properties, or is not identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at a concentration equal to or greater than 0,1 %

第3項: 組成及び成分情報

3.1. 物質

非該当

3.2. 混合物

名前	製品特定名	%	規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。
Isopropyl alcohol	CAS 番号: 67-63-0 EC 番号: 200-661-7 EC インデックス番号: 603-117-00-0 REACH番号: 01- 2119457558-25	≤ 5	引火性液体 2, H225 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 2, H319 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 3(麻酔作用), H336

Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

名前	製品特定名	%	規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。
A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	CAS 番号: 55965-84-9 EC インデックス番号: 613-167-00-5	≤ 0.005	急性毒性(経口) 3, H301 急性毒性(経皮) 3, H311 急性毒性(吸入) 3, H331 皮膚腐食性/刺激性 1, H314 皮膚感作性 1, H317 水生環境有害性 短期(急性) 1, H400 (M=100) 水生環境有害性 長期(慢性) 1, H410 (M=100)

特定濃度限界:

名前	製品特定名	特定濃度限界
A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1)	CAS 番号: 55965-84-9 EC インデックス番号: 613-167-00-5	(0.0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 (0.06 ≤ C < 0.6) Eye Irrit. 2, H319 (0.06 ≤ C < 0.6) Skin Irrit. 2, H315 (0.6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 (0.6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314

危険有害性情報およびEUHフレーズの全文: 項目16を参照

第4項: 応急措置

4.1. 応急処置対策

吸入した場合	: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合	: 皮膚を流水/シャワーで洗うこと。汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
眼に入った場合	: 予防措置として眼を水ですすぐ。
飲み込んだ場合	: 気分が悪いときは医師に連絡すること。

4.2. 最も重要な症状/作用(急性および遅延)

症状/損傷 皮膚に付着した場合	: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
-----------------	----------------------

4.3. 医師による救急処置または特殊な処置に関する注意事項

対症的に治療すること。

第5項: 火災時の措置

5.1. 消火剤

適切な消火剤	: 水噴霧。乾燥粉末消火剤。泡消火剤。二酸化炭素。
--------	---------------------------

5.2. 物質または混合物に起因する、固有の有害性

火災危険性	: 引火性液体及び蒸気。
火災時の危険有害性分解生成物	: 有毒な煙を放出する可能性がある。

5.3. 消火活動を行う上での注意事項

消火時の保護具	: 適切な保護具を着用して作業する。自給式呼吸器。完全防護服。
---------	---------------------------------

Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

第6項: 漏出時の措置

6.1. 注意事項、保護具と緊急時処置

6.1.1. 非緊急対応者

応急処置 : 漏出エリアを換気する。裸火、火花禁止、禁煙。皮膚、眼との接触を避ける。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

6.1.2. 緊急対応者

保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。詳細については、第8項の「ばく露制御/個人保護」を参照。

6.2. 環境に対する注意事項

環境への放出を避けること。

6.3. 流出防止および清掃に使用する方法および資材

浄化方法 : 吸収剤の中で拡散した液体を吸収する。本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。

その他の情報 : 物質または固形残留物は公認施設で廃棄する。

6.4. 他の項を参照

詳細については、第13項を参照。

第7項: 取扱い及び保管上の注意

7.1. 安全取扱注意事項

安全取扱注意事項 : 作業所の十分な換気を確保する。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙。個人用保護具を着用する。皮膚、眼との接触を避ける。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

衛生対策 : 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。製品取扱い後には必ず手を洗う。

7.2. 禁忌を含む安全な保管条件

安全な保管条件 : 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

保管温度 : 15 - 25 °C

7.3. 個別の最終的な用途

追加情報なし

第8項: ばく露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター

8.1.1. 国家職業ばく露および生物学的ばく露指標

追加情報なし

8.1.2. 推奨モニタリング方法

追加情報なし

8.1.3. 形成される大気汚染物質

追加情報なし

8.1.4. DNELおよびPNEC

追加情報なし

Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

8.1.5. コントロールバンディング

追加情報なし

8.2. ばく露防止 - 危機管理対策

8.2.1. 設備対策

設備対策:

作業所の十分な換気を確保する。

8.2.2. 個人用保護具

個人用保護具シンボル:



8.2.2.1. 眼および顔面の保護

眼の保護具:

安全メガネ

8.2.2.2. 皮膚の保護

皮膚及び身体の保護具:

適切な保護衣を着用する。

手の保護具:

保護用手袋

8.2.2.3. 呼吸用保護具

呼吸用保護具:

換気が不十分である場合、適切な呼吸器を着用する。

8.2.2.4. 熱危険

追加情報なし

8.2.3. 環境へのばく露の制限と監視

環境へのばく露の制限と監視:

環境への放出を避けること。

第9項: 物理的及び化学的性質

9.1. 物理的および化学的な基礎物性に関するデータ

物理状態	: 液体
色	: 無色。
外観	: 透明色。
臭い	: 利用できない
臭気閾値	: 利用できない
融点	: -1 ° C
凝固点	: -1
沸点	: 100 ° C
可燃性	: 非該当
爆発限界	: 利用できない
爆発下限界	:

Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

爆発上限界	:
引火点	: 48.9 ° C
自然発火点	: 利用できない
分解温度	: 利用できない
pH	: 7.05 - 7.15
動粘性率	: 利用できない
溶解度	: 水: 100 %
n-オクタノール/水分配係数 (Log Kow)	: 利用できない
蒸気圧	: 利用できない
50° Cでの蒸気圧	: 利用できない
密度	: 利用できない
相対密度	: 0.99 - 1
相対蒸気密度 (20° C)	: 利用できない
粒子特性	: 非該当

9.2. その他の情報

9.2.1. 物理的危険有害性クラスに関する情報

追加情報なし

9.2.2. その他の安全特性

追加情報なし

第10項: 安定性及び反応性

10.1. 反応性

引火性液体及び蒸気。

10.2. 化学的安定性

通常の条件下では安定。

10.3. 危険有害反応可能性

通常の使用条件下において、危険な反応は全く知られていない。

10.4. 避けるべき条件

高温面との接触を避ける。熱。炎や火花の禁止発火源をすべて断つ。

10.5. 混触危険物質

追加情報なし

10.6. 危険有害な分解生成物

通常の使用条件及び保管条件下において、有害な分解生成物は生成されない。

第11項: 有害性情報

11.1. 規則 (EC) No 1272/2008 の危険有害性クラスの情報

急性毒性 (経口)	: 区分に該当しない
急性毒性 (経皮)	: 区分に該当しない
急性毒性 (吸入)	: 区分に該当しない

Isopropyl alcohol (67-63-0)

LD50 経口 ラット	5840 mg/kg
-------------	------------

Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

Isopropyl alcohol (67-63-0)	
LD50 経皮 ウサギ	13900 mg/kg
LC50 吸入 - ラット	25 mg/l 6 時
ATE CLP (経口)	5840 mg/kg bodyweight

A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	
LD50 経口 ラット	457 mg/kg bodyweight
LD50 経皮 ラット	660 mg/kg bodyweight
LC50 吸入 - ラット	1.23 mg/m ³
ATE CLP (経口)	100 mg/kg bodyweight
ATE CLP (経皮)	300 mg/kg bodyweight
ATE CLP (ガス)	700 ppmv/4h
ATE CLP (蒸気)	3 mg/l/4h
ATE CLP (粉じん、ミスト)	0.5 mg/l/4h

皮膚腐食性/刺激性	: 区分に該当しない pH: 7.05 - 7.15
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 区分に該当しない pH: 7.05 - 7.15
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
生殖細胞変異原性	: 区分に該当しない
発がん性	: 区分に該当しない
生殖毒性	: 区分に該当しない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分に該当しない

Isopropyl alcohol (67-63-0)	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	眠気又はめまいのおそれ。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分に該当しない
-----------------	------------

A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	
NOAEL (経口、ラット、90日)	22 mg/kg bodyweight/day
NOAEL (経皮、ラット/ウサギ、90日)	100 mg/kg bodyweight/day

誤えん有害性	: 区分に該当しない
--------	------------

11.2. その他の危険有害性の情報

11.2.1. 内分泌かく乱性

内分泌かく乱性によって引き起こされる健康への悪影響 : The substance/mixture has no endocrine disrupting properties.

11.2.2. その他の情報

追加情報なし

Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

第12項: 環境影響情報

12.1. 毒性

- 生態系 - 全般 : 本物質は水性生物に対して有害とは考慮されず、また、環境に対しても長期的な有害な影響を及ぼさない。
- 水生環境有害性 短期 (急性) : 区分に該当しない
- 水生環境有害性 長期 (慢性) : 長期継続の影響によって水生生物に有害。

Isopropyl alcohol (67-63-0)	
EC50 - 甲殻類 [1]	≥ 100 mg/l
EC50 72h - 藻類 [1]	> 1000 mg/l
A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)	
LC50 - 魚 [1]	190 µg/l
LC50 - 魚 [2]	300 µg/l
EC50 - 甲殻類 [1]	160 µg/l
EC50 - 甲殻類 [2]	282 µg/l
EC50 72h - 藻類 [1]	37100 mg/l
EC50 72h - 藻類 [2]	3500 mg/l
NOEC 魚 慢性	20000 mg/l

12.2. 残留性・分解性

Isopropyl alcohol (67-63-0)	
残留性・分解性	易生分解性。
生分解性	100 % (96h)

12.3. 生体蓄積性

Isopropyl alcohol (67-63-0)	
生体蓄積性	Not bioaccumulate。

12.4. 土壌中の移動性

追加情報なし

12.5. PBT (難分解性、生体蓄積性、毒性) およびvPvB (極難分解性、極生体蓄積性) の評価結果

追加情報なし

12.6. 内分泌かく乱性

内分泌かく乱性によって引き起こされる環境への悪影響 : The substance/mixture has no endocrine disrupting properties.

12.7. その他の有害な影響

その他の有害な影響 : Not release to the environment.

第13項: 廃棄上の注意

13.1. 廃棄方法

廃棄方法 : 許可を得た収集業者の分別回収に準拠して内容物/容器を廃棄する。Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations.

Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート






規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

追加情報

: 引火性蒸気が容器内に蓄積することがある。

第14項: 輸送上の注意

ADR / IMDG / IATA / ADN / RIDに準ずる

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. 国連番号またはID番号				
UN 1993	UN 1993	UN 1993	UN 1993	UN 1993
14.2. 国連正式品名				
その他の引火性液体 (他の危険性を有しないもの) (Isopropyl alcohol)	FLAMMABLE LIQUID, N. O. S. (Isopropyl alcohol)	Flammable liquid, n. o. s. (Isopropyl alcohol)	その他の引火性液体 (他の危険性を有しないもの) (Isopropyl alcohol)	その他の引火性液体 (Isopropyl alcohol)
輸送資料詳細				
UN 1993 その他の引火性液体 (他の危険性を有しないもの) (Isopropyl alcohol), 3, III, (D/E)	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N. O. S. (Isopropyl alcohol), 3, III	UN 1993 Flammable liquid, n. o. s. (Isopropyl alcohol), 3, III	UN 1993 その他の引火性液体 (他の危険性を有しないもの) (Isopropyl alcohol), 3, III	UN 1993 その他の引火性液体 (Isopropyl alcohol), 3, III
14.3. 輸送危険物分類				
3	3	3	3	3
				
14.4. 容器等級				
III	III	III	III	III
14.5. 環境有害性				
環境有害性: いいえ	環境有害性: いいえ 海洋汚染物質: いいえ	環境有害性: いいえ	環境有害性: いいえ	環境有害性: いいえ
補足情報なし				

14.6. 使用者向け特別な安全対策

道路輸送


分類コード (ADR)	: F1
特別規定 (ADR)	: 274、601
少量危険物 (ADR)	: 51
微量危険物 (ADR)	: E1
包装要件 (ADR)	: P001、IBC03、LP01、R001
混合物包装規定 (ADR)	: MP19
ポータブルタンク及びバルクコンテナ/要件 (ADR)	: T4
ポータブルタンク及びバルクコンテナ/特別要件 (ADR)	: TP1、TP29
タンクコード	: LGBF
タンク輸送用車両	: FL
輸送カテゴリー	: 3

Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

輸送特別規定-小包(ADR) : V12
輸送特別規定-操作(ADR) : S2
危険物コード : 30
オレンジプラカード :



トンネル制限コード(ADR) : D/E

海上輸送

特別規定(IMDG) : 223、274、955
少量危険物(IMDG) : 5 L
微量危険物(IMDG) : E1
包装要件(IMDG) : LP01、P001
IBC包装要件(IMDG) : IBC03
ポータブルタンク包装規定(IMDG) : T4
輸送特別規定-タンク(IMDG) : TP1、TP29
緊急時計画番号(火災) : F-E
緊急時計画番号(流出) : S-E
積載区分(IMDG) : A
緊急時応急措置指針番号 : 128

航空輸送

PCA微量危険物(IATA) : E1
特別管制区(PCA)少量危険物(IATA) : Y344
特別管制区(PCA)数量限定物の最大積載量(IATA) : 10L
PCA包装要件(IATA) : 355
特別管制区(PCA)最大積載量(IATA) : 60L
CAO包装要件(IATA) : 366
貨物機専用(CAO)最大積載量(IATA) : 220L
特別規定(IATA) : A3
ERGコード(IATA) : 3L

内陸水路輸送

分類コード(ADN) : F1
特別規定(ADN) : 274、601
少量危険物(ADN) : 5 L
微量危険物(ADN) : E1
輸送許可(ADN) : T
必須装置(ADN) : PP、EX、A
換気(ADN) : VE01
コーン/ブルーライト数(ADN) : 0

鉄道輸送

分類コード(RID) : F1
特別規定(RID) : 274、601
少量危険物(RID) : 5L

Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

微量危険物(RID)	: E1
包装要件(RID)	: P001、IBC03、LP01、R001
混合物包装規定(RID)	: MP19
ポータブルタンク及びバルクコンテナ/要件(RID)	: T4
ポータブルタンク及びバルクコンテナ/特別要件(RID)	: TP1、TP29
RIDタンクのタンクコード(RID)	: LGBF
輸送カテゴリ(RID)	: 3
輸送特別規定-小包(RID)	: W12
エクスプレス小包(RID)	: CE4
危険識別番号(RID)	: 30

14.7. IMO規定に基づくバルク輸送

非該当

第15項: 適用法令

15.1. 安全、健康、環境の保護に係わる規則、物質または混合物を対象とする個別法令規則

15.1.1. EU規則

REACH附属書XVII (制限リスト)

附属書XVIIに制限が規定されている物質は一切含まない。

REACH附属書XIV (認可リスト)

REACH附属書XIVのリストに記載されている物質を一切含まない。

REACH候補物質リスト (SVHC)

REACH高懸念物質候補は一切含まない。

PIC規則 (事前通報・同意手続)

危険化学品の輸出入に関する2012年7月4日付 欧州議会及び理事会規則(EU) No 649/2012の対象物質は含まれていません。

POP規則 (残留性有機汚染物質)

残留性有機汚染物質に関する2019年6月20日付 欧州議会及び理事会規則(EC) No 2019/1021の対象物質は含まれていません

オゾン層破壊物質規則 (1005/2009)

オゾン層破壊物質に関する2009年9月16日の欧州議会および欧州評議会の規則(EU)No1005/2009の対象物質は含まれていません。

爆発物前駆体規則 (2019/1148)

爆発物前駆体の販売および使用に関する2019年6月20日の欧州議会と欧州理事会の規則(EU) 2019/1148の対象物質を含まない。

薬物前駆体規則 (273/2004)

Contains no substance(s) listed on the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on the manufacture and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances)

15.1.2. 国家規則

追加情報なし

15.2. 化学物質安全性評価

化学物質の安全性評価は未実施

Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

第16項: その他の情報

改訂情報			
項	変更アイテム	変更	コメント
	改訂日	変更	
	前回の改訂日	変更	
2.2	注意書き (CLP)	変更	
2.2	危険有害性 (CLP)	変更	
2.2	絵表示 (CLP)	変更	
3	組成及び成分情報	変更	
9.1	融点	追加	
9.1	pH	追加	
9.1	引火点	追加	
14.1	国連番号 (ADN)	追加	
14.1	国連番号 (IMDG)	追加	
14.1	国連番号 (IATA)	追加	
14.1	国連番号 (ADR)	追加	
15.2	化学物質安全性評価	追加	
16	省略表記	追加	

省略表記:	
ADN	危険物の内陸水路による国際輸送に関する欧州協定
ADR	欧州危険物国際道路輸送協定
ATE	急性毒性推定値
BLV	生物学的限界値
CAS 番号	Chemical Abstract Service number
CLP	物質/混合物の分類・表示・包装に関する欧州議会および理事会規則(EC) No 1272/2008
DMEL	導出最小毒性レベル
DNEL	推定無影響レベル
EC50	半有効濃度
EC 番号	European Community number
EN	European Standard
IATA	国際航空運送協会
IMDG	国際海上危険物
LC50	半数致死濃度
LD50	半数致死量
LOAEL	最小毒性量
NOAEC	最大無有害性影響濃度
NOAEL	無毒性量
NOEC	無影響濃度

Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

省略表記:	
OEL	Occupational Exposure Limit
PBT	残留性、生物濃縮性、毒性物質
PNEC	予測無影響濃度
EU REACH	化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則(EC) No 1907/2006
RID	欧州危険物国際鉄道輸送規則
SDS	安全データシート
vPvB	高残留性、高生物濃縮性物質
WGK	Water Hazard Class

危険有害性情報、EUHフレーズの全文:	
Eye Dam. 1	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分1
H225	引火性の高い液体及び蒸気。
H226	引火性液体及び蒸気。
H301	飲み込むと有毒。
H311	皮膚に接触すると有毒。
H314	重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷。
H315	皮膚刺激。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H318	重篤な眼の損傷。
H319	強い眼刺激。
H331	吸入すると有毒。
H336	眠気又はめまいのおそれ。
H400	水生生物に非常に強い毒性。
H410	長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
H412	長期継続的影響によって水生生物に有害。
Skin Corr. 1C	皮膚腐食性/刺激性 区分1C
Skin Irrit. 2	皮膚腐食性/刺激性 区分2
Skin Sens. 1A	皮膚感作性 区分1A
引火性液体 2	引火性液体 区分2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 2	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分2
急性毒性(吸入) 3	急性毒性(吸入) 区分3
急性毒性(経口) 3	急性毒性(経口) 区分3
急性毒性(経皮) 3	急性毒性(経皮) 区分3
水生環境有害性 短期(急性) 1	水生環境有害性 短期(急性) 区分1
水生環境有害性 長期(慢性) 1	水生環境有害性 長期(慢性) 区分1

Kit RAL StainBox BBM - R5

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠

危険有害性情報、EUHフレーズの全文:	
特定標的臓器毒性(単回ばく露) 3(麻酔作用)	特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分3(麻酔作用)
皮膚感作性 1	皮膚感作性 区分1
皮膚腐食性/刺激性 1	皮膚腐食性/刺激性 区分1

安全データシート (SDS)、欧州連合(EU)

本書は、あくまで本製品の健康、安全性、環境への配慮等に関わる情報のみを、現在の知見に基づき記載するものであり、製品に関する何らかの特性を保証するものではない。