

## Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 1 από 15

### Microalbumin Calibrators

### ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

#### 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος

**Όνομα προϊόντος:** Microalbumin Calibrators

**Κωδικός προϊόντος:** M7562-CAL

#### 1.2 Σχετικές αναγνωρισμένες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

**Σχετικές αναγνωρισθείσες χρήσεις:** For the calibration of Pointe Scientific's Microalbumin immunoturbidimetric assay for quantification of albumin in urine specimens.

**Χρήσεις που συνιστώνται κατά:** Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.

**Λόγοι αντενδεικνυόμενων χρήσεων:** Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.

#### 1.3 Στοιχεία κατασκευαστή/προμηθευτή δελτίου δεδομένων ασφάλειας

**Κατασκευαστής:**

**United States**

HORIBA Instruments Incorporated

5449 Research Drive

Canton, MI 48188

734-487-8300

horiba.com

#### 1.4 Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης:

**United States**

HORIBA Instruments Incorporated

1-800-445-9853 (24 hours per day)

**Γαλλία**

Organisme de conseil/centre antipoison national

+33 1 45 42 59 59 (24 hours per day)

**Πορτογαλία**

Órgão consultor nacional/Centro Antivenenos

+351 800 250 250 (24 hours per day)

**Ισπανία**

Centro de información toxicológica/organismo asesor nacional

+34 91 562 04 20 (24 hours per day)

**Δημοκρατία της Τσεχίας**

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

+420 224 919 293 (24 hours per day)

**την Ελλάδα**

Εθνικό συμβουλευτικό όργανο/Κέντρο Δηλητηριάσεων

+30 210 779 3777 (24 hours per day)

**Ιταλία**

Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveleni

+39 06 305 4343 (24 hours per day)

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 2 από 15

### Microalbumin Calibrators

#### Ρουμανία

Organism consultativ național/Centru pentru otrăviri  
+40 21 3183606 (24 hours per day)

#### Πολωνία

Krajowa instytucja doradczą/Ośrodek zatruc  
+48 22 619 66 54 (24 hours per day)

### ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

#### 2.1 Ταξινόμηση ουσίας ή μίγματος:

**Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 (CLP):** Η ουσία δεν ταξινομείται ως επικίνδυνη σύμφωνα με το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα (GHS).

#### Στοιχεία προσδιορισμού κινδύνου επισήμανσης:

Αζίδιο του νατρίου

#### Πρόσθετες πληροφορίες:

Biohazard- Use universal precautions when handling.

#### 2.2 Στοιχεία ετικέτας

**Σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αρ. 1272/2008 (CLP)**

**Εικονογράμματα κινδύνου:** Κανένα

**Προειδοποιητική λέξη:** Κανένα

**Δηλώσεις κινδύνου:** Κανένα

**Δηλώσεις προφύλαξης:** Κανένα

#### 2.3 Άλλοι κίνδυνοι: Κανένα γνωστό

### ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση/στοιχεία για τα συστατικά

#### 3.1 Ουσία: Δεν διατίθεται.

#### 3.2 Μίγμα:

| Προσδιορισμός  | Αριθμός καταχώρισης EU REACH: | Όνομα              | Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 (CLP)  | Βάρος % |
|--|-------------------------------|--------------------|---|---------|
| Αριθμός CAS:<br>26628-22-8<br>Αριθμός ΕΚ:<br>247-852-1 | -                             | Αζίδιο του νατρίου | Acute Tox. 2 (Oral);<br>H300<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Acute Tox. 1<br>(Dermal); H310<br>Acute Tox. 2 (Inh);<br>H330<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>STOT RE 2; H373<br>M-Factor: 1<br>EUH032 | <0.09   |

#### Πρόσθετες πληροφορίες:

Contains Human Albumin and Serum

**Πλήρες κείμενο φράσεων H και EUH:** Δείτε την ενότητα 16

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 3 από 15

### Microalbumin Calibrators

#### ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

##### 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτης βοήθειας

###### Γενικές σημειώσεις:

Δείτε το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον παρευρισκόμενο ιατρό.

###### Μετά από εισπνοή:

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και τοποθετήστε το σε θέση που να είναι άνετη για αναπνοή. Αν εμφανιστούν ή παραμένουν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

###### Μετά από επαφή με το δέρμα:

Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν εμφανιστεί ή επιμένει ερεθισμός του δέρματος, Ζητήστε ιατρική συμβουλή / προσοχή.

###### Μετά από επαφή με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, σηκώνοντας περιστασιακά τα άνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε για και αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Συνεχίστε το ξέπλυμα για 15 λεπτά τουλάχιστον. Εάν ο οφθαλμικός ερεθισμός εμφανιστεί ή επιμένει, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

###### Μετά από κατάποση:

Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλείτε εμετό, εκτός εάν σας το πει ένας γιατρός ή ένα κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε ο, τιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Εάν εμφανιστεί αυθόρμητος έμετος, τοποθετήστε στην αριστερή πλευρά με το κεφάλι προς τα κάτω για να αποφύγετε την αναρρόφηση υγρού στους πνεύμονες. Αν εμφανιστούν ή παραμένουν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

###### Αυτοπροστασία για τον πάροχο πρώτων βοηθειών:

Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.

##### 4.2 Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και οι πιο σημαντικές επιδράσεις, και τα δυο οξείας μορφής και καθυστερημένα

**Οξεία συμπτώματα και επιπτώσεις:** Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.

**Καθυστερημένα συμπτώματα και επιπτώσεις:**

Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.

##### 4.3 Ένδειξη άμεσης ιατρικής περίθαλψης και απαιτούμενη ειδική θεραπεία:

###### Ειδική αγωγή:

Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.

###### Σημειώσεις για τον ιατρό:

Παρέχετε συμπτωματική θεραπεία.

#### ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα πυρόσβεσης

##### 5.1 Πυροσβεστικά μέσα

###### Κατάλληλα μέσα κατάσβεσης:

Υδατικό νέφος/ομίχλη, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρό χημικό ή αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη.

###### Ακατάλληλα μέσα κατάσβεσης:

Μην χρησιμοποιείτε πίδακα νερού.

##### 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μίγμα:

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθιστικές/τοξικές αναθυμιάσεις/αέρια.

##### 5.3 Συμβουλή για πυροσβέστες

###### Εξοπλισμός ατομικής προστασίας:

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή (SCBA).

###### Ειδικές προφυλάξεις:

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 4 από 15

### Microalbumin Calibrators

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια, τις τρίχες και τα ρούχα. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις / αέρια / ομίχλη / αερολύματα / ατμούς / σκόνης. Μετακινήστε τους περιέκτες από την περιοχή πυρκαγιάς, εάν είναι ασφαλές να το κάνετε. Χρησιμοποιήστε ψεκασμό νερού / ομίχλη για ψύξη δοχείων που εκτίθενται σε φωτιά. Αποφύγετε την περιττή απορρόφηση των πυροσβεστικών μέσων που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση.

### ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση έκλυσης από ατύχημα

- 6.1 Ατομικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:**  
Εκκενώστε το περιττό προσωπικό. Αερίστε τον χώρο. Εξαφανίστε τυχόν πηγές ανάφλεξης. Φοράτε συνιστώμενο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (Δείτε την ενότητα 8). Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια, ατμούς, αναθυμιάσεις και εκνεφώματα. Μην περνάτε μέσα από χυμένο υλικό. Να πλένετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.
- 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:**  
Αποτρέψτε την περαιτέρω διαρροή ή υπερχειλίση, αν είναι ασφαλές να το κάνετε. Αποφύγετε την πρόσβαση σε αποχετεύσεις, υπονόμους και υδάτινες οδούς. Πρέπει να αποφεύγεται η απόρριψη στο περιβάλλον.
- 6.3 Μέθοδοι και υλικό για τον περιορισμό και τον καθαρισμό:**  
Μην αγγίζετε κατεστραμμένα δοχεία ή χυμένο υλικό, εκτός εάν φοράτε κατάλληλη ατομική προστατευτική ενδυμασία. Σταματήστε τη διαρροή εάν μπορείτε να το κάνετε χωρίς κίνδυνο. Περιέχετε και συλλέξτε διαρροές και τοποθετήστε το σε κατάλληλο δοχείο για μελλοντική απόρριψη. Απορρίψτε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς (Δείτε την ενότητα 13).
- 6.4 Παραπομπή σε άλλες ενότητες:**  
Για τα μέσα ατομικής προστασίας, δείτε την ενότητα 8. Για απόρριψη, δείτε την ενότητα 13.

### ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

- 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό:**  
Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (Δείτε την ενότητα 8). Χρησιμοποιείτε μόνο με επαρκή εξαερισμό. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα/σκόνη. Μην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε προσωπικά προϊόντα όταν χειρίζεστε χημικές ουσίες. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Πλύνετε καλά τις πληγείσες περιοχές μετά το χειρισμό. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από ασύμβατα υλικά (Δείτε την ενότητα 10). Διατηρήστε κλειστά τα δοχεία όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- 7.2 Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων:**  
Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Διατηρήστε μακριά από τρόφιμα και ροφήματα. Προστατεύστε από την ψύξη και τις φυσικές βλάβες. Φυλάσσετε μακριά από θερμότητα, φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Διατηρήστε το δοχείο ερμητικά σφραγισμένο. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από ασύμβατα υλικά (Δείτε την ενότητα 10).  
Store between 2-8 °C
- 7.3 Ειδική(ές) τελική(ές) χρήση(εις):**  
Ανατρέξτε στην Ενότητα 1 (Συνιστώμενη χρήση).

### ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχοι έκθεσης / ατομική προστασία

- 8.1 Παράμετροι ελέγχου**  
Μόνο οι ουσίες με οριακές τιμές συμπεριλαμβάνονται παρακάτω.  
**Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης:**

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 5 από 15

### Microalbumin Calibrators

| Χώρα (νομική βάση) | Ουσία              | Αναγνωριστικό | Επιτρεπτή συγκέντρωση                                      |
|--------------------|--------------------|---------------|--|
| Austria            | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                          |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (4 x 15 min)                   |
| Belgium            | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | Ceiling Limit: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Bulgaria           | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                      |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Croatia            | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                      |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Czech Republic     | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | Ceiling Limit: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Estonia            | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                      |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                          |
| European Union     | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> ([SCOEL])                |
| France             | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                      |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Germany (MAK)      | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (inhalable fraction)     |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> (inhalable fraction) |
| Greece             | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (0.1 ppm)            |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (0.1 ppm)                |
| Hungary            | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                      |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Italy              | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                      |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Latvia             | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                      |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Lithuania          | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                      |

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 6 από 15

### Microalbumin Calibrators

| Χώρα (νομική βάση) | Ουσία              | Αναγνωριστικό | Επιτρεπτή συγκέντρωση                 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>     |
| Luxembourg         | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>            |
| Poland             | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>     |
| Portugal           | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>     |
| Romania            | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>     |
| Slovakia           | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>     |
| Slovenia           | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>     |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
| Spain              | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>     |
| Sweden             | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>     |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | Ceiling Limit: 0.3 mg/m <sup>3</sup>  |
| The Netherlands    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>     |
| United Kingdom     | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>     |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
| Cyprus             | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>     |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
| Malta              | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>            |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
| Denmark            | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>     |

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 7 από 15

### Microalbumin Calibrators

| Χώρα (νομική βάση) | Ουσία              | Αναγνωριστικό | Επιτρεπτή συγκέντρωση  |
|--------------------|--------------------|---------------|--|
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Finland            | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                            |
| Germany (TRGS 900) | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος (TWA) 8 ωρών: 0,2 mg/m <sup>3</sup> |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup>                            |
| Ireland            | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 8-Hour TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                |
|                    | Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8    | 15-Minute STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                            |

#### Οριακές τιμές βιολογικής έκθεσης:

Κανένα όριο βιολογικής έκθεσης έκθεσης δεν έχει σημειωθεί για το συστατικό(ά).

#### Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL):

**Όνομα συστατικού:** Αζίδιο του νατρίου

**Αρ. CAS:** 26628-22-8

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| Εργατικό δυναμικό - Συστημικές επιδράσεις: | Οξεία - Στοματικό   | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.         |
|  | Οξεία - Εισπνοή     | Προσδιορίστηκε κίνδυνος αλλά δεν διατίθεται DNEL |
|  | Οξεία - Δερματική   | Προσδιορίστηκε κίνδυνος αλλά δεν διατίθεται DNEL |
|  | Χρόνιος - Στοματικό | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.         |
|  | Χρόνιος - Εισπνοή   | 0.493 mg/m <sup>3</sup>                          |
|  | Χρόνιος - Δερματική | 0.14 mg/kg bw/day                                |
| Εργατικό δυναμικό - Τοπικές επιπτώσεις     | Οξεία - Στοματικό   | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.         |
|  | Οξεία - Εισπνοή     | Δεν έχει προσδιοριστεί κίνδυνος                  |
|  | Οξεία - Δερματική   | Δεν έχει προσδιοριστεί κίνδυνος                  |
|  | Χρόνιος - Στοματικό | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.         |
|  | Χρόνιος - Εισπνοή   | Δεν έχει προσδιοριστεί κίνδυνος                  |
|  | Χρόνιος - Δερματική | Δεν έχει προσδιοριστεί κίνδυνος                  |
| Γενικός πληθυσμός - Συστημικές επιδράσεις: | Οξεία - Στοματικό   | Προσδιορίστηκε κίνδυνος αλλά δεν διατίθεται DNEL |
|  | Οξεία - Εισπνοή     | Προσδιορίστηκε κίνδυνος αλλά δεν διατίθεται DNEL |
|  | Οξεία - Δερματική   | Προσδιορίστηκε κίνδυνος αλλά δεν διατίθεται DNEL |
|  | Χρόνιος - Στοματικό | 0.05 mg/kg bw/day                                |
|  | Χρόνιος - Εισπνοή   | 0.087 mg/m <sup>3</sup>                          |
|  | Χρόνιος - Δερματική | 0.05 mg/kg bw/day                                |
| Γενικός πληθυσμός - Τοπική επίπτωση        | Οξεία - Στοματικό   | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.         |
|  | Οξεία - Εισπνοή     | Δεν έχει προσδιοριστεί κίνδυνος                  |
|  | Οξεία - Δερματική   | Δεν έχει προσδιοριστεί κίνδυνος                  |
|  | Χρόνιος - Στοματικό | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.         |
|  | Χρόνιος - Εισπνοή   | Δεν έχει προσδιοριστεί κίνδυνος                  |
|  | Χρόνιος - Δερματική | Δεν έχει προσδιοριστεί κίνδυνος                  |

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 8 από 15

### Microalbumin Calibrators

#### Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC):

Όνομα συστατικού: Αζίδιο του νατρίου

Αρ. CAS: 26628-22-8

| Στόχος περιβαλλοντικής προστασίας      | PNEC                            |
|--|---------------------------------|
| Γλυκό νερό                             | 0.35 µg/L                       |
| Ιζήματα γλυκού νερού                   | 0.0167 mg/kg sediment dw        |
| Θαλάσσια ύδατα                         | 0.015 µg/L                      |
| Θαλάσσια ιζήματα                       | 0.00072 mg/kg sediment dw       |
| Μικροοργανισμοί σε επεξεργασία λυμάτων | 30 µg/L                         |
| Έδαφος (αγροτική χρήση)                | Δεν έχει προσδιοριστεί κίνδυνος |
| Αέρας                                  | Δεν έχει προσδιοριστεί κίνδυνος |
| Τροφική αλυσίδα                        | Δεν αναμένεται έκθεση           |

#### Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης:

Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:

Οι σταθμοί έκτακτης ανάγκης για πλύσιμο ματιών και ντους ασφαλείας πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε άμεση γειτνίαση με τη χρήση ή το χειρισμό. Παρέχετε επαρκή εξαερισμό για να διατηρείτε τις συγκεντρώσεις ατμών, ομίχλης ή / και σκόνης στον αέρα κάτω από τα ισχύοντα όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας, τηρώντας ταυτόχρονα αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα (ή ισοδύναμα).

### Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

#### Προστασία προσώπου και ματιών:

Γυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικά γυαλιά. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό ματιών που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί βάσει αναγνωρισμένων εθνικών προτύπων (ή ισοδύναμα).

#### Προστασία δέρματος και σώματος:

Ανθεκτικά στα χημικά, αδιαπέραστα γάντια εγκεκριμένα από τα κατάλληλα πρότυπα. Τα γάντια πρέπει να επιθεωρούνται πριν από τη χρήση. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα με χρησιμοποιημένα γάντια. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές για την αφαίρεση χρησιμοποιημένων γαντιών και μολυσμένων ενδυμάτων. Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός για το σώμα πρέπει να επιλέγεται με βάση την εργασία που εκτελείται και τους κινδύνους που ενέχει και πρέπει να εγκριθεί από έναν ειδικό πριν χειριστεί αυτό το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας είναι εγκεκριμένοι από αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα (ή ισοδύναμα).

#### Αναπνευστική προστασία:

Εάν οι μηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις αερομεταφερόμενες συγκεντρώσεις κάτω από τα ισχύοντα όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας ή σε αποδεκτό επίπεδο (εάν δεν έχουν καθοριστεί όρια έκθεσης), πρέπει να φοράτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα (ή ισοδύναμα).

### Γενικά μέτρα υγιεινής:

Όταν χειρίζετε χημικά προϊόντα, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια μετά τον χειρισμό, πριν από διαλείμματα και στο τέλος της εργάσιμης ημέρας. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πραγματοποιήστε καθαριότητα ρουτίνας.

### Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Οι εκπομπές από εξοπλισμό εξαερισμού ή εργασιακής λειτουργίας πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλίζεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 9 από 15

### Microalbumin Calibrators

|   |  |
|---|--|
| Μέτρα σχετικά με το προϊόν (ουσία/μείγμα) για αποτροπή έκθεσης: | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται. |
| Μέτρα καθοδήγησης για αποτροπή έκθεσης:                         | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται. |
| Οργανωτικά μέτρα για αποτροπή έκθεσης:                          | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται. |
| Τεχνικά μέτρα για αποτροπή έκθεσης:                             | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται. |

#### Μέτρα διαχείρισης κινδύνου για έλεγχο έκθεσης:

Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.

### ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικοχημικές ιδιότητες

#### 9.1 Πληροφορίες πάνω στις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|  |   |
|--|---|
| Physical State                               | Calibrators are provided as stable liquids. |
| Color  | Calibrators are clear and colorless.        |
| Odor/Odor threshold                          | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| pH   | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Σημείο τήξης/σημείο ψύξης                    | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Αρχικό σημείο ή εύρος βρασμού                | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Σημείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο)            | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Flammability                                 | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Πάνω αναφλεξιμότητα/εκρηκτικό όριο           | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Κάτω αναφλεξιμότητα/εκρηκτικό όριο           | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Πίεση ατμού                                  | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Relative vapor density                       | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Πυκνότητα                                    | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Σχετική πυκνότητα                            | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Διαλυτότητα                                  | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό)      | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης/αυτόματης ανάφλεξης | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                      | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Κινηματικό ιξώδες                            | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |
| Particle characteristics                     | Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.    |

#### 9.2 Άλλες πληροφορίες

##### 9.2.1 Information with regard to physical hazard classes

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Explosives                            | No data available/Not applicable |
| Flammable gases                       | No data available/Not applicable |
| Αερολύματα                            | No data available/Not applicable |
| Oxidizing gases                       | No data available/Not applicable |
| Gases under pressure                  | No data available/Not applicable |
| Flammable liquids                     | No data available/Not applicable |
| Flammable solids                      | No data available/Not applicable |
| Self-reactive substances and mixtures | No data available/Not applicable |
| Pyrophoric liquids                    | No data available/Not applicable |

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 10 από 15

### Microalbumin Calibrators

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Pyrophoric solids</b>   | No data available/Not applicable |
| <b>Self-heating substances and mixtures</b>                                      | No data available/Not applicable |
| <b>Substances and mixtures, which emit flammable gases in contact with water</b> | No data available/Not applicable |
| <b>Oxidizing liquids</b>   | No data available/Not applicable |
| <b>Oxidizing solids</b>  | No data available/Not applicable |
| <b>Organic peroxides</b>   | No data available/Not applicable |
| <b>Corrosive to metals</b>   | No data available/Not applicable |
| <b>Desensitized explosives</b>   | No data available/Not applicable |

#### 9.2.2 Other safety characteristics

None.

### ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και δραστηκότητα

#### 10.1 Αντιδραστικότητα:

Σταθερό υπό συνιστώμενες συνθήκες χειρισμού και φύλαξης.

#### 10.2 Χημική σταθερότητα:

Σταθερό υπό συνιστώμενες συνθήκες χειρισμού και φύλαξης.

#### 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων:

Δεν αναμένονται επικίνδυνες αντιδράσεις υπό τις συνιστώμενες συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης.

#### 10.4 Συνθήκες που θα πρέπει να αποφεύγονται:

Ακραία θερμότητα, ανοιχτές φλόγες, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, πηγές ανάφλεξης και ασυμβίβαστα υλικά.

#### 10.5 Ασυμβατά υλικά:

Caution, contains Sodium Azides. In contact with heavy metals, may produce explosive metal Azides.

#### 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:

Υπό φυσιολογικές συνθήκες φύλαξης και χρήσης, δεν πρέπει να παράγονται επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

### ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικά στοιχεία

#### 11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

##### Οξεία τοξικότητα

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δεδομένα προϊόντος:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

##### Δεδομένα ουσίας:

| Όνομα              | Οδός      | Αποτέλεσμα                          |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|
| Αζίδιο του νατρίου | στοματικό | LD50 Rat: 42 mg/kg                  |
|                    | δερματική | LD50 Rabbit: 5 mg/kg                |
|                    | εισπνοή   | LC50 Rat: >0.054 mg/L (4 hr [Dust]) |

##### Διάβρωση/ερεθισμός δέρματος

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

##### Δεδομένα προϊόντος:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 11 από 15

### Microalbumin Calibrators

#### Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/σοβαρός οφθαλμικός ερεθισμός

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δεδομένα προϊόντος:**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δεδομένα προϊόντος:**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### Καρκινογένεση

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δεδομένα προϊόντος:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC):**

| Όνομα              | Ταξινόμηση |
|--------------------|------------|
| Αζίδιο του νατρίου | Δεν ισχύει |

#### Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δεδομένα προϊόντος:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### Αναπαραγωγική τοξικότητα

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δεδομένα προϊόντος:**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (Απλή έκθεση)

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δεδομένα προϊόντος:**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δεδομένα προϊόντος:**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:**

| Όνομα              | Αποτέλεσμα   |
|--------------------|--|
| Αζίδιο του νατρίου | Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο λόγω παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης. |

#### Τοξικότητα αναρρόφησης

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δεδομένα προϊόντος:**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### Πληροφορίες σχετικά με πιθανές οδούς έκθεσης:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 12 από 15

### Microalbumin Calibrators

**Συμπτώματα που σχετίζονται με τα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά:**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### 11.2 Information on other hazards

**Endocrine disrupting properties:**

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Άλλες πληροφορίες:**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

### ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

#### 12.1 Τοξικότητα

**Οξεία (βραχυπρόθεσμη) τοξικότητα**

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δεδομένα προϊόντος:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:**

| Όνομα              | Αποτέλεσμα   |
|--------------------|--|
| Αζίδιο του νατρίου | Fish LC50 <i>Gasterosteus aculeatus</i> : 0.8 mg/L (96 hr)                                   |
|                    | Aquatic Plants EC50 <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> : 0.35 mg/L (96 hr [cell number]) |

**Χρόνια (μακροπρόθεσμη) τοξικότητα**

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δεδομένα προϊόντος:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

**Δεδομένα προϊόντος:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:**

| Όνομα              | Αποτέλεσμα  |
|--------------------|---|
| Αζίδιο του νατρίου | Οι μελέτες βιοαποικοδόμησης δεν ισχύουν για ανόργανες ουσίες. |

#### 12.3 Δυναμικό βιοσυσσώρευσης

**Δεδομένα προϊόντος:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

**Δεδομένα προϊόντος:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

#### 12.5 Αποτελέσματα των εκτιμήσεων PBT και vPvB

**Δεδομένα προϊόντος:**

**Αξιολόγηση ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών (ABT) ιδιοτήτων:** Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία που έχει αξιολογηθεί ως ABT.

**Αξιολόγηση ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών (vPvB) ιδιοτήτων:** Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία που έχει αξιολογηθεί ως vPvB.

**Δεδομένα ουσίας:**

**Αξιολόγηση ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών (ABT) ιδιοτήτων:**

Αζίδιο του νατρίου | Η αξιολόγηση ABT δεν ισχύει για τις ανόργανες ουσίες.

**Αξιολόγηση ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών (vPvB) ιδιοτήτων:**

Αζίδιο του νατρίου | Η αξιολόγηση αΑαB δεν ισχύει για τις ανόργανες ουσίες.

#### 12.6 Endocrine disrupting properties

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 13 από 15

### Microalbumin Calibrators

**12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**12.8 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος**

**Αξιολόγηση:** Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δεδομένα προϊόντος:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

**Δεδομένα ουσίας:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

### ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Θεωρήσεις διάθεσης

**13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων**

**13.1.1 Απόρριψη προϊόντος/συσκευασίας:**

Dilute with large volumes of water and dispose of into sewer system, in accordance with local regulations.

**Κωδικοί/Σημάνσεις αποβλήτων σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (ΕΚΑ):**

Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.

**13.1.2 Σχετικές πληροφορίες για την επεξεργασία αποβλήτων:** Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.

**13.1.3 Σχετικές πληροφορίες για την απόρριψη λυμάτων:** Δεν έχει προσδιοριστεί ή δεν διατίθεται.

**13.1.4 Άλλες συστάσεις απόρριψης:** Είναι ευθύνη της γεννήτριας αποβλήτων να χαρακτηρίζει σωστά όλα τα απόβλητα υλικά σύμφωνα με τους οικείους κανονιστικούς φορείς

### ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες μεταφοράς

**Διεθνείς οδικές/σιδηροδρομικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR/RID)**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| UN number or ID number                 | Δεν υπόκειται σε κανονισμό |
| Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ          | Δεν υπόκειται σε κανονισμό |
| Κλάση(εις) κινδύνου μεταφοράς κατά ΟΗΕ | Κανένα                     |
| Ομάδα συσκευασίας                      | Κανένα                     |
| Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι               | Κανένα                     |
| Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη     | Κανένα                     |

**Διεθνείς εσωτερικές πλωτές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (ADN)**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| UN number or ID number                 | Δεν υπόκειται σε κανονισμό |
| Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ          | Δεν υπόκειται σε κανονισμό |
| Κλάση(εις) κινδύνου μεταφοράς κατά ΟΗΕ | Κανένα                     |
| Ομάδα συσκευασίας                      | Κανένα                     |
| Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι               | Κανένα                     |
| Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη     | Κανένα                     |

**Διεθνής ναυτιλιακός κώδικας επικινδύνων εμπορευμάτων (IMDG)**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| UN number or ID number                 | Δεν υπόκειται σε κανονισμό |
| Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ          | Δεν υπόκειται σε κανονισμό |
| Κλάση(εις) κινδύνου μεταφοράς κατά ΟΗΕ | Κανένα                     |
| Ομάδα συσκευασίας                      | Κανένα                     |
| Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι               | Κανένα                     |

## Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 14 από 15

### Microalbumin Calibrators

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη | Κανένα |
|------------------------------------|--------|

### Κανονισμοί για επικίνδυνα εμπορεύματα της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA-DGR)

|  |                            |
|--|----------------------------|
| UN number or ID number                 | Δεν υπόκειται σε κανονισμό |
| Οικεία ονομασία αποστολής OHE          | Δεν υπόκειται σε κανονισμό |
| Κλάση(εις) κινδύνου μεταφοράς κατά OHE | Κανένα                     |
| Ομάδα συσκευασίας                      | Κανένα                     |
| Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι               | Κανένα                     |
| Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη     | Κανένα                     |

### Maritime Transport in Bulk according to IMO Instruments

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Όνομα χύδην                     | Κανένα |
| Τύπος αποστολής                 | Κανένα |
| Κατηγορία ρύπανσης              | Κανένα |
| IMO hazard class                | Κανένα |
| Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι        | Κανένα |
| Material hazardous only in bulk | Κανένα |
| Cargo Group                     | Κανένα |

### ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Κανονιστικές πληροφορίες

#### 15.1 Κανονισμοί σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ή ειδική νομοθεσία για την ουσία ή το μίγμα.

##### Κανονισμοί ΕΕ

**Καταχώριση αποθέματος: (EINECS):** Παρατίθενται ή εξαιρούνται όλα τα συστατικά.

**Λίστα υποψηφίων SVHC REACH:** Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταχωρισμένο.

**Εξουσιοδοτήσεις SVHC REACH:** Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταχωρισμένο.

**Περιορισμός REACH:** Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταχωρισμένο.

**Κλάση κινδύνου νερού (WGK) (προϊόν):** Δεν έχει προσδιοριστεί.

**Κλάση κινδύνου νερού (WGK) (Ουσία):**

| Όνομα συστατικού   | CAS        | Κλάση  |
|--------------------|------------|--|
| Αζίδιο του νατρίου | 26628-22-8 | Κλάση κινδύνου για τα ύδατα 2: προφανώς επικίνδυνο για το νερό |

##### Άλλοι κανονισμοί

**Γερμανίας TA Luft:** Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταχωρισμένο.

**Πρόσθετες πληροφορίες:** Δεν έχει προσδιοριστεί.

#### 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για αυτήν την ουσία ή το μείγμα από τον προμηθευτή.

### ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

**Συντομογραφίες και ακρωνύμια:** Κανένα

**Σύνοψη ταξινόμησης(εων) στην ενότητα 3:**

## Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας

According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Σελίδα 15 από 15

### Microalbumin Calibrators

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Acute Tox. 2 (Oral)   | Acute toxicity (oral), category 2   |
| Aquatic Acute 1       | Acute aquatic hazard, category 1  |
| Acute Tox. 1 (Dermal) | Acute toxicity (dermal), category 1   |
| Acute Tox. 2 (Inh)    | Acute toxicity (inhalation), category 2                                     |
| Aquatic Chronic 1     | χρόνια τοξικότητα για το υδρόβιο περιβάλλον, Κατηγορία 1                    |
| STOT RE 2             | Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση, κατηγορία 2 |

#### Σύνοψη δηλώσεων κινδύνου στην Ενότητα 3:

|      |  |
|------|--|
| H300 | Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης  |
| H400 | Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή  |
| H310 | Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα  |
| H330 | Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.  |
| H410 | Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  |
| H373 | Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης). |

#### Summary of EUH Statement(s) in section 3:

|        |   |
|--------|---|
| EUH032 | Contact with acids liberates very toxic gas |
|--------|---|

#### Αποποίηση ευθυνών:

This product has been classified in accordance with EC No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and EC No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Δελτίο δεδομένων ασφάλειας (SDS) είναι σωστές, εξ όσων μπορούμε να γνωρίζουμε, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες. Οι παρεχόμενες πληροφορίες προορίζονται ως καθοδήγηση μόνο για τον ασφαλή χειρισμό, τη χρήση, την αποθήκευση, τη μεταφορά και την απόρριψη, και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό στο οποίο αναφέρονται και ενδέχεται να μην ισχύουν για αυτό το υλικό όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά, εκτός αν κάτι τέτοιο αναφέρεται στο κείμενο. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη παροχής ασφαλούς εργασιακού χώρου.

Ημερομηνία αρχικής παρασκευής: 2023-11-21

Τέλος του Δελτίου δεδομένων ασφάλειας