

Przeznaczenie

Przeznaczony do stosowania jako wzorzec mleczanu do standaryzacji lub kalibracji oksydazy mleczanowej, procedur mleczanowych. **Rx Only**

Streszczenie

Standardowy mleczan jest przygotowywany z kwasu mlekowego w roztworze wodnym. Norma podaje poziom stężenia mleczanu w zakresie liniowości procedury Lactate Oxidase, Lactate. Dodano stabilizatory i konserwanty.

Zasada działania

Wzorca należy używać do kalibracji oznaczania nieznanych próbek za pomocą testu oksydazy mleczanowej i mleczanu. Należy uwzględnić kontrole w celu walidacji kalibracji testu.

Składniki

Składniki reaktywne: Roztwór mleczanu sporządzony z kwasu mlekowego w roztworze wodnym. Dodano konserwanty. Skonsultuj się z etykietą fiolki dla przypisanego stężenia dla standardu.

Środki ostrożności: Do użytku diagnostycznego *in vitro*. Postępować z takimi samymi środkami ostrożności, jak w przypadku próbek ludzkich.

Przechowywanie i stabilność

Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Stabilny do daty ważności, jeśli jest szczelnie zamknięty i przechowywany w temperaturze 2-8°C.

Przygotowanie

Standard dostarczany jest w postaci gotowej do użycia cieczy.

Procedura

Wzorca należy używać do standaryzacji aparatu lub testu zgodnie z instrukcjami dołączonymi do aparatu i używanego zestawu odczynników.

Dostarczone materiały: Wodny wzorzec mleczanu 5,0 mmol/l.

Materiały niedostarczone: oksydaza mleczanowa Pointe, odczynnik mleczanowy i kontrole.

Ograniczenia: Czynniki, które mogą powodować niedokładne wyniki, to niewłaściwe pipetowanie i nieodpowiednie mieszanie.

Wartość podstawowa

Wartość wynosi 5,0 mmol/l, gdy jest stosowana z procedurą Pointe Lactate Oxidase, Lactate.

Symbole

Termin przydatności (RRRR-MM-DD)	Numer LOT i kod
Numer katalogowy	Producent
Wyłącznie do diagnostyki <i>in vitro</i>	Zakres temperatur
Zapoznaj się z instrukcją użytkownika	Only Rx: Wyłącznie do profesjonalnego użytku
Znak CE	Autoryzowany przedstawiciel na Europę

L7596-STD



Wyprodukowano przez
HORIBA Instruments Incorporated
5449 Research Drive
Canton, MI 48188



Manufactured by HORIBA Instruments Incorporated - Pointe Brand
5449 Research Drive, Canton, MI 48188

European Authorized Representative:
Obelis s.a.
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: (32)2.732.59.54 Fax:(32)2.732.60.03 email: mail@obelis.net



Certyfikacja

Odczynniki Pointe są certyfikowane do produkcji zgodnie z określonymi parametrami. Każdy odczynnik Pointe, który nie spełnia specyfikacji w podanym terminie ważności, zostanie natychmiast i bezpłatnie wymieniony.