

REF 1300036420

CLEANER 1 x 4,5 L

IVD CE


HORIBA ABX SAS
 Parc Euromédecine
 Rue du Caducée
 BP 7290
 34184 Montpellier Cedex 4
 FRANCE

Yumizen G CLEANER

- Yumizen G800/G800h/G850h
- Yumizen G1500/G1550/G1500h/G1550h

Soluzione di lavaggio.

Uso previsto ^{a b}

Yumizen G CLEANER è una soluzione di lavaggio usata per la manutenzione e la pulizia quotidiane degli analizzatori di coagulazione automatici Serie Yumizen G durante l'utilizzo in routine.
Solo per uso diagnostico *in vitro*.

Reagenti

Yumizen G CLEANER è pronto all'uso.
È un surfattante usato per la manutenzione e la pulizia quotidiane dell'analizzatore di coagulazione.

Stabilizzatore < 0,5%

Yumizen G CLEANER deve essere utilizzato in conformità delle presenti indicazioni.
Il produttore non garantisce le prestazioni in caso di utilizzo non conforme.

Manipolazione

1. Lasciar riposare il contenitore per almeno 30 min (temperatura ambiente).
2. Consultare il capitolo manutenzione nel manuale dell'utente per installare il nuovo contenitore.

Materiali necessari non in dotazione

- Analizzatore di emostasi
- HORIBA Medical Sono raccomandati gli analizzatori (Serie Yumizen G).
- Attrezzature standard per laboratorio

^aModifica: nuova forma del foglio illustrativo.

^bModifica: aggiunta di un nuovo strumento.

Conservazione e stabilità

Stabilità prima dell'apertura

Stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta se conservato a una temperatura di 15 - 35°C.

Stabilità dopo l'apertura

	15 - 35°C
Yumizen G CLEANER	60 giorni

Gestione dei rifiuti

Attenersi alle disposizioni locali.

Precauzioni di carattere generale

- Questo prodotto è destinato all'uso professionale per la diagnostica *in vitro*.
Per uso in laboratorio.
- Solo su prescrizione medica.
- Questo reagente è classificato come non pericoloso in conformità alla direttiva (CE) 1272/2008.
- Non pipettare con la bocca.
- Non rabboccare i prodotti.
- Non ingerire. Evitare il contatto con la pelle e con le membrane mucose.
- Rispettare le precauzioni per l'uso standard di laboratorio.
- Le fiale del prodotto devono essere eliminate dopo l'uso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in conformità delle normative locali.
- Consultare la scheda di dati di sicurezza specifica del prodotto.

Yumizen G CLEANER

- Non utilizzare il prodotto se vi sono segni evidenti di deterioramento biologico, chimico o fisico.
- Non utilizzare il prodotto in caso di mancato rispetto delle condizioni di conservazione raccomandate, inclusa la temperatura.
- L'operatore deve essere formato da un rappresentante HORIBA Medical prima di provare a utilizzare il dispositivo.
- L'utente è tenuto a verificare che il presente documento faccia riferimento al prodotto utilizzato.
- Per l'assistenza tecnica, contattare il numero +33 (0)4 67 14 15 16.
- Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo dovrà essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello stato in cui si trova l'operatore e/o il paziente.
- Gli analizzatori di emostasi di terze parti possono compromettere l'armonia del sistema.
- L'utente è tenuto a valutare il rischio legato all'uso di analizzatori di emostasi di terze parti.