

INSTRUÇÃO DE USO

ALERTA: Verifique se o código no rótulo do produto é o mesmo que consta no rodapé desta instrução.

Código da Instrução de Uso: 0220710IU/02



Regularizado por:
HORIBA Instruments Brasil Ltda.

Rua Presbítero Plínio Alves de Souza, nº 645
Jd. Ermida II - Jundiaí / SP - CEP: 13.212-181

CNPJ: 01.759.236/0001-79

Notificação ANVISA: 10347320357

REF 0220710

Responsável Técnico:
Ricardo Cezar Fattori - CRF/SP 47002

Atendimento ao Consumidor:
0800-110-3999

Uso nos equipamentos de hematologia
Horiba

NOME DO PRODUTO

HORIBA BUFFER

INDICAÇÃO DE USO

Para uso diagnóstico in vitro.

Utilizar com instrumento para preparo e processamento de amostras.

COMPOSIÇÃO

Contém: Composto químico de Fosfato de Sódio Monobásico (NaH₂PO₄).

PREPARAÇÃO DO REAGENTE

Pronto para uso.

Para detalhamento sobre as precauções de segurança durante a operação do sistema, consulte o Manual do Equipamento utilizado.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DO REAGENTE

Impresso no frasco do produto.

ESTABILIDADE DO REAGENTE APÓS ABERTO

Após aberto, utilizar o produto em até 30 dias.

COLETA E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS

Este produto é para uso em diagnóstico in vitro.

O pH pode sofrer variação de acordo com a temperatura de medição – faixa de tolerância de 6,8 a 7,2.

As precauções normais no manuseio de produtos de laboratório devem ser seguidas.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança do Material para obter informações atualizadas sobre riscos, perigos ou segurança.

MATERIAIS FORNECIDOS

Solução tampão HORIBA BUFFER.

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

Instrumento para preparo e processamento de amostras.

GARANTIA DE DESEMPENHO

A Horiba garante que todos os nossos produtos são fabricados de acordo com os parâmetros especificados. O manuseio, o armazenamento, bem como os fatores selecionados ao paciente e outros assuntos fora do controle da Horiba Medical afetam diretamente o dispositivo e os resultados obtidos pela sua utilização. Qualquer produto utilizado conforme este documento que não atenda às especificações até a data de validade estará no escopo da garantia.

SÍMBOLOS



Fabricante



Código do produto