

INSTRUÇÃO DE USO

ALERTA: Verifique se o código no rótulo do produto é o mesmo que consta no rodapé desta instrução.

Código da Instrução de Uso: 0220410IU/01



Regularizado por:
HORIBA Instruments Brasil Ltda.

Rua Presbítero Plínio Alves de Souza, nº 645
Jd. Ermida II - Jundiaí / SP - CEP: 13.212-181

CNPJ: 01.759.236/0001-79

Notificação ANVISA: 10347320372

REF 0220410

Responsável Técnico:
Ricardo Cezar Fattori - CRF/SP47002

Atendimento ao Consumidor:
0800-110-3999

Uso nos equipamentos de hematologia
Horiba
Uso em rotina laboratorial e
monitoramento de processos

NOME DO PRODUTO

HORIBA BUFFER pH 4,00

INDICAÇÃO DE USO

Para uso diagnóstico in vitro. Para uso em rotina laboratorial e monitoramento de processos.

Utilizar com instrumento para preparo e processamento de amostras.

Utilizar na preparação de testes laboratoriais e monitoramento de processos.

COMPOSIÇÃO

Contém: Composto químico de Fosfato de Sódio Monobásico (NaH₂PO₄).

PREPARAÇÃO DO REAGENTE

Pronto para uso.

Para detalhamento sobre as precauções de segurança durante a operação do sistema, consulte o Manual do Equipamento utilizado e consulte as normas de boas práticas laboratoriais internas.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DO REAGENTE

Impresso no frasco do produto.

ESTABILIDADE DO REAGENTE APÓS ABERTO

Após aberto, utilizar o produto em até 30 dias.

COLETA E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS

Este produto é para uso em diagnóstico in vitro, em rotinas laboratoriais e monitoramento de processos.

O pH pode sofrer variação de acordo com a temperatura de medição – faixa de tolerância de 3,8 a 4,2.

As precauções normais no manuseio de produtos de laboratório devem ser seguidas.

Consulte a Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) para obter informações atualizadas sobre riscos, perigos ou segurança.

MATERIAIS FORNECIDOS

Solução tampão HORIBA BUFFER pH 4,00.

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

Instrumento para preparo e processamento de amostras.

GARANTIA DE DESEMPENHO

A Horiba garante que todos os nossos produtos são fabricados de acordo com os parâmetros especificados. O manuseio, o armazenamento, bem como os fatores selecionados ao paciente e outros assuntos fora do controle da Horiba Medical afetam diretamente o dispositivo e os resultados obtidos pela sua utilização. Qualquer produto utilizado conforme este documento que não atenda às especificações até a data de validade estará no escopo da garantia.

SÍMBOLOS



Fabricante



Código do produto