

血液学设备（体外诊断用）

ABX Minocclair

专用设备：

ABC Vet
Minos
Micros / Micros CRP
Pentra 60
Pentra 60 C+
Pentra 80
Pentra XL 80
Pentra 120
Pentra 120 Retic
Pentra DX 120
玻片制备系统

15/01/05
A95A00029C

REF 0401005 (0,5L)

REAGENT 0,5L

IVD 



HORIBA ABX
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. 功能

用于 HORIBA ABX 血细胞计数仪的清洗和漂白溶液^a。

该设备的测量程序：

测量原理、特异性分析性能特点：参见设备用户手册中的说明书部分。

2. 储存方法与失效期

储存条件：室温（18°C (65°F) 至 25°C (77°F)）。

失效期：参阅试剂包装标签上的失效期。

3. 测量方法、原理和结果

使用方法：参见设备用户手册中的试剂放置与连接部分。

测量原理：参见设备用户手册中的技术说明部分。

结果：参见设备用户手册

性能数据：参见设备用户手册中的说明书部分。

注意：如果仪器性能改变，请致电当地的 HORIBA ABX 代表。

4. 组分与处理注意事项

组分：

次氯酸钠：.....9 %（体积比），有效氯 13%。

氢氧化钠：.....0.26%

pH: 12.4 +/-0.5 (T = 20°C)

电阻率：未知

描述：浅黄色液体

处理注意事项：避免接触眼睛、皮肤和衣服。操作该产品时应穿戴实验手套。吞入或吸入产品后可能对身体有害。产品不使用时应盖上瓶盖。请参阅试剂的化学品安全数据表。

样品采集与混合：参见设备用户手册中的样品采集与混合部分

5. 限制因素与废液处置

限制因素：参见设备用户手册中的说明书部分。

废液安全处置：请按照您的实验室规程中和和处理废液。请参阅试剂的化学品安全数据表。

6. 浓缩清洗专用

浓缩清洗液还可用作 HORIBA ABX 血细胞计数仪的消毒剂和清洁剂；参见设备用户手册中的 Concentrated cleaning 部分：ABC vet、Micros 60、Micros CRP、Pentra 60、Pentra 60C+、Pentra 80、Pentra XL80。