

血液学设备 (体外诊断用)

ABX Minocclair

15/04/2010
A95A00029IZH

专用设备 :

ABX Micros ABC Vet
ABX Micros CRP/CRP200
ABX Micros 60
ABX Micros ES60/ESV60
ABX Pentra 60
ABX Pentra 60 C+
Pentra ES60
Pentra MS60
ABX Pentra 80
ABX Pentra XL 80
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DX 120/DF 120
ADVIA 60

REF 0401005 (0,5L)

REAGENT 0,5L

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

1. 功能

用于血细胞计数仪的清洁和漂白溶液^a。

该设备的测量程序 :

测量原理、特异性分析性能特点, 参见设备用户手册中的说明书部分。

2. 储存方法与失效期

储存条件 : 18°C (65°F) 至 25°C (77°F) 下储存。

打开稳定性 : 试剂瓶打开后最多 6 个月。

失效期 : 参阅试剂包装标签上的失效期。

3. 测量方法、原理和结果

使用说明 : 请参阅仪器用户手册中的仪器维护与故障排除部分。

测量原理 : 参见设备用户手册中的技术说明部分。

结果 : 参见设备用户手册

性能数据 : 参见设备用户手册中的说明书部分。

注意 : 如果仪器性能改变, 请致电当地的 HORIBA Medical 代表。

4. 产品组分与处理注意事项

组分 :

产品组分与处理注意事项 : ..11,4% (体积比), 有效氯 13%。

氢氧化钠 :0,35%

pH : 12,5 +/-0,5 (T = 20°C)

电阻率 : 未知

性状 : 浅黄色液体。

处理注意事项 :

C - 腐蚀性

R35 : 引起严重灼伤。

S26 : 如果不慎接触到眼睛, 应立即用大量清水冲洗并就医治疗。

S36/37/39 : 穿戴合适的保护衣物、手套和护目 / 脸装备。

S45 : 发生事故或者感觉不适时, 请立即就医 (尽可能出示产品标签)。

S60 : 此物质及其容器均应按照有害废物进行处置。

避免接触眼睛、皮肤和衣服。操作该产品时应穿戴实验手套。吞入或吸入产品后可能对身体有害。产品不使用时应盖上瓶盖。请参阅试剂的化学品安全数据表。

5. 限制因素与废液处置

限制因素 : 参见设备用户手册中的说明书部分。

废液安全处置 : 请按照您的实验室规程中和和处理废液。请参阅试剂的化学品安全数据表。

a. 从索引 H 至索引 I 的修改 : 添加了 Pentra MS60。

6. 浓缩清洗专用

ABX Minocclair 还可用作 HORIBA Medical 血细胞计数仪的消毒剂和清洁剂：参见设备用户手册中的浓缩清洗部分，适用仪器包括：ABX Micros ABC Vet、ABX Micros 60、ABX Micros ES60、ABX Micros ESV60、ABX Micros CRP、ABX Micros CRP200、ABX Pentra 60、ABX Pentra 60C+、Pentra ES60、ABX Pentra 80、ABX Pentra XL 80、ABX Pentra 120、ABX Pentra 120 Retic、ABX Pentra DX 120、ABX Pentra DF 120、ADVIA 60, Pentra MS60^a。

a. 从索引 H 至索引 I 的修改：添加了 Pentra MS60。