

Αιματολογικές Συσκευές (για in vitro διαγνωστική χρήση)

ABX Minoclair

Αποκλειστική χρήση:

ABX Micros ABC Vet
ABX Micros CRP
ABX Micros CRP200
ABX Micros 60
ABX Pentra 60
ABX Pentra 60 C+
ABX Pentra 80
ABX Pentra XL 80
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DX 120
Σύστημα Προετοιμασίας Πλακιδίου ABX

21/08/07
A95A00029DEL

REF 0401005 (0,5L)

REAGENT 0,5L

IVD 

HORIBA ABX
BP 7290 - 34184
Montpellier
cedex 4 - France

1. Λειτουργίες

Καθαριστικό και λευκαντικό διάλυμα για αιματολογικούς αναλυτές της HORIBA ABX.

Διαδικασία μέτρησης που πρέπει να εφαρμοστεί για τη χρήση της συσκευής:

Αρχή της μεθόδου, χαρακτηριστικά ειδικής αναλυτικής απόδοσης : βλ. «Ενότητα: Προδιαγραφές» στο Εγχειρίδιο Χρήσης του οργάνου.

2. Διατήρηση και Ημερομηνία λήξης

Συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 18°C (65°F) έως 25°C (77°F).

Ημερομηνία λήξης: ανατρέξτε στην ετικέτα της συσκευασίας του αντιδραστήριου με την επισήμανση «ημερομηνία λήξης».

3. Μετρήσεις, αρχές και αποτελέσματα

Οδηγίες χρήσης: βλ. «Ενότητα: Θέση και Σύνδεση Αντιδραστηρίων» στο Εγχειρίδιο Χρήσης του οργάνου.

Αρχές Μέτρησης : βλ. «Ενότητα: Τεχνολογία» στο Εγχειρίδιο Χρήσης του οργάνου.

Αποτελέσματα: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης του οργάνου

Δεδομένα απόδοσης: βλ. «Ενότητα: Προδιαγραφές» στο Εγχειρίδιο Χρήσης του οργάνου.

Σημείωση: εάν η απόδοση αλλάξει, καλέστε τον αντιπρόσωπο της HORIBA ABX.

4. Σύνθεση και Προφυλάξεις κατά το χειρισμό

Σύνθεση:

Υποχλωριώδες νάτριο: 10,5 % σε 13% ενεργού χλωρίου ^a.
Υδροξείδιο του νατρίου 0,26%

pH: 12,4 +/- 0,5 (T = 20°C)

Αντίσταση: Δεν διατίθεται

Περιγραφή: Κιτρινωπό υγρό.

Προφυλάξεις κατά το χειρισμό: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Κατά το χειρισμό του προϊόντος, φοράτε γάντια εργαστηρίου. Το προϊόν ενδέχεται να έχει επιβλαβή δράση σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής. Διατηρείτε τη φιάλη κλειστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος που αφορά το αντιδραστήριο.

Συλλογή Δειγμάτων και Ανάμιξη: βλ. «Ενότητα: Συλλογή Δειγμάτων και Ανάμιξη» στο Εγχειρίδιο Χρήσης του οργάνου.

5. Περιορισμοί και διάθεση αποβλήτων

Περιορισμοί: βλ. «Ενότητα: Προδιαγραφές» στο Εγχειρίδιο Χρήσης του οργάνου.

Ασφαλής Διάθεση Αποβλήτων: Ακολουθήστε το πρωτόκολλο του εργαστηρίου σας κατά την εξουδετέρωση ή διάθεση των αποβλήτων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος που αφορά το αντιδραστήριο.

a. Από την έκδοση με δείκτη C στην έκδοση με δείκτη D : τροποποίηση της περιγραφής σύνθεσης

6. Αποκλειστική χρήση συμπυκνωμένου καθαριστικού

Το Minoclair ABX μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και ως απολυμαντικό και καθαριστικό προϊόν στους αιματολογικούς αναλυτές HORIBA ABX. βλ. «Ενότητα: Συμπυκνωμένο καθαριστικό» στο εγχειρίδιο χρήσης, στα ακόλουθα όργανα: ABX Micros ABC Vet, ABX Micros 60, ABX Micros CRP, ABX Micros CRP200, ABX Pentra 60, ABX Pentra 60C+, ABX Pentra 80, ABX Pentra XL80.