

Hematologiutstyr (til in vitro-diagnostisering)

## ABX Minoclair

15/01/05  
A95A00029C

### Kun til bruk med:

ABC Vet  
Minos  
Micros / Micros CRP  
Pentra 60  
Pentra 60 C+  
Pentra 80  
Pentra XL 80  
Pentra 120  
Pentra 120 Retic  
Pentra DX 120  
Slide Preparation System

**REF** 0401005 (0,5L)

**REAGENT** 0,5L

**IVD** 



**HORIBA ABX**  
BP 7290 - 34184 Montpellier  
cedex 4 - France

## 1. Funksjoner

Rengjørings- og blekingsløsning for HORIBA ABX blodcelletellere<sup>a</sup>.

### Måleprosedyre som skal følges ved bruk av enheten:

Metodeprinsipp, bestemte karakteristika for analytisk ytelse: se delen: "Spesifikasjoner" i instrumentets brukerveiledning.

## 2. Oppbevaring og utløpsdato

**Lagringsforhold:** Oppbevares ved mellom 18 °C og 25 °C.

**Utløpsdato:** Se utløpsdatoen på reagensets emballasje.

## 3. Målinger, prinsipper og resultater

**Bruksanvisning:** se delen: "Plassering og tilknytning av reagenser" i instrumentets brukerveiledning.

**Måleprinsipper:** se delen: "Teknologi" i instrumentets brukerveiledning.

**Resultater:** Se instrumentets brukerveiledning.

**Ytelsesdata:** se delen: "Spesifikasjoner" i instrumentets brukerveiledning.

Merk: Hvis ytelsen endres, må du kontakte HORIBA ABX-representanten.

## 4. Sammensetning og forholdsregler ved håndtering

### Sammensetning:

Natriumhypokloritt: .....9 % v/v ved 13 % aktiv klorid.

Natriumhydroksid: .....0,26 %

**pH:** 12,4 +/- 0,5 (T = 20 °C)

**Resistivitet:** Ikke tilgjengelig

**Beskrivelse:** Gulaktig væske.

**Forholdsregler ved håndtering:** Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Bruk labhansker når du håndterer produktet. Produktet kan være skadelig hvis det svelges eller inhaleres. Flasken skal være lukket når den ikke er i bruk. Vennligst les produktdatabladet som gjelder for reagenset.

**Innhenting og blanding av prøver:** se delen: "Innhenting og blanding av prøver" i instrumentets brukerveiledning.

## 5. Begrensninger og avfallshåndtering

**Begrensninger:** se delen: "Spesifikasjoner" i instrumentets brukerveiledning.

**Trygg avfallshåndtering:** Følg laboratoriets prosedyrer ved nøytralisering og håndtering av avfall. Vennligst les produktdatabladet som gjelder for reagenset.

## **6. Konsentrert rengjøring, avgrenset bruksområde**

Minoclair kan også brukes som desinfiserings- og rengjøringsmiddel på HORIBA ABX blodcelletellere: se delen: "Konsentrert rengjøring" i brukerveiledningen, om følgende instrumenter: ABC vet, Micros 60, Micros CRP, Pentra 60, Pentra 60C+, Pentra 80 og Pentra XL80.