

Hematologiutstyr (til in vitro-diagnostisering)

ABX Minoclair

Kun til bruk med:

ABX Micros ABC Vet
ABX Micros CRP/CRP 200
ABX Micros 60
ABX Micros ES60/ESV60
ABX Pentra 60
ABX Pentra 60 C+
Pentra ES60
ABX Pentra 80
ABX Pentra XL 80
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DX 120/DF 120

06/08/09
A95A00029GNO

REF 0401005 (0,5 l)

REAGENT 0,5 l

IVD 



HORIBA ABX SAS
BP 7290 - 34184
Montpellier
cedex 4 - France

1. Funksjoner

Rense- og blekeløsning for HORIBA Medical blodcelletellere^a.

Måleprosedyre som skal følges ved bruk av enheten:

Metodens prinsipp, spesifikke analytiske ytelsesspesifikasjoner: Se "Del: Spesifikasjoner" i instrumentets brukermanual.

2. Oppbevaring og utløpsdato

Oppbevaringsforhold: Oppbevares mellom 18 °C og 25 °C.

Stabilitet ved åpning: Maksimalt 6 måneder etter at reagenskoppen har blitt åpnet.

Utløpsdato: Se "utløpsdato" på reagensens merkelapp.

3. Målinger, prinsipper og resultater

Bruksanvisninger: Se delen: "Vedlikehold og problemløsning" i instrumentets brukermanual.

Måleprinsipper: Se "Del: Teknologi" i instrumentets brukermanual.

Resultater: Se instrumentets brukermanual.

Ytelsesdata: Se "Del: Spesifikasjoner" i instrumentets brukermanual.

Merk: Dersom ytelsene endrer seg, ber vi deg ringe din HORIBA Medical-representant.

4. Sammensetning og forholdsregler ved håndtering

Sammensetning^b:

Natriumhypokloritt:11,4 % ved 13 % av aktiv klorin.

Natriumhydroksid:..0,35 %

pH: 12,4 +/- 0,5 (T = 20 °C)

Resistivitet: Ikke tilgjengelig

Beskrivelse: Gulaktig væske

Forholdsregler for håndtering: Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Bruk labhansker når du håndterer produktet. Produktet kan være skadelig hvis det svelges eller inhaleres. Flasken skal være lukket når den ikke er i bruk. Vennligst les produktdatabladet som gjelder for reagenset.

5. Begrensninger og avfallshåndtering

Begrensninger: Se "Del: Spesifikasjoner" i instrumentets brukermanual.

Trygg avfallshåndtering: Følg laboratoriets protokoll for nøytralisering og kasting av avfall. Vennligst les produktdatabladet som gjelder for reagenset.

b.Endring fra indeks F til G: sammensetning endret, avsnitt 4: element fjernet.

a.Endring fra indeks F til G: Pentra ES60 tilføyd.

S.A.S au capital de 41.700.000 Euros - RCS Montpellier 328 031 042 - SIRET 328 031 042 000 42 - APE 332 B

Oppdaterte dokumenter på www.horiba.com

6. Konsentrert rengjøring, avgrenset bruksområde

ABX Minoclair kan også brukes som desinfeksjonsmiddel og rengjøringsmiddel for HORIBA Medical blodcelletellere: se "Del: Konsentrert rengjøring" i brukermanualene for følgende instrumenter: ABX Micros ABC Vet, ABX Micros 60, ABX Micros ES60, ABX Micros ESV60, ABX Micros CRP, ABX Micros CRP200, ABX Pentra 60, ABX Pentra 60C+, Pentra ES60^a, ABX Pentra 80, ABX Pentra XL 80, ABX Pentra 120, ABX Pentra 120 Retic, ABX Pentra DX 120, ABX Pentra DF 120.

a. Endring fra indeks F til G: Pentra ES60 tilføyd.