

Instrument för hematologi (endast för in vitro-diagnostik)

## ABX Minocclair

### Exklusiv användning:

ABX Micros ABC Vet  
ABX Micros CRP  
ABX Micros CRP200  
ABX Micros 60  
ABX Pentra 60  
ABX Pentra 60 C+  
ABX Pentra 80  
ABX Pentra XL 80  
ABX Pentra 120  
ABX Pentra 120 Retic  
ABX Pentra DX 120  
ABX Slide Preparation System

21/08/07  
A95A00029DSV

**REF** 0401005 (0,5 L)

**REAGENT** 0,5 L

**IVD** 

**HORIBA ABX**  
BP 7290 - 34184  
Montpellier  
cedex 4 - Frankrike

## 1. Funktioner

Rengörings- och blekningslösning för HORIBA ABX-blodkroppsräknare.

**Följande mätmetod ska tillämpas vid användning av enheten:**

Metodens princip, särskilda egenskaper för analysens prestanda: Se avsnittet «Specifikationer» i användarmanualen.

## 2. Förvaring & hållbarhet

**Förvaring:** Förvaras i 18–25 °C (65–77 °F).

**Utgångsdatum:** se etikett på förpackningen.

## 3. Mätningar, principer & resultat

**Metodbeskrivning:** Se avsnittet «Placering och anslutningar för reagens» i användarmanualen.

**Mätprinciper:** Se avsnittet «Teknik» i användarmanualen.

**Resultat:** Mer information finns i användarmanualen

**Prestanda:** Se avsnittet «Specifikationer» i användarmanualen.

Obs! Kontakta HORIBA ABX om prestandan förändras.

## 4. Sammansättning & hanteringsföreskrifter

**Sammansättning:**

Natriumhypoklorit: ..... 10,5 % vid 13 % av aktiv klorin <sup>a</sup>.

Natriumhydroxid..... 0,26 %

a.Från index C till index D: modifiering av beskrivningen av sammansättningen

**pH :** 12,4 +/-0,5 (T = 20 °C)

**Resistivitet:** Ej tillgängligt

**Beskrivning:** Gulaktig vätska.

**Hanteringsföreskrifter:** Undvik kontakt med ögonen, huden och kläderna. Använd laboratoriehandskar när du hanterar produkten. Produkten kan vara farlig om den förtärs eller inandas. Flaskan ska vara stängd när den inte används. Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till reagenset.

**Provtagning och -blandning:** Se avsnittet «Provtagning och -blandning» i användarmanualen.

## 5. Begränsningar & avfallshantering

**Begränsningar:** Se avsnittet «Specifikationer» i användarmanualen.

**Korrekt avfallshantering:** Följ laboratoriets regler vid neutralisering och hantering av avfall. Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till reagenset.

## 6. Koncentrerad rengöring, exklusiv användning

ABX Minocclair kan även användas som desinfektionsmedel och rengöringsprodukt för HORIBA ABX-räknare för blodkroppar: Se avsnittet koncentrerad rengöring i användarmanualen till följande instrument: ABX Micros ABC Vet, ABX Micros 60, ABX Micros CRP, ABX Micros CRP200, ABX Pentra 60, ABX Pentra 60C+, ABX Pentra 80, ABX Pentra XL80.

Senaste versionen av dokumenten finns på  
[www.horiba-abx.com](http://www.horiba-abx.com)

