

<b>ABX Pentra Lipase CP</b>	<b>A91A00575CIT</b>	<b>30/06/2008</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------

<b>1. Identificazione del prodotto e dell'azienda produttrice</b>	
<b>1.1. Identificazione del prodotto</b>	
Denominazione del prodotto	ABX Pentra Lipase CP
Codice del prodotto	Rif. HORIBA ABX: A11A01631
<b>1.2. Utilizzo del prodotto</b>	
Reagente diagnostico per la determinazione quantitativa in-vitro della lipasi in siero o plasma.	
<b>1.3. Identificazione dell'azienda produttrice</b>	
	HORIBA ABX - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tel. (33) 4 67 14 15 16 Fax: (33) 4 67 14 15 17 E-mail: documentation@fr.abx.fr
<b>1.4. Numero telefonico d'emergenza</b>	
	Contattare il punto di primo soccorso più vicino

<b>2. Identificazione dei pericoli</b>	
<b>Preparazione pericolosa conforme a 67/548/CEE - 99/45/CE (Sì/No): No</b>	
Pericoli più gravi	Proprietà pericolose non possono essere escluse, non si prevedono rischi quando il prodotto è maneggiato da personale qualificato e autorizzato con le precauzioni necessarie per i reagenti chimici/diagnostici.
Rischi specifici	Non determinato.

<b>3. Composizione e informazioni sui componenti</b>					
<b>3.1. Descrizione del kit</b>					
	<b>REAGENTE 1:</b> Cassette Bi-reagente <b>REAGENTE 1:</b> 1 x 24 ml Tamponi Good (50 mmol/l), Taurodeossicolato (4.3 mmol/l), Desossicolato (3.25 mmol/l), Cloruro di calcio (15 mmol/l), Colipie (1.2 mg/l), Detergente, Conservante.  <b>REAGENTE 2:</b> 1 x 7 ml Tampone tartrato (7.5 mmol/l), Taurodeossicolato (17 mmol/l), Substrato di colore (0.65 mmol/l), Coemulgatore, Stabilizzatore, Conservante.				
<b>3.2. Componenti pericolosi (denominazione, concentrazione)</b>					
N. CAS	Nome	Concentrazione	Simbolo	Rischio	N. di registrazione
-	-	-	-	-	-

<b>ABX Pentra Lipase CP</b>	<b>A91A00575CIT</b>	<b>30/06/2008</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------

#### **4. Misure di primo soccorso**

Inalazione	Nessun requisito specifico.
Contatto con la pelle	Lavare la pelle con abbondante acqua.
Contatto con gli occhi	Lavare immediatamente gli occhi, anche sotto le palpebre, con abbondante acqua per almeno 15 minuti.
Ingestione	Somministrare al paziente acqua in abbondanza. In caso di malessere, consultare un medico.

#### **5. Misure antincendio: sostanza non infiammabile**

Mezzi di estinzione	Usare qualsiasi mezzo di estinzione idoneo per l'area circostante.
Rischi specifici	Nessuno determinato.
Equipaggiamento speciale di protezione	Nessun requisito specifico.
Raccomandazioni supplementari	Nessuna.

#### **6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale**

Misure di protezione personale	Indossare un camice da laboratorio, guanti protettivi e occhiali di protezione.
Misure di protezione ambientale	Non far penetrare negli scolli, nell'acqua e nel suolo.
Metodi di pulitura/assorbimento	Diluire in acqua e assorbire con del materiale che assorba il liquido. Eliminare secondo le regole locali. Pulire le zone infette.

#### **7. Manipolazione e stoccaggio**

##### **7.1. Manipolazione**

Misure di natura tecnica	Nessun requisito speciale.
Misure precauzionali	È necessario osservare le consuete misure precauzionali di laboratorio.
Raccomandazioni per la manipolazione	Indossare un camice da laboratorio, guanti protettivi e occhiali di protezione.

##### **7.2. Stoccaggio**

Misure di natura tecnica	Nessun requisito speciale.
Condizioni di stoccaggio	Tenere lontano dalla luce ed ermeticamente chiuse a temperature comprese tra i +2°C - +8°C. Non congelare i reagenti.
Materiali incompatibili	Non determinato.
Materiali di imballaggio	Nessun requisito speciale.

<b>ABX Pentra Lipase CP</b>	<b>A91A00575CIT</b>	<b>30/06/2008</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------

<b>8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale</b>	
<b>8.1. Valori limite per l'esposizione</b>	
Parametri di controllo specifici	Non determinato.
<b>8.2. Controllo dell'esposizione</b>	
<b>8.2.1. Controllo dell'esposizione professionale</b>	
Misure di natura tecnica	Fornire una ventilazione generale dell'ambiente.
Protezione delle vie respiratorie	Nessun requisito specifico.
Protezione delle mani	Guanti protettivi.
Protezione degli occhi	Occhiali di protezione.
Protezione della pelle	Camice da laboratorio.
Misure igieniche	Cambiare gli indumenti contaminati. Lavare le mani dopo aver maneggiato la sostanza.
<b>8.2.2. Controllo dell'esposizione ambientale</b>	
Non applicabile.	

<b>9. Proprietà fisiche e chimiche</b>			
<b>9.1. Informazioni generali</b>			
Stato fisico	<u>REAGENTE 1</u> : Liquido, soluzione acquee. <u>REAGENTE 2</u> : Liquido, soluzione leggermente torbida.		
Colore	<u>REAGENTE 1</u> : Senza colore. <u>REAGENTE 2</u> : Arancione - rosso.	Odore	<u>REAGENTE 1</u> : Odore caratteristico. <u>REAGENTE 2</u> : Nessun odore caratteristico
<b>9.2. Informazioni sanitarie, ambientali e di sicurezza rilevanti</b>			
pH	<u>REAGENTE 1</u> : 8.0 (25°C) <u>REAGENTE 2</u> : 4.0 (25°C)	Densità relativa	<u>REAGENTE 1</u> : 1.0074 g/ml (20°C). <u>REAGENTE 2</u> : 1.0083 g/ml (20°C).
Punto di ebollizione	Non determinato.	Solubilità	Non determinato.
Punto di infiammabilità	Non determinato.	Coefficiente di ripartizione	Non determinato.
Infiammabilità (solido, gassoso)	Non determinato.	Viscosità	Non determinato.
Proprietà esplosive	Non determinato.	Densità di vapore	Non determinato.
Proprietà ossidanti	Non determinato.	Velocità di evaporazione	Non determinato.
<b>9.3. Altre informazioni</b>			
Nessuna			

<b>ABX Pentra Lipase CP</b>	<b>A91A00575CIT</b>	<b>30/06/2008</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------

## 10. Stabilità e reattività

Condizioni da evitare	Nessuna nota.
Materiali da evitare	Nessuno noto.
Prodotti di decomposizione pericolosi	Nessuno noto.
Altri dati	Nessuno.

## 11. Informazioni tossicologiche

Tossicità acuta	No determinato.
Tossicità cronica	No determinato.
Inalazione	No determinato.
Contatto con la pelle	No determinato.
Contatto con gli occhi	No determinato.
Ingestione	No determinato.
Altri dati	Dati quantitativi circa la tossicità del prodotto non sono disponibili. Proprietà pericolose non possono essere escluse. Comunque, non si prevedono rischi se il prodotto è maneggiato da personale qualificato ed autorizzato con le precauzioni necessarie per i reagenti chimici/ diagnostici.

## 12. Informazioni ecologiche

<b>12.1. Ecotossicità</b>	No determinato.
<b>12.2. Mobilità</b>	No determinato.
<b>12.3. Degradabilità</b>	No determinato.
<b>12.4. Potenziale di bioaccumulo</b>	No determinato.
<b>12.5. Risultati della valutazione PBT</b>	No determinato.
<b>12.6. Altri effetti pericolosi</b>	Dati quantitativi sugli effetti ecologici del prodotto non sono disponibili.

## 13. Considerazioni sullo smaltimento

Eccedenze o rifiuti (residui)	I prodotti devono essere smaltiti come una sostanza chimica di laboratorio in conformità alle normative locali.
Imballaggi contaminati	Tipo di contenitore principale: cassetta di plastica composta di polietilene ad alta densità. L'imballaggio deve essere smaltito in conformità alle normative locali.

<b>ABX Pentra Lipase CP</b>	<b>A91A00575CIT</b>	<b>30/06/2008</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------

<b>14. Informazioni sul trasporto (normative internazionali)</b>	
Informazioni generali	Non applicabile.
Trasporto aereo (IATA):	Non applicabile.
Trasporto terrestre (ADR):	Non applicabile.
Trasporto marittimo (IMDG):	Non applicabile.

<b>15. Informazioni normative</b>	
Simboli	Nessuna
Fraasi R	Nessuna
Fraasi S	Nessuna
Sostanze	Nessuna
Disposizioni specifiche e leggi correlate	Nessuna
Altri requisiti normativi	Le informazioni fornite non esonerano in alcun modo l'utente dall'obbligo di conoscere e rispettare le normative nazionali e internazionali applicabili all'attività da lui svolta.

<b>16. Altre informazioni</b>	
<b>16.1. Elenco delle fraasi R di rilievo</b>	
-	-
<b>16.2. Limitazioni d'uso consigliate</b>	
Vedere le informazioni specifiche contenute nelle informazioni per l'utente del prodotto	
<b>16.3. Ulteriori informazioni</b>	
<p>Questa scheda integra, e non sostituisce, le istruzioni per l'uso. Le informazioni riportate nella presente scheda si basano sulle nostre conoscenze attuali del prodotto alla data indicata e sono corrette sulla base dei dati in nostro possesso.</p> <p>Si richiama l'attenzione dell'utente sui pericoli che si corrono se il prodotto viene utilizzato per un'applicazione diversa da quella prevista. L'utente è il responsabile unico dell'uso del prodotto ed è tenuto quindi a prendere tutte le precauzioni necessarie.</p>	
<b>16.4. Fonti di dati chiave</b>	
Il presente documento è stato elaborato sulla base delle informazioni contenute nei documenti forniti dai fornitori di materie prime.	
<b>16.5. Revisione</b>	
Le sezioni modificate rispetto alla versione precedente sono indicate mediante una linea verticale posta sul lato sinistro della scheda.	