

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

**ABX Pentra Etching CP - A91A00664 -**

**14/04/2004**

## 1. Identification du produit et de la Société

### 1.1 Identification du produit :

Nom du produit : ABX Pentra Etching CP  
Code produit : Réf. ABX ==> A11A01769

1.2 Identification de la société : ABX Diagnostics - rue du Caducée - Parc Euromédecine –  
34184 MONTPELLIER CEDEX 4 – FRANCE  
TEL (33) 04 67 14 15 16 FAX (33) 04 67 14 15 17

1.3 Numéro d'appel d'urgence : ORFILA (France) : TEL (33) 01 45 42 59 59

## 2. Composition/informations sur les composants

Nature chimique : [REAGENT] : 1 x 25 ml  
Solution saline diluée contenant un mélange d'ammonium fluoré et d'acide fluorique.

Composants dangereux : Solution d'ammonium fluoré 0,42%  
(nom, concentration) Symbole : T  
Phrases R : 23/24/25 34

Préparation classée dangereuse selon Non  
67/548/CEE - 99/45/CEE (Oui/Non) :

## 3. Identification des dangers

Principaux dangers :  
Risques spécifiques :

## 4. Premiers secours

Inhalation : N/A.  
Contact avec la peau : Laver avec de grandes quantités d'eau.  
Contact avec les yeux : Laver avec de grandes quantités d'eau.  
Ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction :  
Risques particuliers : Aucun.  
Equipement spécial de protection :  
Indications annexes :

## 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles : Porter des lunettes de sécurité et des gants de protection.  
Précautions pour l'environnement :  
Méthodes de nettoyage / absorption : Laver la surface avec de grandes quantités d'eau.

## 7. Manipulation et stockage

7.1 Manipulation :  
Mesures techniques :  
Précautions : Conserver dans son flacon d'origine, correctement fermé.  
Conseils d'utilisation : Porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation.

7.2 Stockage :  
Mesures techniques :  
Conditions de stockage : Conserver entre 15-25°C.  
Matières incompatibles :  
Matériaux d'emballage :

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle spécifiques :  
Mesures techniques :  
Protection respiratoire :  
Protection des mains : Porter des gants de protection lors de la manipulation.  
Protection des yeux : Porter des lunettes de protection lors de la manipulation.  
Protection de la peau :  
Mesures d'hygiène :

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ABX Pentra Etching CP - A91A00664 -

14/04/2004

## 9. Propriétés physiques et chimiques

<u>Etat physique :</u>	Liquide	<u>Auto-inflammabilité :</u>	Non déterminé
<u>Couleur :</u>	Incolore	<u>Dangers d'explosion :</u>	Non déterminé
<u>Odeur :</u>	Non déterminé	<u>Propriétés comburantes :</u>	Non déterminé
<u>pH :</u>	Non déterminé	<u>Pression de vapeur :</u>	Non déterminé
<u>Point d'ébullition :</u>	Non déterminé	<u>Densité relative :</u>	Non déterminé
<u>Point de fusion :</u>	Non déterminé	<u>Solubilité :</u>	Non déterminé
<u>Point d'éclair :</u>	Non déterminé	<u>Coefficient de partage :</u>	Non déterminé
<u>Inflammabilité (solide, gaz) :</u>	Non déterminé	<u>Autres données :</u>	

## 10. Stabilité et réactivité

<u>Conditions à éviter :</u>	Humidité
<u>Matières à éviter :</u>	
<u>Produits de décompositions dangereux :</u>	Aucun
<u>Autres données :</u>	

## 11. Informations toxicologiques

<u>Toxicité aiguë :</u>	Non classé
<u>Toxicité chronique :</u> (sensibilisation, effets cancérogènes, mutagènes, tératogènes, etc)	Non classé
<u>Inhalation :</u>	Non classé
<u>Contact avec la peau :</u>	Non classé
<u>Contact avec les yeux :</u>	Non classé
<u>Ingestion :</u>	Non classé
<u>Autres données :</u>	

## 12. Informations écologiques

<u>Mobilité :</u>	Non classé
<u>Dégradabilité :</u>	Non classé
<u>Accumulation :</u>	Non classé
<u>Ecotoxicité :</u>	Non classé
<u>Effets nocifs divers :</u>	

## 13. Considération relative à l'élimination

<u>Excédents ou déchets (résidus) :</u>	Suivre toutes les réglementations environnementales régionales, nationales et locales.
<u>Emballage souillé :</u>	Traitement selon les réglementations locales.

## 14. Informations relatives au transport (Réglementations Internationales)

<u>Voies terrestres :</u>	Non classé
<u>Voies fluviales :</u>	Non classé
<u>Voies aériennes :</u>	<b>REAGENT</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nom d'embarquement approprié: <b>liquide toxique, inorganique, n.o.s.</b></li><li>• Nombre UN: <b>UN 3287</b> (Quantités exemptées)</li><li>• Classification dangereuse et groupe d'emballage: <b>6.1, III.</b></li><li>• Label(s): <b>corrosif.</b></li><li>• Instruction de transport (avion passager): <b>IATA 611 (60L).</b></li><li>• Volume unitaire : 25 ml</li><li>• Quantité : 1 flacon/ kit.</li></ul>
<u>Voies maritimes :</u>	Non classé
<u>Informations générales :</u>	

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ABX Pentra Etching CP - A91A00664 -

14/04/2004

## 15. Informations réglementaires

### Etiquetage selon les directives CEE

**Symboles :** Aucun

**Phrases R :** Aucun

**Phrases S :** Aucun

**Substances :** Aucun

**Autres exigences réglementaires :** Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes nationaux ou internationaux réglementant son activité.

## 16. Autres informations

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation, mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi.

L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.