

血液学装置（試験管内テスト用）

ABX Diluent

23/03/07
A95A00005DJA


専用：

Micros
Micros CRP/CRP 200
Pentra 60
Pentra 60 C+
Pentra 80
Pentra XL 80
Pentra 120
Pentra 120 Retic
Pentra DF 120 (20L のみ)
Pentra DX 120 (20L のみ)
スライド準備システム

REF 0901020 (20L)
0901010 (10L)*

REAGENT 20L
10L*

IVD 

 **HORIBA ABX**
BP 7290
34184 Montpellier
cedex 4 - France

* 10L ABX Diluent 専用

	ソフトウェアバージョン
Pentra 60	≥ v2. 2. 0
Pentra 60C+	≥ v2. 4. 0
Pentra 80	≥ v1. 7. 1
Pentra XL 80	≥ v1. 6. 1
Pentra 120	≥ v4. 8. 0
Pentra 120 Retic	≥ v4. 8. 0

1. 特長

HORIBA ABX 血球計装置における白血球の被覆及び希釈、血球の測定及び分化、赤血球容積の測定のための緩衝等張液^a。

本装置を使った測定方法：

方法の原理、特定分析の性質、分析上感度、診断上感度、分析の特異性、診断の特異性、精度、繰り返し精度、再現精度（既知の関連性のある干渉を含む）、検出限度、方法の制限、ユーザーにより利用可能な参照測定手順及び素材の使用に関する情報：本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。

2. 保存及び期限：

保存条件： 18 ~ 25 °C の室温、暗い場所。

有効期限： 試薬パッケージ表記の《有効期限》を参照のこと。

3. 測定、原理、及び結果

使用方法： 本装置取扱説明書の《セクション：メンテナンスとトラブルシューティング》を参照のこと。

測定の原理： 本装置取扱説明書の《セクション：説明及び技術》を参照のこと。

結果： 本装置取扱説明書の《セクション：ワークフロー》を参照のこと。

性能データ： 本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。

メモ：性能に変化がある場合は、HORIBA ABX の担当にお問い合わせください。

4. 成分及び取扱上のご注意

成分：

塩化ナトリウム < 1 %
アジ化ナトリウム < 0,1 %
界面活性剤 < 0,1 %

pH : 8.1 +/- 0,2 (T = 20 °C)

抵抗性 : 60,5 +/- 1 Ω (T = 20 °C)

説明：透明で無臭の水性溶剤。

取扱上のご注意：目、皮膚、衣服へに接触しないようご注意ください。本製品を扱う際は、実験用手袋を着用してください。使用時以外は瓶をしっかりと密封してください。試薬に関連性のある MSDS を参照してください。

採集と混合の実例：本装置取扱説明書の《セクション：ワークフロー》を参照のこと。

5. 制限及び廃棄物処理

制限：本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。

安全な廃棄物処理：本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。試薬に関連性のある MSDS を参照してください。