

## Dispositivos Hematología (para diagnóstico in vitro)

# ABX Cleaner

21/07/08  
A95A00012FES

### Uso exclusivo:

ABX Micros  
ABX Micros CRP  
ABX Micros CRP 200\*  
ABX Pentra 60  
ABX Pentra 60 C+  
ABX Pentra 80  
ABX Pentra XL 80  
ABX Pentra 120  
ABX Pentra 120 Retic  
ABX Pentra DF 120  
ABX Pentra DX 120  
ABX Slide Preparation System

**REF** 0903010 (1L)  
0903011 (0,5L)\*

**REAGENT** 1L  
0,5L\*

**IVD** CE

  
**HORIBA ABX**  
BP 7290 - 34184 Montpellier  
cedex 4 - France

## 1. Funciones

Solución enzimática con acción proteolítica para la limpieza de los contadores hematológicos de HORIBA ABX.

**Procedimiento de medición que debe seguirse al utilizar el dispositivo:**

Principio del método, características de rendimiento analítico específicas, sensibilidad analítica, sensibilidad diagnóstica, especificidad analítica, especificidad diagnóstica, precisión, repetibilidad, reproducibilidad (incluido el control de interferencias relevantes conocidas), límites de detección, limitaciones del método e información sobre el uso de procedimientos y materiales de medición de referencia disponibles para el usuario: consulte el apartado "Especificaciones" del Manual del usuario del instrumento.

## 2. Conservación y caducidad

**Condiciones de almacenamiento:** almacenar a una temperatura de entre 18°C y 25°C protegido de la luz.

**Estabilidad tras apertura:** máximo de un mes tras la apertura del vial <sup>a</sup>.

**Fecha de caducidad:** consulte la etiqueta del embalaje del reactivo "fecha de caducidad".

## 3. Mediciones, principios y resultados

**Instrucciones de uso** <sup>b</sup>: consulte el apartado "Mantenimiento y Solución de problemas" del Manual del usuario del instrumento.

**Principios de medición:** consulte el apartado "Descripción y tecnología" del Manual del usuario del instrumento.

**Resultados:** consulte el apartado "Flujo de trabajo" del Manual del usuario del instrumento.

**Datos de rendimiento:** consulte el apartado "Especificaciones" del Manual del usuario del instrumento.

Nota: si el rendimiento sufre modificaciones, póngase en contacto con su representante de HORIBA ABX.

## 4. Composición y precauciones de manipulación

### Composición:

Tampón orgánico... < 20 %  
Enzima proteolítica... < 1 %

**pH:** 9,6 +/- 0,4 (T = 20°C)

**Resistividad:** 72 +/- 2 Ω (T = 20°C)

**Descripción:** líquido transparente.

**Precauciones de manipulación:** evite el contacto con los ojos, piel y vestimenta. Utilice guantes de laboratorio para manipular el producto. El producto puede ser nocivo en caso de ingestión o inhalación. Mantenga el frasco cerrado cuando no lo utilice. Consulte las hojas de especificaciones técnicas (MSDS) correspondientes al reactivo.

**Recogida y mezcla de muestras:** consulte el apartado "Flujo de trabajo" del Manual del usuario del instrumento.

## 5. Limitaciones y eliminación de residuos

**Limitaciones:** consulte el apartado “Especificaciones” del Manual del usuario del instrumento.

**Eliminación de residuos segura:** consulte el apartado “Especificaciones” del Manual del usuario del instrumento. Consulte las hojas de especificaciones técnicas (MSDS) correspondientes al reactivo.