

Hæmatologiudstyr (til in vitro-diagnosticering)

ABX Basolyse II

Eksklusiv anvendelse:

ABX Micros CRP
ABX Micros
ABX Pentra 60
ABX Pentra 60 C+
Pentra ES60
ABX Pentra 80
ABX Pentra XL 80
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DX 120
ABX Slide Preparation System

21/09/09
A95A00002FDA

REF 0906003 (1L)

REAGENT 1L

IVD 



HORIBA ABX SAS
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. Funktioner

Erytrocytlysereagens til leukocyttælling og basofildifferentiering på HORIBA Medical-instrumenter til blodlegemetælling.^a

Følgende måleprocedure skal følges ved brug af produktet:

Metodens princip, specifikke analytiske karakteristika for ydeevnen, analytisk sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk specificitet, diagnostisk specificitet, nøjagtighed, repeterbarhed, reproducerbarhed (herunder kontrol af interferens fra kendte relevante stoffer), detektionsgrænser, metodens begrænsninger samt oplysninger om brugerens anvendelse af tilgængelige måleprocedurer og materialer som reference: se "Afsnit: Specifikationer" i instrumentets brugermanual.

2. Opbevaring og holdbarhed

Opbevaringsforhold: Stuetemperatur mellem 18°C (65°F) til 25°C (77°F).

Stabilitet efter åbning: Maksimum 10 måneder efter at et hætteglas er åbnet

Udløbsdato: Se symbolet for "udløbsdato" på reagentsemballagens etiket.

3. Målinger, principper og resultater

Anvendelse: Se "Afsnit: Vedligeholdelse og Fejlfinding" i brugermanualen til instrumentet.

Måleprincipper: Se "Afsnit: Beskrivelse og teknologi" i brugermanualen til instrumentet.

Resultater: Se "Afsnit: Arbejdsgang" i brugermanualen til instrumentet.

Data for ydeevnen: Se "Afsnit: Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet.

Bemærk! Hvis ydeevnen ændres, skal den lokale forhandler for HORIBA Medical underrettes herom.

4. Sammensætning og forholdsregler ved håndtering

Sammensætning:

Saltsyre..... <5 %
DMTU..... <3 %
Kvarternært ammoniumsalt..... <20%
Konservering..... <20%

pH : 2,4 +/- 0,2 (T = 20°C)

Modstandsevne: 61 +/- 2 Ω (T = 20°C)

Beskrivelse: Farveløs vandig opløsning

Forholdsregler ved håndtering: Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Brug laboratoriehandsker ved håndtering af produktet. Produktet kan være skadeligt ved indtagelse eller indånding. Hold flasken lukket, når produktet ikke anvendes. Se det MSDS (datasikkerhedsblad), der hører til reagentet.

Prøvetagning og blanding: Se "Afsnit: Arbejdsgang" i brugermanualen til instrumentet.

5. Begrænsninger og bortskaffelse af affald

Begrænsninger: Se "Afsnit: Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet

Sikker bortskaffelse af affald: Se "Afsnit: Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet. Se det MSDS (datasikkerhedsblad), der hører til reagenset.