

血液学设备 (体外诊断用)

ABX Lysebio

29/09/09
A95A00011FZH

专用设备:

ABX Pentra 60 (0,4L)
ABX Pentra 60 C+ (0,4L)
Pentra ES60 (0,4L)
ABX Pentra 80 (0,4L)
ABX Pentra XL 80 (0,4L)
ABX Pentra 120 (1L)
ABX Pentra 120 Retic (1L)
ABX Pentra DF 120 (1L)
ABX Pentra DX 120 (1L)
ABX Slide Preparation System

REF 0906012 (1L)
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L
0,4L

IVD 


HORIBA ABX SAS
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. 功能

该试剂用于 HORIBA Medical 血细胞计数仪上的红细胞裂解和血红蛋白浓度测定^a。

该设备的测量程序:

测量原理、特异性分析性能特点、分析灵敏度、诊断灵敏度、分析特异性、诊断特异性、准确度、重复性、复验性 (包括对已知相关干扰因素的控制)、检测极限、检测方法限制因素以及用户可以使用的参考测量程序和试剂: 参见设备用户手册中的《说明书》部分。

2. 储存方法与失效期

储存条件: 15°C (59°F) 至 30°C (86°F) 下避光储存。

打开稳定性: 试剂瓶打开后最多 3 个月。

失效期: 参阅试剂包装标签上的《失效期》。

3. 测量方法、原理和结果

使用说明: 请参阅仪器用户手册中的《仪器维护与故障排除》部分。

测量原理: 参见设备用户手册中的《仪器描述与技术说明》部分。

结果: 参见设备用户手册中的《工作流程》部分。

性能数据: 参见设备用户手册中的《说明书》部分。

注意: 如果仪器性能改变, 请致电当地的 HORIBA Medical 代表。

4. 组分与处理注意事项

组分:
季铵盐 < 20 %

pH: 6,95 +/- 0,1 (T = 20°C)

电阻率: 40 +/- 1 Ω (T = 20°C)

描述: 无色、无味。

处理注意事项: 避免接触眼睛、皮肤和衣服。操作该产品时应穿戴实验手套。吞入或吸入产品后可能对身体有害。产品不使用时应盖上瓶盖。请参阅试剂的化学安全数据表。

样品采集与混合: 参见设备用户手册中的《工作流程》部分。

5. 限制因素与废液处置

限制因素: 参见设备用户手册中的《说明书》部分。

废液安全处置: 参见设备用户手册中的《说明书》部分。请参阅试剂的化学安全数据表。

