

血液学设备 (体外诊断用)

ABX Lysebio

15/04/2010
A95A00011GZH

REF 0906012 (1L)
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L
0,4L

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

专用设备：

ABX Pentra 60 *
ABX Pentra 60 C+ *
Pentra ES60 *
Pentra MS60 *
ABX Pentra 80 *
ABX Pentra XL 80 *
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DF 120
ABX Pentra DX 120
ABX Slide Preparation System

1. 功能

该试剂用于 HORIBA Medical 血细胞计数仪上的红细胞裂解和血红蛋白浓度测定^a。

该设备的测量程序：

测量原理、特异性分析性能特点、分析灵敏度、诊断灵敏度、分析特异性、诊断特异性、准确度、重复性、复验性 (包括对已知相关干扰因素的控制)、检测极限、检测方法限制因素以及用户可以使用的参考测量程序和试剂：参见设备用户手册中的《说明书》部分。

2. 储存方法与失效期

储存条件：15°C (59°F) 至 30°C (86°F) 下避光储存。

打开稳定性：试剂瓶打开后最多 3 个月。

失效期：参阅试剂包装标签上的《失效期》。

3. 测量方法、原理和结果

使用说明：请参阅仪器用户手册中的《仪器维护与故障排除》部分。

测量原理：参见设备用户手册中的《仪器描述与技术说明》部分。

结果：参见设备用户手册中的《工作流程》部分。

性能数据：参见设备用户手册中的《说明书》部分。

注意：如果仪器性能改变，请致电当地的 HORIBA Medical 代表。

4. 组分与处理注意事项

组分：
季铵盐 < 20 %

pH：6,95 +/- 0,1 (T = 20°C)

电阻率：40 +/- 1 Ω (T = 20°C)

描述：无色、无味。

处理注意事项：避免接触眼睛、皮肤和衣服。操作该产品时应穿戴实验手套。吞入或吸入产品后可能对身体有害。产品不使用时应盖上瓶盖。请参阅试剂的化学安全数据表。

样品采集与混合：参见设备用户手册中的《工作流程》部分。

5. 限制因素与废液处置

限制因素：参见设备用户手册中的《说明书》部分。

废液安全处置：参见设备用户手册中的《说明书》部分。请参阅试剂的化学安全数据表。

a. 从索引 F 至索引 G 的修改：添加了 Pentra MS60

