

Hämatologiegeräte (für die in Vitro-Diagnostik)

ABX Lysebio

30/03/05  
A95A00011CDE

#### Ausschließliche Verwendung:

Micros\*  
Micros CRP  
Pentra 60  
Pentra 60 C+  
Pentra 80  
Pentra XL 80  
Pentra 120\*  
Pentra 120 Retic\*  
Pentra DF 120\*  
Pentra DX 120\*  
Slide Preparation System

**REF** 0906012 (1L)\*  
0906013 (0,4L)

**REAGENT** 1L\*  
0,4L

**IVD** 



**HORIBA ABX**  
BP 7290 - 34184 Montpellier  
cedex 4 - France

## 1. Funktionen

Dieses Reagenz wird bei Blutzellenzählungen auf HORIBA ABX-Geräten zur Lyse von Erythrozyten und zur Bestimmung der Hämoglobinkonzentration verwendet <sup>a</sup>.

**Bei der Verwendung des Gerätes sind folgende Verfahren zu beachten:**

Prinzip der Methode, spezifische Leistungsmerkmale der Analysen, analytische Sensitivität, diagnostische Sensitivität, analytische Spezifität, diagnostische Spezifität, Genauigkeit, Wiederholbarkeit, Reproduzierbarkeit (einschließlich Kontrolle von bekannten möglichen Interferenzen), Nachweisgrenzen, Grenzen der Methode sowie Informationen über die Verwendung der verfügbaren Verfahren und Materialien für Referenzmessungen finden Sie im Kapitel "Spezifikationen" im Benutzerhandbuch des Gerätes.

## 2. Lagerung & Haltbarkeit

**Lagerung:** lichtgeschützt bei 15°C bis 30°C.

**Verfallsdatum:** siehe Angabe auf dem Etikett der Reagenzienverpackung.

## 3. Messungen, Verfahren & Ergebnisse

**Gebrauchsanleitung:** siehe Kapitel "Wartung & Fehlerbehebung / Position und Anschluss der Reagenzien" im Benutzerhandbuch des Gerätes.

**Messverfahren:** siehe Kapitel "Gerätebeschreibung & Technologie" im Benutzerhandbuch des Gerätes.

**Ergebnisse:** siehe Kapitel "Arbeitsablauf" im Benutzerhandbuch des Gerätes.

**Leistungsdaten:** siehe Kapitel "Spezifikationen" im Benutzerhandbuch des Gerätes.

Hinweis: Wenn sich die Leistungsdaten ändern sollten, wenden Sie sich bitte an Ihre HORIBA ABX-Vertretung.

## 4. Zusammensetzung & Vorsichtsmaßnahmen

#### Zusammensetzung:

Quartäres Ammoniumsalz... < 5%

Nicht-ionisches Detergens . < 3%

**pH:** 6,95 +/- 0,1 (T = 20°C)

**Widerstand:** 40 +/- 1  $\Omega$  (T = 20°C)

**Beschreibung:** Farblos, geruchlos.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Beim Umgang mit dem Produkt Schutzhandschuhe tragen. Einatmen oder Schlucken des Produktes kann gesundheitsschädigend sein. Flasche nach der Verwendung geschlossen halten. Weitere Informationen enthält das Sicherheitsdatenblatt des Reagenz.

**Entnahme und Mischen von Probenmaterial:** siehe Kapitel "Arbeitsablauf" im Benutzerhandbuch des Gerätes.

## 5. Grenzen der Methode & Abfallentsorgung

**Grenzen der Methode:** siehe Kapitel "Spezifikationen" im Benutzerhandbuch des Gerätes.

a. Änderung von A95A00072B zu A95A00011CDE: neues Pentra DF 120

S.A. au capital de 44.000.000 Euros - RCS Montpellier 328 031 042 - SIRET 328 031 042 000 42 - APE 332 B

Die neuesten Versionen der Dokumente finden Sie unter [www.horiba-abx.com](http://www.horiba-abx.com)

**Sichere Abfallentsorgung:** siehe Kapitel "Spezifikationen" im Benutzerhandbuch des Gerätes. Weitere Informationen enthält das Sicherheitsdatenblatt des Reagenz.