

Hematologiutstyr (til in vitro-diagnostisering)

ABX Lysebio

15/04/2010
A95A00011GNO

REF 0906012 (1L)
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L
0,4L *

IVD 



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Kun til bruk med:

ABX Pentra 60 *
ABX Pentra 60 C+ *
Pentra ES60 *
Pentra MS60 *
ABX Pentra 80 *
ABX Pentra XL 80 *
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DF 120
ABX Pentra DX 120
Slide Preparation System

1. Funksjoner

Dette reagenset brukes på HORIBA Medical blodcelletellere for å lyse røde blodceller og angi hemoglobinkonsentrasjonen^a.

Måleprosedyre som skal følges ved bruk av enheten:

Metodeprinsipp, bestemte karakteristika for analytisk ytelse, analytisk sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk spesifisitet, diagnostisk spesifisitet, nøyaktighet, repeterbarhet, reproducerbarhet (inkludert kontroll av relevante forstyrrelser), begrensninger for sporingsmuligheter, begrensninger for metode og informasjon om bruk av tilgjengelige referansemåleprosedyrer og materialer av brukeren. Se avsnittet "Spesifikasjoner" i instrumentets brukerhåndbok.

2. Oppbevaring og utløpsdato

Lagringsbetingelser: Oppbevares mørkt og ved en romtemperatur på mellom 15°C og 30°C.

Stabilitet ved åpning: Maksimalt 3 måneder etter at reagenskoppen har blitt åpnet.

Utløpsdato: Se "utløpsdato" på reagensets merkelapp.

3. Målinger, prinsipper og resultater

Bruksanvisninger: Se avsnittet "Vedlikehold og problemløsning" i instrumentets brukerhåndbok.

Måleprinsipper: Se avsnittet "Beskrivelse og teknologi" i instrumentets brukerhåndbok.

Resultater: Se avsnittet "Arbeidsflyt" i instrumentets brukerhåndbok.

Ytelsesdata: Se avsnittet "Spesifikasjoner" i instrumentets brukerhåndbok.

Merk: Dersom ytelsene endrer seg, vennligst ring din HORIBA Medical-representant.

4. Sammensetning og forholdsregler ved håndtering

Sammensetning:

Kvaternære ammoniumsalter < 20%

pH: 6,95 +/- 0,1 (T = 20°C)

Resistivitet: 40 +/- 1 Ω (T = 20°C)

Beskrivelse: Fargeløst, luktfritt.

Forholdsregler for håndtering: Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Bruk labhansker når du håndterer produktet. Produktet kan være skadelig hvis det svelges eller inhaleres. Flasken skal være lukket når den ikke er i bruk. Vennligst les produktetablattet som gjelder for reagenset.

Innhenting og blanding av prøver: Se avsnittet "Arbeidsflyt" i instrumentets brukerhåndbok.

^a.Endring fra indeks F til G: Pentra MS60 tilføyd

5. Begrensninger og avfallshåndtering

Begrensninger: Se avsnittet "Spesifikasjoner" i instrumentets brukerhåndbok.

Trygg avfallshåndtering: Se avsnittet "Spesifikasjoner" i instrumentets brukerhåndbok. Vennligst les produktdatabladet som gjelder for reagenset.